



## 8E33=\*, 8E34=\*

<b>DE</b> Gebrauchsanweisung (Benutzer) .....	3
<b>EN</b> Instructions for use (user) .....	17
<b>FR</b> Instructions d'utilisation (Utilisateur) .....	30
<b>IT</b> Istruzioni per l'uso (Utilizzatore) .....	45
<b>ES</b> Instrucciones de uso (Usuario) .....	58
<b>PT</b> Manual de utilização (Usuário) .....	73
<b>NL</b> Gebruiksaanwijzing (Gebruiker) .....	87
<b>SV</b> Bruksanvisning (Användare) .....	101
<b>JA</b> 取扱説明書(ユーザー用) .....	114



## INFORMATION

Datum der letzten Aktualisierung: 2016-11-07

- ▶ Lesen Sie dieses Dokument vor Gebrauch des Produkts aufmerksam durch.
- ▶ Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie sich von Fachpersonal in den sachgemäßen und gefahrlosen Gebrauch des Produkts einweisen.
- ▶ Wenden Sie sich an das Fachpersonal, wenn Sie Fragen zum Produkt haben (z. B. bei Inbetriebnahme, Benutzung, Wartung, unerwartetem Betrieb oder Vorkommnissen). Sie finden die Kontaktdaten auf der Rückseite.
- ▶ Bewahren Sie dieses Dokument auf.

Die System-Elektrogreifer 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1, 8E34=9-1 werden im Folgenden Produkt/Prothese/Greifkomponente genannt.


Diese Gebrauchsanweisung gibt Ihnen wichtige Informationen zur Verwendung, Einstellung und Handhabung des Produkts.

Nehmen Sie das Produkt nur gemäß den Informationen in den mitgelieferten Begleitdokumenten in Betrieb.

## 2 Produktbeschreibung

### 2.1 Konstruktion

Das Produkt besteht aus folgenden Komponenten:



1. **Griffspitzen**

Zum Anpassen an unterschiedliche Arbeiten, kann die Position um  $\pm 60^\circ$  verdreht werden. Weitere Arten der Griffspitzen dem Kapitel "Zubehör" entnehmen (siehe Seite 9)

2. **Sicherheitshebel**

Zum Entriegeln des Antriebs der Greifarme (siehe Seite 14)

3. **Handrad**

Zum manuellen Öffnen/Schließen

4. **Ein-/Ausschalter**

Zum Ein-/Ausschalten der Elektronik und des Flexiongelenks  
Position der Wippe zum Greifgerät: Elektronik eingeschaltet und Flexionsbremse gelöst

Position der Wippe zum Prothesenschaft: Elektronik abgeschaltet und Flexionsgelenk blockiert

5. **Handgelenkverschluss** (nur bei 8E33\*)

Mechanische Verbindung zum Eingussring

### 2.2 Funktion

Das Produkt ist eine myogesteuerte Greifkomponente des MyoBock Prothesensystems.

Verschiedene Steuerungsprogramme erlauben eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten.

#### **nur bei 8E33=9\* und 8E34=9\***

Die Greifkomponente basiert auf dem Ottobock DMC System (DMC=Dynamic Mode Control): Dieses von Ottobock entwickelte System nutzt zwei unabhängige Mess- und Regelsysteme, um Griffgeschwindigkeit und Griffkraft optimal dem Muskelsignal entsprechend zu steuern.

## 3 Verwendung

### 3.1 Verwendungszweck

Die System Elektrogreifer sind **ausschließlich** zur exoprothetischen Versorgung der oberen Extremität zu verwenden.

### 3.2 Anwendung / Einsatzgebiet

Die System Elektrogreifer können für ein- oder beidseitige Amputationen oder bei Dysmelie eingesetzt werden.

### 3.3 Umgebungsbedingungen

Das Prothesensystem wurde für Alltagsaktivitäten entwickelt und darf nicht für außergewöhnliche Tätigkeiten eingesetzt werden. Diese außergewöhnlichen Tätigkeiten umfassen z.B. Sportarten mit übermäßiger Belastung des Handgelenks und/oder Stoßbelastung (Liegestütz, Downhill, Mountainbike, ...) oder Extremsportarten (Freiklettern, Paragleiten, etc.). Zusätzlich sollte das Prothesensystem nicht für das Führen von Kraftfahrzeugen, Führen von schwerem Gerät (z.B. Baumaschinen), Bedienen von Industriemaschinen und Bedienen von motorbetriebenen Arbeitsgeräten eingesetzt werden.

Das Produkt ist **ausschließlich** für die Versorgung an **einem** Patienten vorgesehen. Der Gebrauch des Produkts an einer weiteren Person ist von Seiten des Herstellers nicht zulässig.




Die zulässigen Umweltbedingungen sind den technischen Daten zu entnehmen (siehe Seite 15).

### 3.4 Qualifikation


Die Versorgung eines Patienten mit dem Produkt darf nur von Orthopädie-Technikern vorgenommen werden, die von Ottobock durch entsprechende Schulung autorisiert wurden.

## 4 Sicherheit


### 4.1 Bedeutung der Warnsymbolik

 <b>WARNUNG</b>	Warnung vor möglichen schweren Unfall- und Verletzungsgefahren.
 <b>VORSICHT</b>	Warnung vor möglichen Unfall- und Verletzungsgefahren.
 <b>HINWEIS</b>	Warnung vor möglichen technischen Schäden.

### 4.2 Aufbau der Sicherheitshinweise

 <b>VORSICHT</b>
<p><b>Die Überschrift bezeichnet die Quelle und/oder die Art der Gefahr</b></p> <p>Die Einleitung beschreibt die Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises. Sollte es mehrere Folgen geben, werden diese wie folgt ausgezeichnet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; z.B.: Folge 1 bei Nichtbeachtung der Gefahr</li><li>&gt; z.B.: Folge 2 bei Nichtbeachtung der Gefahr</li><li>▶ Mit diesem Symbol werden die Tätigkeiten/Aktionen ausgezeichnet, die beachtet/durchgeführt werden müssen, um die Gefahr abzuwenden.</li></ul>

### 4.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

 <b>WARNUNG</b>
<p><b>Verwendung der Prothese beim Führen eines Fahrzeugs</b></p> <p>Unfall durch unerwartetes Verhalten der Prothese.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Die Prothese sollte nicht für das Führen von Kraftfahrzeugen und Führen von schwerem Gerät (z.B. Baumaschinen) eingesetzt werden.</li></ul>

**⚠️ WARNUNG**

**Verwendung der Prothese beim Bedienen von Maschinen**

Verletzung durch unerwartete Aktionen der Prothese.

- ▶ Die Prothese sollte nicht für das Bedienen von Industriemaschinen und Bedienen von motorbetriebenen Arbeitsgeräten eingesetzt werden.

**⚠️ WARNUNG**

**Betreiben des Prothesensystems in der Nähe von aktiven, implantierten Systemen**

Störung der aktiven, implantierbaren Systeme (z.B. Herzschrittmacher, Defibrillator, etc.) durch erzeugte elektromagnetische Strahlung des Prothesensystems.

- ▶ Achten Sie beim Betreiben des Prothesensystems in unmittelbarer Nähe von aktiven, implantierbaren Systemen darauf, dass die vom Implantat-Hersteller geforderten Mindestabstände eingehalten werden.
- ▶ Beachten Sie unbedingt die vom Implantat-Hersteller vorgeschriebenen Einsatzbedingungen und Sicherheitshinweise.

**⚠️ WARNUNG**

**Verwendung von beschädigtem Netzteil, Adapterstecker oder Ladegerät**

Stromschlag durch Berührung freiliegender, spannungsführender Teile.

- ▶ Öffnen Sie Netzteil, Adapterstecker oder Ladegerät nicht.
- ▶ Setzen Sie Netzteil, Adapterstecker oder Ladegerät keinen extremen Belastungen aus.
- ▶ Ersetzen Sie sofort beschädigte Netzteile, Adapterstecker oder Ladegeräte.

**⚠️ WARNUNG**

**Laden der nicht abgelegten Prothese**

Stromschlag durch defektes Netzteil oder Ladegerät.

- ▶ Legen Sie die Prothese aus Sicherheitsgründen vor dem Ladevorgang ab.

**⚠️ VORSICHT**

**Selbstständig vorgenommene Manipulationen am Produkt**

Verletzung durch Beschädigung oder Fehlfunktion des Produkts.

- ▶ Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Arbeiten dürfen Sie keine Manipulationen an dem Produkt durchführen.
- ▶ Das Öffnen und Reparieren des Produkts bzw. das Instandsetzen beschädigter Komponenten darf nur vom autorisierten Ottobock Fachpersonal durchgeführt werden.

**⚠️ VORSICHT**

**Verschleißerscheinungen an Systemkomponenten**

Verletzung durch Fehlsteuerung oder Fehlfunktion des Produkts.

- ▶ Im Interesse der eigenen Sicherheit sowie aus Gründen der Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und Garantie müssen Sie die vorgeschriebenen Serviceintervalle einhalten.

#### 4.4 Hinweise zum Aufenthalt in bestimmten Bereichen

##### **⚠ VORSICHT**

##### **Aufenthalt im Bereich starker magnetischer und elektrischer Störquellen (z.B. Diebstahlsicherungssysteme, Metalldetektoren)**

Verletzung durch unerwartetes Verhalten des Prothesensystems infolge Störung der internen Datenkommunikation.

- ▶ Vermeiden Sie den Aufenthalt in der Nähe von sichtbaren oder verborgenen Diebstahlsicherungssystemen im Eingangs- / Ausgangsbereich von Geschäften, Metalldetektoren / Bodyscannern für Personen (z.B. im Flughafenbereich) oder anderen starken magnetischen und elektrischen Störquellen (z.B. Hochspannungsleitungen, Sender, Trafostationen, Computertomographen, Kernspintomographen ...).
- ▶ Achten Sie beim Durchschreiten von Diebstahlsicherungssystemen, Bodyscannern, Metalldetektoren auf unerwartetes Verhalten des Prothesensystems.

##### **⚠ VORSICHT**

##### **Zu geringer Abstand zu HF Kommunikationsgeräten (z.B. Mobiltelefone, Bluetooth-Geräte, WLAN-Geräte)**

Verletzung durch unerwartetes Verhalten des Prothesensystems infolge Störung der internen Datenkommunikation.

- ▶ Es wird daher empfohlen zu diesen HF Kommunikationsgeräten folgende Mindestabstände einzuhalten:
  - Mobiltelefon GSM 850 / GSM 900: 0,99m
  - Mobiltelefon GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS: 0,7m
  - DECT Schnurlostelefone inkl. Basisstation: 0,35m
  - WLAN (Router, Access Points,...): 0,22m
  - Bluetooth Geräte (Fremdprodukte, die nicht von Ottobock freigegeben sind): 0,22m

##### **⚠ VORSICHT**

##### **Aufenthalt in Bereichen außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs**

Verletzung durch Fehlsteuerung oder Fehlfunktion des Prothesensystems.

- ▶ Vermeiden Sie den Aufenthalt in Bereichen außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs (siehe Seite 15).

#### 4.5 Hinweise zur Benutzung

##### **⚠ VORSICHT**

##### **Verwendung der Prothese mit spitzen oder scharfen Gegenständen (z.B. Messer in der Küche)**

Verletzung durch nicht beabsichtigte Bewegungen.

- ▶ Verwenden Sie die Prothese beim Hantieren mit spitzen oder scharfen Gegenständen unter erhöhter Vorsicht.

##### **⚠ VORSICHT**

##### **Klemmgefahr zwischen den Greifarmen / Griffspitzen**

Verletzung durch Einklemmen von Körperteilen.

- ▶ Achten Sie beim Gebrauch des Produkts darauf, dass sich zwischen den Greifarmen / Griffspitzen keine Körperteile befinden.

**⚠ VORSICHT**

**Überlastung durch außergewöhnliche Tätigkeiten**

Verletzung durch unerwartetes Verhalten des Produkts infolge Fehlfunktion.

- ▶ Das Produkt wurde für Alltagsaktivitäten entwickelt und darf nicht für außergewöhnliche Tätigkeiten eingesetzt werden. Diese außergewöhnlichen Tätigkeiten umfassen z.B. Sportarten mit übermäßiger Belastung des Handgelenks und/oder Stoßbelastung (Liegestütz, Downhill, Mountainbike, ...) oder Extremsportarten (Freiklettern, Paragleiten, etc.).
- ▶ Sorgfältige Behandlung des Produkts und seiner Komponenten erhöht nicht nur deren Lebenserwartung, sondern dient vor allem Ihrer persönlichen Sicherheit!
- ▶ Sollten auf das Produkt und seinen Komponenten extreme Belastungen aufgebracht worden sein, (z.B. durch Sturz, o.ä.), muss das Produkt umgehend von einem Orthopädie-Techniker auf Schäden überprüft werden. Dieser leitet das Produkt ggf. an eine autorisierte Ottobock Servicestelle weiter.

**⚠ VORSICHT**

**Mechanische Belastung des Produkts**

Verletzung durch Fehlsteuerung oder Fehlfunktion des Prothesensystems.

- ▶ Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Vibrationen oder Stößen aus.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf sichtbare Schäden.

**⚠ VORSICHT**

**Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in die Prothesenkomponenten**

Verletzung durch Fehlsteuerung oder Fehlfunktion des Prothesensystems.

- ▶ Achten Sie darauf, dass weder feste Teilchen noch Flüssigkeit in das Prothesensystem oder in die Prothesenkomponenten (z.B. Greifkomponente) eindringen können.

**HINWEIS**

**Unsachgemäße Pflege des Prothesensystems**

Beschädigung des Prothesensystems durch Verwendung falscher Reinigungsmittel.

- ▶ Reinigen Sie das Prothesensystem ausschließlich mit einem feuchten Tuch und milder Seife (z.B. Ottobock DermaClean 453H10=1).
- ▶ Zur Reinigung / Desinfektion des Innenschafts dürfen Sie nur folgende Produkte verwenden:

**Reinigung:** Ottobock DermaClean 453H10=1

**Desinfektion:** Ottobock DermaDesinfect 453H16.

**⚠ VORSICHT**

**Wechseln von Prothesenkomponenten im eingeschalteten Zustand**

Verletzung durch Fehlsteuerung oder Fehlfunktion des Prothesensystems.

- ▶ Bevor Sie Prothesenkomponenten (z. B. Greifkomponente) wechseln, nehmen Sie den Akku aus dem Einlegerahmen oder schalten Sie das Prothesensystem aus.

**4.6 Hinweise zur Stromversorgung / Akku laden**

**⚠ VORSICHT**

**Laden des Prothesensystems mit verschmutzten oder beschädigten Kontakten**

Verletzung durch unerwartetes Verhalten des Prothesensystems infolge unzureichender Lade-funktion.

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte stets sauber und fettfrei sind.
- ▶ Reinigen Sie die elektrischen Kontakte von Ladestecker und Ladebuchse regelmäßig mit einem Wattestäbchen und milder Seifenlauge.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie die Kontakte keinesfalls mit spitzen oder scharfen Gegenständen beschädigen.

#### **HINWEIS**

##### **Laden des Prothesensystems mit falschem Netzteil/Ladegerät**

Beschädigung des Prothesensystems durch falsche Spannung, Strom, Polarität.

- ▶ Verwenden Sie nur von Ottobock für das Prothesensystem freigegebene Netzteile/Ladegeräte (siehe Gebrauchsanweisungen und Kataloge).

#### **HINWEIS**

##### **Kontakt des Ladesteckers mit magnetischen Datenträgern**

Löschen des Datenträgers.

- ▶ Legen Sie den Ladestecker nicht auf Kreditkarten, Disketten, Audio- und Videokassetten.

#### **INFORMATION**

Wurde der Ladestecker an der Ladebuchse angelegt, kann das Prothesensystem nicht benutzt werden. Das Prothesensystem ist für die Dauer des Ladevorgangs deaktiviert.

## **4.7 Hinweise zur Verwendung der Taschenlampe**

#### **⚠ WARNUNG**

##### **Verwendung des falschen Batterietyps und/oder Nichtbeachtung der Polarität**

Explosion durch austretende Gase und deren Selbstentzündung infolge Kurzschluss und Über-temperatur.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032.
- ▶ Beachten Sie beim Einlegen der beiden Batterien die Angabe der Polarität auf dem Deckel des Batteriefachs.

#### **⚠ VORSICHT**

##### **Direkter Blick in den Lichtstrahl der Taschenlampe**

Schädigung des Auges infolge direkten Blicks in den Lichtstrahl.

- ▶ Verwenden Sie die Taschenlampe nicht für Untersuchungen z.B. der Augen (sogenannter Pupillentest).
- ▶ Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen von Personen oder Tieren.
- ▶ Blicken Sie nicht in den direkten Lichtstrahl.
- ▶ Sollte der Lichtstrahl ins Auge treffen, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf ist sofort aus dem Lichtstrahl zu bewegen.

## **4.8 Hinweise bei Verwendung eines Ellbogengelenks (z.B. 12K44, 12K50, 12K100N, 12K110N)**

#### **⚠ VORSICHT**

##### **Klemmgefahr im Beugebereich des Ellbogengelenks**

Verletzung durch Einklemmen von Körperteilen.



- ▶ Achten Sie beim Beugen des Ellbogengelenks darauf, dass sich in diesem Bereich keine Finger/Körperteile befinden.

### **⚠ VORSICHT**

#### **Manuelles Entriegeln der Ellbogensperre unter Last**

Verletzung durch Lösen der Ellbogensperre unter Last.

- ▶ Besondere Vorsicht ist beim Entriegeln der Ellbogensperre während des Hebens schwerer Lasten geboten.
- ▶ Wegen der Verletzungsgefahr lösen Sie die Sperre in diesem Zustand nur unter großer Aufmerksamkeit.

### **⚠ VORSICHT**

#### **Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Prothesenarm**

Verletzung durch unerwartetes Verhalten des Prothesensystems oder Fehlfunktion.

- ▶ Achten Sie darauf, dass weder feste Teilchen noch Flüssigkeit in den Prothesenarm eindringen.
- ▶ Setzen Sie den Prothesenarm und speziell das Ellbogengelenk keinem Sprüh- oder Tropfwasser aus.
- ▶ Tragen Sie bei Regen den Prothesenarm und speziell das Ellbogengelenk zumindest unter einer festen Kleidung.

### **HINWEIS**

#### **Beschichten, bekleben oder lackieren der Prothese**

Beschädigung oder Bruch infolge chemischer Prozesse.

- ▶ Die Prothese darf keinesfalls beschichtet, beklebt oder lackiert werden.

## **5 Lieferumfang und Zubehör**

### **5.1 Lieferumfang**

- 2 St. CR2032 Lithium Batterie
- 1 St. System-Elektrogreifer DMC VariPlus 8E33=9-1 oder  
1 St. System-Elektrogreifer DMC VariPlus 8E34=9-1 oder  
1 St. System-Elektrogreifer Digital Twin 8E33=7-1 oder  
1 St. System-Elektrogreifer Digital Twin 8E34=7-1
- 1 St. Gebrauchsanweisung (Benutzer) 647G1275

### **5.2 Zubehör**

#### **Greifspitzen**

- Spitzen-Set 9S138
- Gummipolster-Set 9S145
- Griffplatten-Set 9S149
- Spitzen-Paar 9S234=PAA
- Spitzen-Paar 9S278=PAA

## **6 Akku laden**

Beim Laden des Akkus sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Kapazität des vollständig geladenen Akkus reicht für den Tagesbedarf.
- Für den alltäglichen Gebrauch des Produkts wird tägliches Laden empfohlen.

- Im täglichen Gebrauch kann die komplette Ladeinheit (Netzteil – Ladegerät) auch ständig an der Steckdose angesteckt bleiben.
- Vor der erstmaligen Verwendung sollte der Akku mindestens 3 Stunden geladen werden.

### 6.1 Ladegerät 757L14 und X-ChangePack 757B15

#### HINWEIS

#### Tiefenentladung des Akkus

Irreparable Beschädigung des Produkts und daraus resultierender Funktionsverlust bei unregelmäßiger und unvollständiger Ladung des Akkus.

► Laden Sie den Akku bei einer Langzeitlagerung alle 4 bis 6 Monate vollständig auf.



- 1) Die Ladestation mit Netzteil an die Steckdose anstecken.
- 2) Ein oder zwei Akkus in die Ladestation einsetzen.
- 3) Die rote LED leuchtet ● und der Ladevorgang wird gestartet.
- 4) Ist der Akku vollständig geladen, blinkt die rote LED ☀.
- 5) Nach abgeschlossenem Ladevorgang den Akku entnehmen.

#### 6.1.1 Anzeige des aktuellen Ladezustands

Der aktuelle Ladezustand kann nur am Ladegerät mit angeschlossenem Netzteil und eingesetztem Akku überprüft werden.

LED am Impuls-ladegerät	Ereignis
●	Ladezustand 0 % bis 79 %
☀	<b>blinkt lange:</b> Ladezustand 80 % bis 99 % <b>blinkt kurz:</b> Ladezustand 100 %

#### 6.1.2 Störungsbeseitigung

LED am Impuls-ladegerät	Zeitpunkt	Fehler	Lösungsschritt
☀	unmittelbar nach Einstecken des Akkus in den Ladeschacht	Akku defekt	Der Akku muss von einer autorisierten Ottobock Servicestelle überprüft werden.
●	nach 4 bzw. 8 Stunden Ladedauer	Akku defekt	Der Akku muss von einer autorisierten Ottobock Servicestelle überprüft werden.
○	unmittelbar nach Einstecken des Akkus in den Ladeschacht	Ladeschacht/Impuls-ladegerät oder Netzteil defekt	Das Impuls-ladegerät und das Netzteil müssen von einer autorisierten Ottobock

LED am Impuls-lade-gerät	Zeitpunkt	Fehler	Lösungsschritt
			Service-stelle überprüft werden.


## 6.2 Ladegerät 757L20 und EnergyPack 757B2\*

### HINWEIS

#### Tiefenentladung des Akkus

Irreparable Beschädigung des Produkts und daraus resultierender Funktionsverlust bei unregelmäßiger und unvollständiger Ladung des Akkus.

► Laden Sie den Akku bei einer Langzeitlagerung alle 4 bis 6 Monate vollständig auf.



- 1) Die Ladestation mit Netzteil an die Steckdose anstecken.  
→ Die grüne LED am Netzteil und die grüne LED in der Mitte der LED Reihe leuchten.
- 2) Ein oder zwei Akkus in die Ladestation einsetzen.
- 3) Die grüne LED des jeweiligen Ladeschachts leuchtet ● und der Ladevorgang wird gestartet.
- 4) Ist der Akku vollständig geladen, blinkt die grüne LED des jeweiligen Ladeschachts :☀️.
- 5) Nach abgeschlossenem Ladevorgang den Akku entnehmen.

### 6.2.1 Anzeige des aktuellen Ladezustands

Beim Einlegen/Einrasten des Akkus in die Prothese, wird für einige Sekunden eine Kapazitätsanzeige am Akku aktiviert.

LED Anzeige	Ereignis
●	Ladepkapazität über 50%
● und ●	Ladepkapazität unter 50%
●	Ladepkapazität unter 5%

### 6.2.2 Störungsbeseitigung

Ladeschacht	LED des Ladeschachts	Ereignis
leer	● oder ● oder ●	<b>Das Ladegerät ist defekt</b> Das Ladegerät und das Netzteil müssen von einer autorisierten Ottobock Service-stelle überprüft werden.
leer oder Akku eingesetzt	☀️	
Akku eingesetzt	●	<b>Der Akku wird geladen</b>
	☀️	<b>Der Akku ist vollständig geladen</b>

Ladeschacht	LED des Ladeschachts	Ereignis
Akku eingesetzt	●	<b>Die Temperatur des Akkus ist zu hoch</b> Akku entnehmen und abkühlen lassen
	●	<b>Der eingesetzter Akku ist defekt</b> Der Akku muss von einer autorisierte Ottobock Servicestelle überprüft werden.

### 6.3 Ladegerät 757L35 und Akku 757B35=\*

#### 6.3.1 Ladegerät mit dem Produkt verbinden



- 1) Ladestecker an die Ladebuchse des Prothesensystems anlegen.  
→ Die korrekte Verbindung vom Ladegerät zum Prothesensystem wird durch Rückmeldungen angezeigt (Statussignale).
- 2) Der Ladevorgang wird gestartet.  
→ Das Prothesensystem wird automatisch ausgeschaltet.
- 3) Nach abgeschlossenem Ladevorgang Verbindung zum Prothesensystem trennen.

#### 6.3.2 Sicherheitsabschaltung

Die Sicherheitsabschaltung des Prothesensystems dient zum Schutz des Akkus und aktiviert sich bei:

- Über- und Untertemperatur
- Über- und Unterspannung
- Kurzschluss

Nach einem verursachten Kurzschluss muss der Ladestecker an die Ladebuchse an- und wieder abgesteckt werden, um die Elektronik zu aktivieren.

#### 6.3.3 Anzeige des aktuellen Ladezustands

Der Ladezustand kann jederzeit abgefragt werden.

- 1) Bei eingeschaltetem Prothesensystem die Taste der Ladebuchse kürzer als eine Sekunde drücken.
- 2) Die LED-Anzeige an der Ladebuchse gibt Auskunft über den aktuellen Ladezustand.

Ladebuchse	Ereignis
●	Akku voll
●	Akku 50% geladen
●	Akku leer


#### 6.3.4 Piepsignale

Piepsignal	Zusätzliche Anzeigen	Ereignis
1 x lang	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prothese über Ladebuchse ausschalten</li> <li>• Ladung beginnt (Ladestecker mit Ladebuchse verbunden)</li> <li>• Ladung wird beendet (Ladestecker von Ladebuchse getrennt)</li> </ul>

Piepsignal	Zusätzliche Anzeigen	Ereignis
2 x kurz	LED auf Ladebuchse leuchtet kurz auf	Prothese einschalten
3 x kurz	-	Akkuspannung zu gering, Prothesensystem schaltet automatisch ab

## 7 Gebrauch

### 7.1 Ein- und Ausschalten der Greifkomponente



#### Einschalten


Schaltwippe in Pos. 1 bewegen, bis diese einrastet. Die Elektronik der Greifkomponente ist eingeschaltet und die Flexionsbremse ist gelöst.

#### Ausschalten

Schaltwippe in Pos. 2 bewegen, bis diese einrastet. Die Elektronik der Greifkomponente ist ausgeschaltet und das Flexionsgelenk ist blockiert.

### 7.2 Taschenlampe

(für Greifgeräte mit eingebauter Taschenlampe)



1. **2x leuchtstarke Leuchtdioden (LED)** zum Beleuchten der Arbeitsumgebung

#### 2. Ein/Ausschalter


Durch Drücken dieses Tasters wird die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet. Wird unmittelbar nach dem Einschalten diese Taste betätigt, kann die Helligkeit durch erneutes Drücken dieses Tasters in 3 Stufen verändert werden.

Nach ca. 15 Minuten wird die Taschenlampe automatisch ausgeschaltet.

#### 3. Batteriefach


#### Batterien einlegen (2x CR2032)

Zum Einlegen der Batterien folgende Schritte durchführen:



- 1) Den Deckel des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
- 2) 2 Knopfzellen CR2032, mit dem + Pol zum Deckel zeigend einlegen.
- 3) Den Deckel aufsetzen. Dabei darauf achten, dass die Gummidichtung nicht beschädigt wird.
- 4) Den Deckel durch Drehen im Uhrzeigersinn verschließen.

### 7.3 Notöffnen der Greifkomponente



Diese Sicherheitsfunktion ermöglicht das Öffnen der Greifarme unabhängig von anliegenden Steuersignalen.

- ▶ Den Entriegelungshebel vom Handrad wegschwenken (Pfeil) und die Greifarme manuell öffnen.

### 7.4 Greifkomponente 8E33=7\*, 8E33=9\* wechseln

#### Greifkomponente vom Schaft trennen

- 1) Die Greifkomponente einmal um die eigene Achse drehen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist (ca. 360°).
- 2) Diesen Widerstand überwinden und die Greifkomponente vom Schaft abziehen.

#### Greifkomponente am Schaft befestigen

- 1) Den Handgelenkverschluss in den Eingussring einführen und fest eindrücken.
- 2) Die Greifkomponente leicht nach links oder rechts drehen.
- 3) Überprüfen der korrekten Befestigung durch Zug an der Greifkomponente.

## 8 Reinigung

### HINWEIS

#### Unsachgemäße Pflege des Produkts

Beschädigung des Produkts durch Verwendung falscher Reinigungsmittel.

- ▶ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem feuchten Tuch und milder Seife (z.B. Ottobock DermaClean 453H10=1).

- 1) Bei Verschmutzungen das Produkt mit einem feuchten Tuch und milder Seife (z.B. Ottobock Derma Clean 453H10=1) reinigen.  
Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in die Systemkomponente/Systemkomponenten eindringt.
- 2) Das Produkt mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen und an der Luft vollständig trocknen lassen.

## 9 Wartung

Da es bei allen beweglichen mechanischen Teilen zu Verschleißerscheinungen kommen kann, werden regelmäßige Serviceinspektionen empfohlen. Diese Serviceinspektionen beinhalten die Überprüfung des Produkts und wenn nötig, den Austausch von Verschleißteilen.

## 10 Rechtliche Hinweise

### 10.1 Haftung

Der Hersteller haftet, wenn das Produkt gemäß den Beschreibungen und Anweisungen in diesem Dokument verwendet wird. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Dokuments, insbesondere durch unsachgemäße Verwendung oder unerlaubte Veränderung des Produkts verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

### 10.2 Markenzeichen

Alle innerhalb des vorliegenden Dokuments genannten Bezeichnungen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Rechten der jeweiligen Eigentümer.

Alle hier bezeichneten Marken, Handelsnamen oder Firmennamen können eingetragene Marken sein und unterliegen den Rechten der jeweiligen Eigentümer.

Aus dem Fehlen einer expliziten Kennzeichnung, der in diesem Dokument verwendeten Marken, kann nicht geschlossen werden, dass eine Bezeichnung frei von Rechten Dritter ist.

### 10.3 CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Aufgrund der Klassifizierungskriterien nach Anhang IX dieser Richtlinie wurde das Produkt in die Klasse I eingestuft. Die Konformitätserklärung wurde deshalb vom Hersteller in alleiniger Verantwortung gemäß Anhang VII der Richtlinie erstellt.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikkomponenten und Geräten.

## 11 Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Lagerung und Transport in der Originalverpackung	-20 °C/-4 °F bis +40 °C/+104 °F max. 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerung und Transport ohne Verpackung	-20 °C/-4 °F bis +40 °C/+104 °F max. 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betrieb	-10 °C/+14 °F bis +60 °C/+140 °F max. 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Kennzeichen	8E33=7-1	8E34=7-1	8E33=9-1	8E34=9-1
Betriebsspannung [V]	6/7,2			
Öffnungsweite [mm]	95			
Griffkraft [N]	160		0 - 160	
Gewicht [g]	540	520	540	520
Lebensdauer [Jahre]	5			
Anzugsmoment Greifspitzen [Ncm]	40 - 50			
Proportionale Geschwindigkeit [mm/sec]	180		8 - 200	

Taschenlampe	
Leuchtmittel [Anzahl, Art]	2, LED
maximale Lichtstärke der beiden Leuchtdioden (LED's) gesamt [mcd]	16400-24000
Batterie [Anzahl, Type]	2x CR2032
Maximale Leuchtdauer mit neuen Batterien bei höchster Helligkeit und Raumtemperatur [h]	8
Heligkeitsstufen [Anzahl]	3
Automatische Abschaltung	nach 15 Minuten

<b>Kennzeichen Akku</b>	<b>757B15</b>	<b>757B20</b>	<b>757B21</b>	<b>757B35 =0</b>	<b>757B35 =1</b>	<b>757B35 =3</b>
Temperaturbereich beim Laden [°C]	0°C bis +40°C	0°C bis +50°C		0°C bis +60°C		
Kapazität [mAh]	550	900	800	300	600	1150
Lebensdauer des Akkus [Jahre]	2					
Verhalten des Produkts während dem Ladevorgang	Das Produkt ist ohne Funktion					
Betriebsdauer des Produkts mit vollständig geladenem Akku [Griffzyklen]	ca. 1000	ca. 2500 - 3000	ca. 2000 - 2500	ca. 1000	ca. 1000 - 2000	ca. 4000
Ladezeiten (bei vollständiger Entladung des Akkus) [Stunden]	ca. 10	ca. 3,5	ca. 3	ca. 2,5		
Nennspannung [V]	6	ca. 7,2		ca. 7,4		
Akkutechnologie	Ni-Mh	Li-Ion		Li-Po		Li-Ion
zugelassene Ladegeräte	757L14	757L20		757L35		

<b>Netzteil</b>	
Kennzeichen	757L16*
Lagerung und Transport in der Originalverpackung	-40 °C/-40 °F bis +70 °C/+158 °F
Lagerung und Transport ohne Verpackung	-40 °C/-40 °F bis +70 °C/+158 °F 10 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betrieb	0 °C/+32 °F bis +40 °C/+104 °F max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Eingangsspannung	100 V~ bis 240 V~
Netzfrequenz	50 Hz bis 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V ==

## 12 Angewandte Symbole



Dieses Produkt darf nicht überall mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Eine nicht den Bestimmungen Ihres Landes entsprechende Entsorgung kann sich schädlich auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken. Bitte beachten Sie die Hinweise der für Ihr Land zuständigen Behörde zu Rückgabe- und Sammelverfahren.



Konformitätserklärung gemäß der anwendbaren europäischen Richtlinien

SN YYYY WW NNN

Seriennummer  
YYYY - Herstellungsjahr  
WW - Herstellungswoche





Nicht in die Lichtquelle starren



Rechtlicher Hersteller

## 1 Foreword

English

### INFORMATION

Last update: 2016-11-07

- ▶ Please read this document carefully before using the product.
- ▶ Follow the safety instructions to avoid injuries and damage to the product.
- ▶ Receive instruction in the correct and safe use of the product by qualified personnel.
- ▶ Please contact the qualified personnel if you have questions about the product (e.g. regarding the start-up, use, maintenance, unexpected operating behaviour or circumstances). Contact information can be found on the back page.
- ▶ Please keep this document in a safe place.

The 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1, 8E34=9-1 System Electric Greifers are referred to as the product/prosthesis/terminal device in the following.


These instructions for use provide you with important information on the use, adaptation and handling of the product.

Only put the product into use in accordance with the information contained in the accompanying documents supplied.

## 2 Product description

### 2.1 Design

The product consists of the following components:



1. **Fingertips**  
The position can be rotated by  $\pm 60^\circ$  to adapt to various tasks. For other types of fingertips, see the section "Accessories" (see Page 23)
2. **Safety lever**  
To unlock the prehensile arm drive (see Page 27)
3. **Dial**  
For manual opening/closing
4. **On/Off switch**  
To turn the electronics and flexion joint on/off  
Position of the rocker switch towards the terminal device: electronics switched on and flexion brake released  
Position of the rocker switch towards the prosthetic socket: electronics switched off and flexion joint blocked
5. **Quick-disconnect wrist unit** (only with 8E33\*)  
Mechanical connection to the lamination ring

### 2.2 Function

The product is a myoelectrically controlled terminal device of the MyoBock prosthesis system.

Various control programmes make optimal adaptation to the individual needs and abilities possible.

### Only with 8E33=9\* and 8E34=9\*

The terminal device is based on the Ottobock DMC system (DMC=Dynamic Mode Control): This system, which has been developed by Ottobock, uses two independent measurement and control systems in order to optimally control the gripping speed and gripping force in accordance with the muscle signal.

## 3 Application

### 3.1 Indications for use

The System Electric Greifers are intended **exclusively** for exoprosthetic upper limb fittings.

### 3.2 Use/Field of Application

The System Electric Greifers can be used for unilateral or bilateral amputations, and in case of dysmelia.

### 3.3 Environmental conditions

The prosthesis system was developed for everyday activities and must not be used for unusual activities. These unusual activities include, for example, sports with excessive strain and/or shocks to the wrist joint (pushups, downhill racing, mountain biking, ...) or extreme sports (free climbing, paragliding, etc.). Furthermore, the prosthesis system should not be used for the operation of motor vehicles, heavy equipment (e.g. construction machines), industrial machines or motor-driven equipment.

The product is intended **exclusively** for use on **one** patient. Use of the product by another person is not approved by the manufacturer.




Permissible ambient conditions are described in the technical data (see Page 29).

### 3.4 Qualification


Fitting a patient with the product may only be carried out by orthopaedic technicians who have been authorised by Ottobock after completion of a corresponding training course.

## 4 Safety

### 4.1 Explanation of warning symbols

 <b>WARNING</b>	Warning regarding possible serious risks of accident or injury.
 <b>CAUTION</b>	Warning regarding possible risks of accident or injury.
 <b>NOTICE</b>	Warning regarding possible technical damage.

### 4.2 Structure of the safety instructions

 <b>CAUTION</b>
<p><b>The heading describes the source and/or the type of hazard</b></p> <p>The introduction describes the consequences in case of failure to observe the safety instructions. Consequences are presented as follows if more than one consequence is possible:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; E.g.: Consequence 1 in case of failure to observe the hazard</li><li>&gt; E.g.: Consequence 2 in case of failure to observe the hazard</li><li>▶ This symbol identifies activities/actions that must be observed/carried out in order to avert the hazard.</li></ul>

### 4.3 General safety instructions

#### **WARNING**

##### **Operating a vehicle with the prosthesis**

Accidents due to unexpected actions of the prosthesis.

- ▶ The prosthesis should not be used for the operation of motor vehicles and heavy equipment (e.g. construction machines).

#### **WARNING**

##### **Operating machines with the prosthesis**

Injury due to unexpected actions of the prosthesis.

- ▶ The prosthesis should not be used for the operation of industrial machines or motor-driven equipment.

#### **WARNING**

##### **Operating the prosthetic system near active implanted systems**

Interference with active implantable systems (e.g., pacemaker, defibrillator, etc.) due to electromagnetic interference of the prosthetic system.

- ▶ When operating the prosthetic system in the immediate vicinity of active implantable systems, ensure that the minimum distances stipulated by the manufacturer of the implant are observed.
- ▶ Make sure to observe any operating conditions and safety instructions stipulated by the manufacturer of the implant.

#### **WARNING**

##### **Use of damaged power supply unit, adapter plug or battery charger**

Risk of electric shock due to contact with exposed, live components.

- ▶ Do not open the power supply unit, adapter plug or battery charger.
- ▶ Do not expose the power supply unit, adapter plug or battery charger to extreme loading conditions.
- ▶ Immediately replace damaged power supply units, adapter plugs or battery chargers.

#### **WARNING**

##### **Charging the prosthesis without taking it off**

Risk of electric shock due to defects in the power supply unit or in the battery charger.

- ▶ For safety reasons, remove the prosthesis prior to charging it.

#### **CAUTION**

##### **Independent manipulation of the product**

Injury due to product damage or malfunction.

- ▶ Manipulations to the product other than the tasks described in these instructions for use are not permitted.
- ▶ The product and any damaged components may only be opened and repaired by authorised, qualified Ottobock personnel.

#### **CAUTION**

##### **Signs of wear to system components**

Injury due to faulty control or malfunction of the product.

- ▶ In the interest of user safety and in order to maintain the operational reliability and the validity of the warranty, the specified service intervals must be observed.

#### 4.4 Information on Proximity to Certain Areas

##### **⚠ CAUTION**

##### **Proximity to sources of strong magnetic or electrical interference (e.g. theft prevention systems, metal detectors)**

Injury due to unexpected behaviour of the prosthesis system caused by interference with internal data communication.

- ▶ Avoid remaining in the vicinity of visible or concealed theft prevention systems at the entrance/exit of stores, metal detectors/body scanners for persons (e.g. in airports) or other sources of strong magnetic and electrical interference (e.g. high-voltage lines, transmitters, transformer stations, computer tomographs, magnetic resonance tomographs, etc.).
- ▶ When walking through theft prevention systems, body scanners or metal detectors, watch for unexpected behaviour of the prosthetic system.

##### **⚠ CAUTION**

##### **Distance to HF communication devices is too small (e.g. mobile phones, Bluetooth devices, WiFi devices)**

Injury due to unexpected behaviour of the prosthesis system caused by interference with internal data communication.

- ▶ Therefore, keeping the following minimum distances to these HF communication devices is recommended:
  - Mobile phone GSM 850 / GSM 900: 0.99 m
  - Mobile phone GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS: 0.7 m
  - DECT cordless phones incl. base station: 0.35 m
  - WiFi (routers, access points ...): 0.22 m
  - Bluetooth devices (third-party products not approved by Ottobock): 0.22 m

##### **⚠ CAUTION**

##### **Wearing in extreme ambient temperatures**

Injury due to faulty control or malfunction of the Axon-Bus prosthetic system.

- ▶ Avoid wearing the prosthesis in areas with temperatures outside of the permissible range (see Page 29).

#### 4.5 Information on Use

##### **⚠ CAUTION**

##### **Using the prosthesis with pointed or sharp objects (e.g. knives in the kitchen)**

Injury due to unintentional movements.

- ▶ Use extra caution when using the prosthesis for handling pointed or sharp objects.

##### **⚠ CAUTION**

##### **Risk of pinching between the prehensile arms/fingertips**

Injury due to pinching of body parts.

- ▶ Ensure that no body parts are between the prehensile arms/fingertips when using the product.

### **⚠ CAUTION**

#### **Overloading due to unusual activities**

Injury due to unexpected product behaviour as a result of a malfunction.

- ▶ The product was developed for everyday use and must not be used for unusual activities. These unusual activities include, for example, sports with excessive strain and/or shocks to the wrist joint (pushups, downhill racing, mountain biking, ...) or extreme sports (free climbing, paragliding, etc.).
- ▶ Careful handling of the product and its components not only increases their service life but, above all, ensures your personal safety!
- ▶ If the product and its components have been subjected to extreme loads (e.g. due to a fall, etc.), then the product must be inspected for damage immediately by an O&P professional. If necessary, he or she will forward the product to an authorised Ottobock Service Centre.

### **⚠ CAUTION**

#### **Mechanical stress on the product**

Injury due to faulty control or malfunction of the prosthetic system.

- ▶ Do not subject the product to mechanical vibrations or impacts.
- ▶ Check the product for visible damage before each use.

### **⚠ CAUTION**

#### **Penetration of dirt and humidity into the prosthetic components**

Injury due to faulty control or malfunction of the prosthesis system.

- ▶ Ensure that neither solid particles nor liquids can penetrate into the prosthesis system or prosthetic components (e.g. the terminal device).

### **NOTICE**

#### **Improper care of the prosthesis system**

Damage to the prosthesis system due to the use of incorrect cleaning agents.

- ▶ Clean the prosthesis system with a damp cloth and mild soap only (e.g. 453H10=1 Ottobock DermaClean).
- ▶ Use only the following products for cleaning/disinfecting the inner socket:  
**Cleaning:** 453H10=1 Ottobock DermaClean  
**Disinfection:** 453H16 Ottobock DermaDesinfect

### **⚠ CAUTION**

#### **Changing prosthetic components when switched on**

Injury due to faulty control or malfunction of the prosthesis system.

- ▶ Before changing prosthetic components (such as the terminal device), remove the rechargeable battery from the battery receptacle or switch off the prosthesis system.

## **4.6 Information on the Power Supply/Battery Charging**

### **⚠ CAUTION**

#### **Charging the prosthesis system with soiled or damaged contacts**

Injury due to unexpected behaviour of the prosthesis system caused by insufficient charging.

- ▶ Make sure that the contacts are always clean and free of grease.
- ▶ Clean the electrical contacts of the charging plug and charging receptacle regularly using cotton swabs and a mild soap solution.

- ▶ Take care to avoid damaging the contacts with pointed or sharp objects.

#### NOTICE

##### **Charging the prosthesis system with an incorrect power supply/battery charger**

Damage to the prosthesis system due to incorrect voltage, current or polarity.

- ▶ Use only power supply units/battery chargers approved for the prosthesis system by Ottobock (see instructions for use and catalogues).

#### NOTICE

##### **Contact of the charging plug with magnetic data carriers**

Wiping of the data carrier.

- ▶ Do not place the charging plug on credit cards, diskettes, audio or video cassettes.

#### INFORMATION

The prosthesis system cannot be used as long as the charging plug is connected to the charging receptacle. The prosthesis system is deactivated for the duration of charging.

### 4.7 Notice for using the torch

#### ⚠ WARNING

##### **Use of the incorrect battery type and/or failure to note the polarity**

Explosion due to escaping gases and their self-ignition caused by short circuit and excessive temperature.

- ▶ Only use type CR2032 batteries.
- ▶ When inserting the two batteries, note the polarity information on the cover of the battery compartment.

#### ⚠ CAUTION

##### **Looking directly into the beam of light from the torch**

Eye damage due to looking directly into the beam of light.

- ▶ Do not use the torch for examinations, for instance of the eyes (pupil test).
- ▶ Do not aim the beam of light directly at the eyes of people or animals.
- ▶ Do not look directly into the beam of light.
- ▶ If the beam of light is aimed at the eyes, be sure to close your eyes and immediately move the head out of the beam of light.

### 4.8 Notes on using an elbow joint (e.g. 12K44, 12K50, 12K100N, 12K110N)

#### ⚠ CAUTION

##### **Risk of pinching in elbow joint flexion region**

Injury due to pinching of body parts.

- ▶ Ensure that fingers and other body parts are not in this area when bending the elbow joint.

#### ⚠ CAUTION

##### **Manual unlocking of elbow lock under load**

Injury by release of elbow lock under load.

- ▶ Particular caution should be exercised when unlocking the elbow lock while lifting heavy loads.

- ▶ Be careful when unlocking the lock under such conditions due to the possibility of injury.

### **⚠ CAUTION**

#### **Penetration of dirt and moisture in the prosthetic arm**

Injury due to unexpected behaviour of the prosthesis system or malfunction.

- ▶ Do not let foreign particles or liquids get into the prosthetic arm.
- ▶ Do not expose the prosthetic arm, especially the elbow joint, to dripping or splashing water.
- ▶ Wear the prosthetic arm and especially the elbow joint under suitably resistant clothing in the rain.

### **NOTICE**

#### **Coating, gluing or painting the prosthesis**

Damage or fracture due to chemical processes.

- ▶ The prosthesis must not be coated, glued or painted.

## **5 Scope of Delivery and Accessories**

### **5.1 Scope of delivery**

- 2 pc. CR2032 lithium battery
- 1 pc. 8E33=9-1 DMC VariPlus System Electric Greifer or  
1 pc. 8E34=9-1 DMC VariPlus System Electric Greifer or  
1 pc. 8E33=7-1 Digital Twin System Electric Greifer or  
1 pc. 8E34=7-1 Digital Twin System Electric Greifer
- 1 pc. 647G1275 instructions for use (user)

### **5.2 Accessories**

#### **Fingertips**

- 9S138 tip set
- 9S145 rubber gripping pad set
- 9S149 fingertip blank set
- 9S234=PAA tip pair
- 9S278=PAA tip pair

## **6 Charging the battery**

The following points must be observed when charging the battery:

- The capacity of a fully charged battery is sufficient for one full day.
- We recommend charging the product every day when used on a daily basis.
- When used daily, the complete charging unit (power supply – battery charger) may remain plugged into the wall socket.
- The battery should be charged for at least 3 hours prior to initial use.

### **6.1 757L14 battery charger and 757B15 X-ChangePack**

### **NOTICE**

#### **Deep discharge of the battery**

Irreparable damage to the product and resulting loss of functionality in case of irregular and incomplete charging of the battery.

- ▶ In case of long-term storage, fully charge the battery every 4 to 6 months.



- 1) Plug the charging station with power supply unit into the wall socket.
- 2) Insert one or two rechargeable batteries into the charging station.
- 3) The red LED lights up ● and the charging process starts.
- 4) When the rechargeable battery is fully charged, the red LED flashes ☀.
- 5) Remove the rechargeable battery after the charging process is complete.

### 6.1.1 Display of the current charge level

The current charge level can only be checked on the battery charger with connected power supply unit and inserted rechargeable battery.

LED on pulse charger	Event
●	Charge level 0% to 79%
☀	<b>Long flash:</b> charge level 80% to 99% <b>Short flash:</b> charge level 100%

### 6.1.2 Troubleshooting

LED on pulse charger	Date	Error	Solution
☀	Immediately after the battery is inserted in the charging slot	Defective battery	The battery must be inspected by an authorised Ottobock Service Centre.
●	After 4 or 8 hours of charging	Defective battery	The battery must be inspected by an authorised Ottobock Service Centre.
○	Immediately after the battery is inserted in the charging slot	Defective charging slot/pulse charger or power supply	The pulse charger and power supply must be inspected by an authorised Ottobock Service Centre.

## 6.2 757L20 battery charger and 757B2\* EnergyPack


### NOTICE

#### Deep discharge of the battery

Irreparable damage to the product and resulting loss of functionality in case of irregular and incomplete charging of the battery.

- ▶ In case of long-term storage, fully charge the battery every 4 to 6 months.





- 1) Plug the charging station with power supply unit into the wall socket.  
→ The green LED on the power supply unit and the green LED in the middle of the LED row light up.
- 2) Insert one or two rechargeable batteries into the charging station.
- 3) The green LED for the respective charging socket lights up ● and the charging process starts.
- 4) When the rechargeable battery is fully charged, the green LED for the respective charging socket flashes ☀.
- 5) Remove the rechargeable battery after the charging process is complete.

### 6.2.1 Display of the current charge level

When inserting/engaging the rechargeable battery in the prosthesis, a charge level indicator is activated on the battery for a few seconds.

LED indicator	Event
●	Charge level above 50%
● and ●	Charge level below 50%
●	Charge level below 5%

### 6.2.2 Troubleshooting

Charging socket	LED for the charging socket	Event
Empty	● or ● or ●	<b>The battery charger is defective</b> The battery charger and power supply must be inspected by an authorised Ottobock Service Centre.
Empty or rechargeable battery inserted	☀	
Rechargeable battery inserted	●	<b>The rechargeable battery is charging</b>
	☀	<b>The rechargeable battery is fully charged</b>
	●	<b>The temperature of the rechargeable battery is too high</b> Remove the rechargeable battery and let it cool down
	●	<b>The inserted rechargeable battery is defective</b> The rechargeable battery must be inspected by an authorised Ottobock Service Centre.

## 6.3 757L35 battery charger and 757B35=\* rechargeable battery

### 6.3.1 Connect battery charger to the product



- 1) Connect the charging plug to the charging receptacle of the prosthesis system.  
→ The correct connection of the battery charger to the prosthesis system is indicated by feedback (Status signals).
- 2) The charging process starts.  
→ The prosthesis system is switched off automatically.
- 3) Disconnect the prosthesis system after the charging process is complete.

### 6.3.2 Safety Shutoff

The purpose of the prosthesis system safety shutoff is to protect the rechargeable battery; it is triggered in case of:

- Excessively high or low temperature
- Overvoltage or undervoltage
- Short circuit

After a short circuit the charging plug must be plugged into the charging receptacle and then unplugged in order for the electronics to be activated.

### 6.3.3 Display of the current charge level

The battery charge level can be queried at any time.

- 1) With the prosthesis system switched on, press the charging receptacle button and hold for less than one second.
- 2) The LED display on the charging receptacle provides information on the current battery charge level.


Charging receptacle	Status
●	Battery fully charged
●	Battery 50% charged
●	Battery empty

### 6.3.4 Beep signals

Beep signal	Additional display	Status
1 x long	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off prosthesis on charging receptacle</li> <li>• Charging begins (charging plug connected to charging receptacle)</li> <li>• Charging ends (charging plug disconnected from charging receptacle)</li> </ul>
2 x short	LED on charging receptacle lights briefly	Switch on prosthesis
3 x short	-	Battery voltage too low, prosthesis system shuts off automatically

## 7 Use

### 7.1 Switching the terminal device on and off



#### Switching on


Move the rocker switch to position 1 until it engages. The electronics of the terminal device are switched on and the flexion brake is released.

#### Switching off

Move the rocker switch to position 2 until it engages. The electronics of the terminal device are switched off and the flexion joint is blocked.

### 7.2 Torch

(for terminal devices with built-in torch)



#### 1. **2x powerful LEDs**

to light the working environment

#### 2. **On/Off switch**


Pressing this button turns the torch on or off. If this button is pressed immediately after switching on, the brightness can be changed in 3 levels by pressing it again.

After about 15 minutes, the torch is switched off automatically.

#### 3. **Battery compartment**

### Inserting the batteries (2x CR2032)

To insert the batteries, complete the following steps:



- 1) Turn the cover on the battery compartment counter-clockwise and remove it.
- 2) Insert 2 CR2032 button cells with the + pole facing the cover.
- 3) Install the cover. In doing so, make sure the rubber seal is not damaged.
- 4) Close the cover by turning it clockwise.

### 7.3 Opening the terminal device in an emergency



This safety function allows the prehensile arms to be opened regardless of the control signals.

- Swing the unlock lever away from the dial (arrow) and open the prehensile arms manually.

## 7.4 Changing the 8E33=7\*, 8E33=9\* terminal device

### Separating the terminal device from the socket

- 1) Rotate the terminal device once around its own axis until a slight resistance is felt (about 360°).
- 2) Overcome this resistance and pull the terminal device off the socket.

### Attaching the terminal device to the socket

- 1) Insert the quick-disconnect wrist unit into the lamination ring and press it in firmly.
- 2) Turn the terminal device slightly to the left or right.
- 3) Verify proper attachment by pulling on the terminal device.

## 8 Cleaning

### NOTICE

#### Improper product care

Damage to the product due to the use of incorrect cleaning agents.

- ▶ Only clean the product with a damp cloth and mild soap (e.g. 453H10=1 Ottobock DermaClean).

- 1) Clean the product with a damp cloth and mild soap (e.g. Ottobock 453H10=1 Derma Clean) when needed.  
Ensure that no liquid penetrates into the system component(s).
- 2) Dry the product with a lint-free cloth and allow it to air dry fully.

## 9 Maintenance

Since all moving mechanical parts are subject to wear, regular service inspections are recommended. These service inspections include an inspection of the product and, when necessary, the replacement of wear parts.

## 10 Legal information

### 10.1 Liability

The manufacturer will only assume liability if the product is used in accordance with the descriptions and instructions provided in this document. The manufacturer will not assume liability for damage caused by disregard of this document, particularly due to improper use or unauthorised modification of the product.

### 10.2 Trademarks

All product names mentioned in this document are subject without restriction to the respective applicable trademark laws and are the property of the respective owners.

All brands, trade names or company names may be registered trademarks and are the property of the respective owners.

Should trademarks used in this document fail to be explicitly identified as such, this does not justify the conclusion that the denotation in question is free of third-party rights.

### 10.3 CE Conformity

This product meets the requirements of the European Directive 93/42/EEC for medical devices. This product has been classified as a class I device according to the classification criteria outlined in Annex IX of the directive. The declaration of conformity was therefore created by the manufacturer with sole responsibility according to Annex VII of the directive.

The product meets the requirements under the RoHS Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

## 11 Technical data

Environmental conditions	
Storage and transport in original packaging	-20 °C/-4 °F to +40 °C/+104 °F max. 93 % relative humidity, non-condensing
Storage and transport without packaging	-20 °C/-4 °F to +40 °C/+104 °F max. 93 % relative humidity, non-condensing
Operation	-10 °C/+14 °F to +60 °C/+140 °F max. 93 % relative humidity, non-condensing

Reference number	8E33=7-1	8E34=7-1	8E33=9-1	8E34=9-1
Operating voltage [V]	6/7.2			
Opening width [mm]	95			
Gripping force [N]	160		0 - 160	
Weight [g]	540	520	540	520
Service life [years]	5			
Fingertip torque value [Ncm]	40 - 50			
Proportional speed [mm/sec]	180		8 - 200	

Torch	
Illuminants [number, type]	2, LED
Total maximum luminosity of the two LEDs [mcd]	16400-24000
Battery [number, type]	2x CR2032
Maximum operating time with new batteries at highest brightness and at room temperature [h]	8
Brightness levels [number]	3
Automatic switch-off	after 15 minutes

Rechargeable battery reference number	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Temperature range for charging [°C]	0°C to +40°C	0°C to +50°C		0°C to +60°C		
Capacity [mAh]	550	900	800	300	600	1150
Rechargeable battery service life [years]	2					
Product behaviour during the charging process	The product is non-functional					
Operating time of the product with fully charged battery [grip cycles]	approx. 1000	approx. 2500 – 3000	approx. 2000 – 2500	approx. 1000	approx. 1000 – 2000	approx. 4000
Charging times (rechargeable battery fully discharged) [hours]	approx. 10	approx. 3.5	approx. 3	approx. 2.5		
Nominal voltage [V]	6	approx. 7.2		approx. 7.4		
Battery technology	Ni-Mh	Li-Ion		Li-Po		Li-Ion
Approved battery chargers	757L14	757L20		757L35		

<b>Power supply</b>	
Reference number	757L16*
Storage and transport in original packaging	-40 °C/-40 °F to +70 °C/+158 °F
Storage and transport without packaging	-40 °C/-40 °F to +70 °C/+158 °F 10 % to 93 % relative humidity, non-condensing
Operation	0 °C/+32 °F to +40 °C/+104 °F max. 90 % relative humidity, non-condensing
Input voltage	100 V~ to 240 V~
Mains frequency	50 Hz to 60 Hz
Output voltage	12 V ==

## 12 Symbols Used



In some jurisdictions it is not permissible to dispose of these products with unsorted household waste. Disposal that is not in accordance with the regulations of your country may have a detrimental impact on health and the environment. Please observe the instructions of your national authority pertaining to return and collection.



Declaration of conformity according to the applicable European directives

SN YYYY WW NNN

Serial number  
YYYY – year of manufacture  
WW – week of manufacture



Do not look into the light source



Legal manufacturer

## 1 Avant-propos

Français

### INFORMATION

Date de la dernière mise à jour : 2016-11-07

- ▶ Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document avant d'utiliser le produit.
- ▶ Respectez les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure et endommagement du produit.
- ▶ Laissez le personnel spécialisé vous expliquer comment utiliser le produit correctement et en toute sécurité.
- ▶ Adressez-vous au personnel spécialisé si vous avez des questions concernant le produit (p. ex. lors de la mise en service, l'utilisation, la maintenance ou en cas de fonctionnement inattendu ou événements particuliers). Vous trouverez les coordonnées au verso.
- ▶ Conservez ce document.

Les systèmes de pince électrique 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1, 8E34=9-1 seront nommés produit/prothèse/composant de préhension dans la suite du document.


Ces instructions d'utilisation vous fournissent des informations importantes relatives à l'utilisation, au réglage et à la manipulation du produit.

Ne procédez à la mise en service du produit qu'en vous conformant aux informations figurant dans les documents fournis avec le produit.

## 2 Description du produit

### 2.1 Construction

Le produit est constitué des composants suivants :



#### 1. Pointes de préhension

La position peut être modifiée de  $\pm 60^\circ$  pour un ajustement aux différentes activités. Vous trouverez d'autres types de pointes de préhension dans la chapitre « Accessoires » (consulter la page 37)

#### 2. Levier de sécurité

Permet de déverrouiller l'entraînement des bras de préhension (consulter la page 41)

#### 3. Molette

Pour une ouverture/fermeture manuelle

#### 4. Interrupteur marche/arrêt

Permet d'allumer et d'éteindre le système électronique et l'articulation de flexion

Interrupteur à bascule dirigé vers l'appareil de préhension : système électronique allumé et frein de flexion desserré  
Interrupteur à bascule dirigé vers l'emboîture de prothèse : système électronique éteint et articulation de flexion bloquée

#### 5. Fermeture de poignet (uniquement pour 8E33\*)

Raccordement mécanique avec la bague à couler

### 2.2 Fonctionnement

Le produit est un composant de préhension à commande myoélectrique du système de prothèse MyoBock.

Différents programmes de commande permettent une adaptation optimale en fonction des capacités et des besoins individuels.

#### Uniquement pour 8E33=9\* et 8E34=9\*

Le composant de préhension s'appuie sur le système DMC d'Ottobock (DMC=Dynamic Mode Control) : ce système développé par Ottobock a recours à deux systèmes indépendants de mesure et de régulation permettant de commander la vitesse et la force de préhension de manière optimale en fonction du signal musculaire du patient.

## 3 Utilisation

### 3.1 Usage prévu

Les systèmes de pince électrique sont **exclusivement** destinés à l'appareillage exoprothétique des membres supérieurs.

### 3.2 Utilisation / domaine d'application

Les systèmes de pince électrique peuvent être utilisés en cas d'amputation unilatérale ou bilatérale ou bien en cas de dysmélie.

### 3.3 Conditions d'environnement

Le système de prothèse a été conçu pour les activités de la vie quotidienne et ne doit pas être utilisé pour des activités inhabituelles. Ces activités inhabituelles concernent notamment les sports présentant une charge excessive du poignet et/ou une charge due à des chocs (appui facial, VTT, descente VTT...) ou les sports extrêmes (escalade libre, parapente, etc.). En outre, il n'est pas conseillé d'utiliser le système de prothèse pour conduire des véhicules automobiles, manipuler des appareils lourds (par ex. des machines de chantier), manipuler des machines industrielles et des appareils professionnels à moteur.

Le produit est **exclusivement** prévu pour l'appareillage d'un **seul** patient. Le fabricant interdit toute utilisation du produit sur une tierce personne.




Pour obtenir des informations sur les conditions d'environnement autorisées, consultez les caractéristiques techniques (consulter la page 43).

### 3.4 Qualification


Seuls des orthoprothésistes formés à cet effet par Ottobock sont autorisés à appareiller des patients avec le produit.

## 4 Sécurité


### 4.1 Signification des symboles de mise en garde


 <b>AVERTISSEMENT</b>	Mise en garde contre les éventuels risques d'accidents et de blessures graves.
 <b>PRUDENCE</b>	Mise en garde contre les éventuels risques d'accidents et de blessures.
 <b>AVIS</b>	Mise en garde contre les éventuels dommages techniques.

### 4.2 Structure des consignes de sécurité

 <b>PRUDENCE</b>
<b>Le titre désigne la source et/ou le type de risque</b> L'introduction décrit les conséquences du non-respect de la consigne de sécurité. S'il s'agit de plusieurs conséquences, ces dernières sont désignées comme suit : > par ex. : conséquence 1 si le risque n'a pas été pris en compte > par ex. : conséquence 2 si le risque n'a pas été pris en compte ▶ Ce symbole désigne les activités/actions à observer/appliquer afin d'écartier le risque.

### 4.3 Consignes générales de sécurité

 <b>AVERTISSEMENT</b>
<b>Utilisation de la prothèse lors de la conduite d'un véhicule</b> Accident occasionné par un comportement inattendu de la prothèse. ▶ Il n'est pas conseillé d'utiliser la prothèse pour conduire des véhicules automobiles et manipuler des appareils lourds (par ex. des machines de chantier).

 <b>AVERTISSEMENT</b>
<b>Utilisation de la prothèse lors de la manipulation de machines</b> Blessures causées par des actions inattendues de la prothèse. ▶ Il n'est pas conseillé d'utiliser la prothèse pour manipuler des machines industrielles et des appareils professionnels à moteur.



### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Utilisation du système de prothèse à proximité de systèmes actifs implantés**

Perturbation des systèmes actifs pouvant être implantés (par ex. stimulateur cardiaque, défibrillateur, etc.) provoquée par le rayonnement électromagnétique généré par le système de prothèse.

- ▶ Lors de l'utilisation du système de prothèse à proximité directe de systèmes actifs pouvant être implantés, veillez à ce que les distances minimales imposées par le fabricant de l'implant soient respectées.
- ▶ Respectez impérativement les conditions d'utilisation et les consignes de sécurité stipulées par le fabricant de l'implant.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Utilisation d'un bloc d'alimentation, d'un adaptateur de prise ou d'un chargeur endommagés**

Décharge électrique due au contact de pièces nues sous tension.

- ▶ N'ouvrez pas le bloc d'alimentation ni l'adaptateur de prise ou le chargeur.
- ▶ Ne soumettez pas le bloc d'alimentation, l'adaptateur de prise ou le chargeur à des sollicitations extrêmes.
- ▶ Remplacez immédiatement les blocs d'alimentation, les adaptateurs de prise ou les chargeurs endommagés.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Charge de la prothèse pendant le port**

Décharge électrique due à un bloc d'alimentation ou un chargeur défectueux.

- ▶ Pour des raisons de sécurité, retirez votre prothèse avant de la charger.

### **⚠ PRUDENCE**

#### **Manipulations du produit effectuées de manière autonome**

Blessure occasionnée par une détérioration ou un dysfonctionnement du produit.

- ▶ Aucune manipulation autre que les opérations décrites dans les présentes instructions d'utilisation ne doit être effectuée sur le produit.
- ▶ Seul le personnel spécialisé agréé par Ottobock est autorisé à ouvrir et à réparer le produit ou à remettre en état des composants endommagés.

### **⚠ PRUDENCE**

#### **Marques d'usure des composants du système**

Blessure due à une erreur de commande ou à un dysfonctionnement du produit.

- ▶ Pour votre propre sécurité ainsi que pour des raisons de maintien de la sécurité du fonctionnement et de la garantie, vous devez respecter les intervalles de révision prescrits.

## **4.4 Remarques relatives au séjour dans des endroits particuliers**

### **⚠ PRUDENCE**

#### **Séjour à proximité de fortes sources d'interférences magnétiques et électriques (par ex. systèmes antivols, détecteurs de métaux)**

Blessure occasionnée par un comportement inattendu du système de prothèse suite à une anomalie de la communication interne des données.

- ▶ Évitez de séjourner à proximité de systèmes antivols visibles ou cachés dans la zone d'entrée et de sortie des magasins, de détecteurs de métaux/scanners corporels (par ex. dans les aéroports) ou d'autres sources d'interférences magnétiques et électriques importantes (par ex. lignes à haute tension, émetteurs, postes de transformation, scanners, appareils IRM...).
- ▶ Lorsque vous franchissez des systèmes antivols, des scanners corporels, des détecteurs de métaux, soyez attentif au système de prothèse, dont le comportement peut être inattendu.

#### PRUDENCE

##### **Distance trop faible par rapport à des appareils de communication HF (par ex. téléphones portables, appareils Bluetooth, appareils WLAN)**

Blessure occasionnée par un comportement inattendu du système de prothèse suite à une anomalie de la communication interne des données.

- ▶ Il est donc recommandé de respecter les distances minimales suivantes par rapport aux appareils de communication HF :
  - Téléphone portable GSM 850 / GSM 900 : 0,99 m
  - Téléphone portable GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS : 0,7 m
  - Téléphones sans fil DECT avec station de base : 0,35 m
  - WLAN (routeurs, points d'accès...) : 0,22 m
  - Appareils Bluetooth (produits d'autres marques non autorisés par Ottobock) : 0,22 m

#### PRUDENCE

##### **Séjour dans des endroits où la température n'est pas comprise dans la plage de températures autorisée**

Blessure due à une erreur de commande ou à un dysfonctionnement du système prothétique.

- ▶ Évitez de séjourner dans des endroits où la température n'est pas comprise dans la plage de températures autorisée (consulter la page 43).

## 4.5 Consignes relatives à l'utilisation

#### PRUDENCE

##### **Utilisation de la prothèse avec des objets pointus ou coupants (par ex. couteau dans la cuisine)**

Blessures dues à des mouvements non intentionnels.

- ▶ Lorsque vous manipulez des objets pointus ou coupants, utilisez la prothèse avec la plus grande prudence.

#### PRUDENCE

##### **Risque de pincement entre les bras/pointes de préhension**

Blessures dues à un pincement de parties du corps.

- ▶ Lors de l'utilisation du produit, veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve entre les bras/pointes de préhension.

#### PRUDENCE

##### **Surcharge due à des activités inhabituelles**

Blessure occasionnée par un comportement inattendu du produit à la suite d'un dysfonctionnement.

- ▶ Le produit a été conçu pour des activités de la vie quotidienne et ne doit pas être utilisé pour des activités inhabituelles. Ces activités inhabituelles concernent notamment les sports présentant une charge excessive du poignet et/ou une charge due à des chocs (appui facial, VTT, descente VTT...) ou les sports extrêmes (escalade libre, parapente, etc.).
- ▶ Une manipulation soigneuse du produit et de ses composants permet non seulement de prolonger leur durée de vie, mais aussi et avant tout d'assurer votre propre sécurité !
- ▶ En cas de sollicitations extrêmes du produit et de ses composants (par exemple en cas de chute ou autre cas similaire), le produit doit être immédiatement contrôlé par un orthoprotésiste afin d'évaluer les dégâts subis. Si besoin, ce dernier enverra le produit à un SAV Ottobock agréé.

#### PRUDENCE

##### **Sollicitation mécanique du produit**

Blessure occasionnée par une erreur de commande ou un dysfonctionnement du système prothétique.

- ▶ Protégez le produit contre les vibrations mécaniques et les chocs.
- ▶ Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente aucun dommage visible.

#### PRUDENCE

##### **Pénétration de salissures et d'humidité dans les composants prothétiques**

Blessure due à une erreur de commande ou à un dysfonctionnement du système de prothèse.

- ▶ Veillez à ce qu'aucune particule solide ni aucun liquide ne puissent pénétrer dans le système de prothèse ou dans les composants prothétiques (tels que le composant de préhension).

#### AVIS

##### **Entretien inadéquat du système de prothèse**

Endommagement du système de prothèse dû à l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés.

- ▶ Nettoyez le système de prothèse uniquement en utilisant un chiffon humide et du savon doux (p. ex. Ottobock DermaClean 453H10=1).
- ▶ Pour nettoyer ou désinfecter l'emboîture interne, vous devez utiliser uniquement les produits suivants :

**Nettoyage :** Ottobock DermaClean 453H10=1

**Désinfection :** Ottobock DermaDesinfect 453H16.

#### PRUDENCE

##### **Remplacement de composants prothétiques alors que le système est en marche**

Blessure due à une erreur de commande ou à un dysfonctionnement du système de prothèse.

- ▶ Avant de changer de composant prothétique (par ex. le composant de préhension), retirez l'accumulateur de son coffret ou éteignez le système de prothèse.

#### **4.6 Remarques relatives à l'alimentation électrique / à la charge de l'accumulateur**

#### PRUDENCE

##### **Charge du système de prothèse avec des contacts encrassés ou endommagés**

Blessure occasionnée par un comportement inattendu du système de prothèse suite à une charge insuffisante.

- ▶ Veillez à ce que les contacts soient toujours propres et non gras.

- ▶ Nettoyez régulièrement les contacts électriques de la prise mâle du chargeur et de la prise chargeur avec un coton-tige et du savon doux.
- ▶ Veillez à ne jamais endommager les contacts avec des objets pointus ou coupants.

#### AVIS

#### **Charge du système de prothèse avec un bloc d'alimentation /chargeur inadapté**

Endommagement du système de prothèse en raison d'une tension, d'un courant ou d'une polarité incorrects.

- ▶ Utilisez uniquement des blocs d'alimentation/chargeurs autorisés par Ottobock pour le système de prothèse (voir instructions d'utilisation et catalogues).

#### AVIS

#### **Contact de la prise mâle du chargeur avec des supports de données magnétiques**

Effacement du support de données.

- ▶ Ne posez pas la prise mâle du chargeur sur des cartes de crédit, des disquettes, des cassettes audio ou vidéo.

#### INFORMATION

Il n'est pas possible d'utiliser le système de prothèse lorsque la prise mâle du chargeur est branchée sur la prise chargeur. Le système de prothèse est désactivé pendant le processus de charge.

### 4.7 Consignes pour l'utilisation de la lampe de poche

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Utilisation d'un type de batterie non adapté et/ou non-respect de la polarité**

Explosion due à la libération de gaz et à leur inflammation spontanée suite à un court-circuit et une température excessive.

- ▶ Utilisez uniquement des batteries du type CR2032.
- ▶ Lorsque vous posez les deux batteries, veillez à respecter la polarité indiquée sur le couvercle du compartiment des batteries.

#### **⚠ PRUDENCE**

#### **Exposition directe des yeux au rayon lumineux de la lampe de poche**

Œil endommagé suite à une exposition directe au rayon lumineux.

- ▶ N'utilisez pas la lampe de poche pour des examens, par ex. des yeux (test des pupilles).
- ▶ Ne dirigez pas le rayon lumineux directement vers les yeux des personnes et des animaux.
- ▶ Ne regardez pas directement le rayon lumineux.
- ▶ Si vos yeux ont été directement exposés au rayon lumineux, fermez-les et détournez immédiatement votre tête du rayon lumineux.

### 4.8 Consignes relatives à une utilisation avec une articulation de coude (par ex. 12K44, 12K50, 12K100N, 12K110N)

#### **⚠ PRUDENCE**

#### **Risque de pincement dans la zone de flexion de l'articulation du coude**

Blessures dues à un pincement de parties du corps.

- ▶ Lors de la flexion de l'articulation du coude, veillez à ce qu'aucun doigt ni partie du corps ne se trouve dans cette zone.

## PRUDENCE

### **Déverrouillage manuel du mécanisme de verrouillage du coude sous charge**

Blessures dues à un déverrouillage du mécanisme de verrouillage du coude sous charge.

- ▶ Il est recommandé d'être particulièrement prudent en cas de déverrouillage du mécanisme de verrouillage du coude lorsque l'utilisateur soulève de lourdes charges.
- ▶ En raison du risque de blessures, ne déverrouillez le mécanisme de verrouillage dans cet état qu'en faisant preuve d'une grande attention.

## PRUDENCE

### **Pénétration de salissures et d'humidité dans le bras prothétique**

Blessure occasionnée par un comportement inattendu du système de prothèse ou un dysfonctionnement.

- ▶ Veillez à ce qu'aucune particule solide ni aucun liquide ne pénètrent dans le bras prothétique.
- ▶ N'exposez pas le bras prothétique, en particulier l'articulation du coude, à de l'eau vaporisée ni aux gouttes d'eau.
- ▶ En cas de pluie, portez le bras prothétique, en particulier l'articulation du coude, au minimum sous un vêtement résistant.

## AVIS

### **Revêtement, collage ou vernissage de la prothèse**

Endommagement ou rupture à la suite de processus chimiques.

- ▶ La prothèse ne doit en aucun cas être revêtue, ni collée ou vernie.

## **5 Fournitures et accessoires**

### **5.1 Contenu de la livraison**

- 2 x batteries lithium CR2032
- 1 système de pince électrique DMC VariPlus : 8E33=9-1 ou
- 1 système de pince électrique DMC VariPlus : 8E34=9-1 ou
- 1 système de pince électrique Digital Twin 8E33=7-1 ou
- 1 système de pince électrique Digital Twin 8E34=7-1
- 1x instructions d'utilisation (utilisateur) 647G1275

### **5.2 Accessoires**

#### **Pointes de préhension**

- Jeu de pointes 9S138
- Jeu de rembourrages en caoutchouc 9S145
- Jeu de plaques de préhension 9S149
- Paire de pointes 9S234=PAA
- Paire de pointes 9S278=PAA

## **6 Charger l'accumulateur**

Respectez les points suivants lors de la charge de l'accumulateur :

- La capacité de l'accumulateur complètement chargé suffit à couvrir les besoins quotidiens.
- Il est recommandé de recharger le produit pendant la nuit pour une utilisation quotidienne.
- Dans le cadre d'une utilisation quotidienne, l'unité de charge complète (bloc d'alimentation – chargeur) peut également rester branchée en permanence dans la prise.
- Avant la première utilisation, l'accumulateur devrait être chargé pendant au moins 3 heures.

## 6.1 Chargeur 757L14 et X-ChangePack 757B15

### AVIS

#### Décharge complète de l'accumulateur

Endommagement irréparable du produit et donc perte fonctionnelle en cas de chargement irrégulier ou incomplet de l'accumulateur.

- ▶ En cas de stockage prolongé, chargez complètement l'accumulateur tous les 4 à 6 mois.



- 1) Branchez la station de charge et le bloc d'alimentation à la prise de courant.
- 2) Posez un ou deux accumulateurs dans la station de charge.
- 3) La DEL rouge s'allume ● et le processus de charge commence.
- 4) Dès que l'accumulateur est entièrement chargé, la DEL rouge ☀️ clignote.
- 5) Une fois la charge terminée, retirez l'accumulateur.

#### 6.1.1 Affichage de l'état de charge actuel

L'état de charge actuel peut être contrôlé uniquement sur le chargeur avec le bloc d'alimentation branché et l'accumulateur posé dans la station de charge.

DEL du chargeur à impulsions	Événement
●	État de charge 0 % à 79 %
☀️	<b>Clignote longuement</b> : état de charge 80 % à 99 % <b>Clignote brièvement</b> : état de charge 100 %

#### 6.1.2 Dépannage

DEL du chargeur à impulsions	À quel moment	Défaut	Solution à appliquer
☀️	Juste après le branchement de l'accumulateur dans le compartiment de charge	Accumulateur défectueux	L'accumulateur doit être vérifié par un SAV Ottobock agréé.
●	Au bout d'une durée de charge de 4 ou 8 heures	Accumulateur défectueux	L'accumulateur doit être vérifié par un SAV Ottobock agréé.
○	Juste après le branchement de l'accumulateur dans le compartiment de charge	Compartiment de charge/chargeur à impulsions ou bloc d'alimentation défectueux	Le chargeur à impulsions et le bloc d'alimentation doivent être vérifiés par un SAV Ottobock agréé.


## 6.2 Chargeur 757L20 et EnergyPack 757B2\*

### AVIS

#### Décharge complète de l'accumulateur

Endommagement irréparable du produit et donc perte fonctionnelle en cas de chargement irrégulier ou incomplet de l'accumulateur.

► En cas de stockage prolongé, chargez complètement l'accumulateur tous les 4 à 6 mois.



- 1) Branchez la station de charge et le bloc d'alimentation à la prise de courant.  
→ La DEL verte du bloc d'alimentation et la DEL verte au milieu de la série de DEL s'allument.
- 2) Posez un ou deux accumulateurs dans la station de charge.
- 3) La DEL verte du compartiment de charge correspondant s'allume ● et le processus de charge commence.
- 4) Dès que l'accumulateur est entièrement chargé, la DEL verte du compartiment de charge correspondant ✨ clignote.
- 5) Une fois la charge terminée, retirez l'accumulateur.

### 6.2.1 Affichage de l'état de charge actuel

Lorsque vous posez/enclenchez l'accumulateur dans la prothèse, l'affichage de la capacité est activé pendant quelques secondes sur l'accumulateur.

Affichage DEL	Événement
●	État de charge supérieur à 50 %
● et ●	État de charge inférieur à 50 %
●	État de charge inférieur à 5 %

### 6.2.2 Dépannage

Compartiment de charge	DEL du compartiment de charge	Événement
vide	● ou ● ou ●	<b>Le chargeur est défectueux</b> Le chargeur et le bloc d'alimentation doivent être vérifiés par un SAV Ottobock agréé.
vide ou accumulateur posé	☀	
Accumulateur posé	●	<b>Charge de l'accumulateur en cours</b>
	☀	<b>L'accumulateur est entièrement chargé</b>
	●	<b>La température de l'accumulateur est trop élevée</b> Retirer et laisser refroidir l'accumulateur
	●	<b>L'accumulateur posé est défectueux</b> L'accumulateur doit être vérifié par un SAV Ottobock agréé.

## 6.3 Chargeur 757L35 et accumulateur 757B35=\*

### 6.3.1 Connecter le chargeur au produit



- 1) Branchez la prise mâle du chargeur à la prise chargeur du système de prothèse.  
→ Des signaux confirment que la connexion entre le chargeur et le système de prothèse est correcte (Signaux d'état).
- 2) La charge commence.  
→ Le système de prothèse se désactive automatiquement.
- 3) Une fois la charge terminée, coupez la connexion avec le système de prothèse.

### 6.3.2 Coupure de sécurité

La coupure de sécurité du système de prothèse sert à protéger l'accumulateur et s'active dans les cas suivants :

- Températures trop élevées ou trop basses
- Sous-tensions et surtensions
- Court-circuit

Après un court-circuit, vous devez brancher et à nouveau débrancher la prise mâle du chargeur sur la prise chargeur afin de réactiver le système électronique.

### 6.3.3 Affichage de l'état de charge actuel

Vous pouvez à tout moment consulter l'état de charge.

- 1) Lorsque le système de prothèse est activé, appuyez sur la touche de la prise chargeur pendant moins d'une seconde.
- 2) L'affichage DEL sur la prise chargeur indique l'état de charge actuel.

Prise de charge	Événement
●	Batterie totalement chargée
●	Batterie chargée à 50 %
●	Batterie vide

### 6.3.4 Signaux sonores

Signal sonore	Affichages supplémentaires	Événement
1 x long	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Désactiver la prothèse à l'aide de la prise de charge</li><li>• La charge commence (connecteur de charge branché à la prise de charge)</li><li>• La charge se termine (connecteur de charge débranché de la prise de charge)</li></ul>
2 x court	La DEL sur la prise de charge s'allume brièvement	Activer la prothèse
3 x court	-	Tension de la batterie trop faible, le système prothétique se désactive automatiquement



## 7 Utilisation

### 7.1 Mise en marche et arrêt du composant prothétique



#### Mise en marche

Placez l'interrupteur à bascule sur la pos. 1 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Le système électronique du composant prothétique est alors allumé et le frein de flexion est desserré.


#### Mise à l'arrêt

Placez l'interrupteur à bascule sur la pos. 2 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Le système électronique du composant prothétique est alors éteint et l'articulation de flexion est bloquée.

### 7.2 Lampe de poche

(pour appareils de préhension avec lampe de poche intégrée)



#### 1. 2 diodes électroluminescentes puissantes (DEL)

pour éclairer l'environnement de travail

#### 2. Interrupteur marche/arrêt


Actionnez cette touche pour allumer ou éteindre la lampe de poche. Si vous actionnez cette touche juste après avoir allumé la lampe de poche, vous pouvez modifier la luminosité (3 niveaux) en appuyant à nouveau sur cette touche.

Au bout de 15 minutes environ, la lampe de poche s'éteint automatiquement.

#### 3. Compartiment des batteries

#### Pose des batteries (2x CR2032)

Exécutez les étapes suivantes pour poser les batteries :



- 1) Tournez le couvercle du compartiment des batteries dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- 2) Posez 2 piles rondes CR2032, avec le pôle + dirigé vers le couvercle.
- 3) Posez le couvercle. Veillez alors à ne pas endommager le joint en caoutchouc.
- 4) Fermez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

### 7.3 Ouverture d'urgence de la main



Cette fonction de sécurité permet l'ouverture des bras de préhension indépendamment des signaux de commande transmis.

- Faites pivoter le levier de déverrouillage (flèche) dans le sens opposé à la molette et ouvrez manuellement les bras de préhension.

## 7.4 Changement de composant de préhension 8E33=7\*, 8E33=9\*

### Séparer la main de l'emboîture

- 1) Tournez une fois le composant de préhension autour de son axe jusqu'à sentir une légère résistance (environ 360°).
- 2) Tournez pour dépasser cette résistance et retirez le composant de préhension de l'emboîture.

### Fixation de la main sur l'emboîture

- 1) Insérez la fermeture de poignet dans la bague à couler et enfoncez-la bien.
- 2) Tournez légèrement le composant de préhension vers la gauche ou la droite.
- 3) Contrôlez la fixation en tirant sur le composant de préhension.

## 8 Nettoyage

AVIS

### Entretien non conforme du produit

Dégradation du produit due à l'utilisation de détergents inadaptés.

- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon humide et un savon doux (par ex. Ottobock DermaClean 453H10=1).

- 1) En cas de salissures, nettoyez le produit avec un chiffon humide ainsi qu'avec du savon doux (par ex. Ottobock Derma Clean 453H10=1).  
Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le/les composant(s) du système.
- 2) Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon ne formant pas de peluches et laissez sécher entièrement à l'air.

## 9 Maintenance

Toutes les pièces mécaniques mobiles sont susceptibles de présenter des signes d'usure, il est donc recommandé d'effectuer des révisions régulières. Ces révisions comprennent le contrôle du produit et, si nécessaire, le remplacement des pièces d'usure.

## 10 Informations légales

### 10.1 Responsabilité

Le fabricant est responsable si le produit est utilisé conformément aux descriptions et instructions de ce document. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages découlant d'un non-respect de ce document, notamment d'une utilisation non conforme ou d'une modification non autorisée du produit.

### 10.2 Marque

Toutes les dénominations employées dans le présent document sont soumises sans restrictions aux dispositions du droit des marques de fabrique en vigueur et aux droits du propriétaire concerné.

Toutes les marques, tous les noms commerciaux ou noms de sociétés cités ici peuvent constituer des marques déposées et sont soumis aux droits du propriétaire concerné.

L'absence d'un marquage explicite des marques citées dans ce document ne permet pas de conclure qu'une dénomination n'est pas soumise aux droits d'un tiers.

### 10.3 Conformité CE

Ce produit répond aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Le produit a été classé dans la classe I sur la base des critères de classification d'après l'annexe IX de cette directive. La déclaration de conformité a donc été établie par le fabricant sous sa propre responsabilité, conformément à l'annexe VII de la directive.

Le produit répond aux exigences de la directive RoHS 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 08/06/2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

## 11 Caractéristiques techniques

<b>Conditions d'environnement</b>	
Entreposage et transport dans l'emballage d'origine	-20 °C/-4 °F à +40 °C/+104 °F Humidité relative de l'air de 93 % max., sans condensation
Entreposage et transport sans emballage	-20 °C/-4 °F à +40 °C/+104 °F Humidité relative de l'air de 93 % max., sans condensation
Utilisation	-10 °C/+14 °F à +60 °C/+140 °F Humidité relative de l'air de 93 % max., sans condensation

<b>Référence</b>	<b>8E33=7-1</b>	<b>8E34=7-1</b>	<b>8E33=9-1</b>	<b>8E34=9-1</b>
Tension de service [V]	6/7,2			
Largeur d'ouverture [mm]	95			
Force de préhension [N]	160		0 - 160	
Poids [g]	540	520	540	520
Durée de vie [années]	5			
Couple de serrage des pointes de préhension [Ncm]	40 - 50			
Vitesse proportionnelle [mm/sec]	180		8 - 200	

<b>Lampe de poche</b>	
Ampoule [nombre, type]	2, DEL
Intensité maximum des deux diodes électroluminescentes (DEL) [mcd]	16400-24000
Batterie [nombre, type]	2x CR2032
Durée maximum d'illumination avec des batteries neuves et une luminosité et une température ambiante maximums [h]	8
Niveaux de luminosité [nombre]	3
Coupure automatique	Au bout de 15 minutes

<b>Référence de l'accumulateur</b>	<b>757B15</b>	<b>757B20</b>	<b>757B21</b>	<b>757B35 =0</b>	<b>757B35 =1</b>	<b>757B35 =3</b>
Plage de température pendant la charge [°C]	0 °C à +40 °C	0 °C à +50 °C		0 °C à +60 °C		
Capacité [mAh]	550	900	800	300	600	1150
Durée de vie de l'accumulateur [années]	2					
Comportement du produit pendant la charge	Le produit ne fonctionne pas					

Référence de l'accumulateur	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Durée de service du produit avec accumulateur complètement chargé [cycles de préhension]	env. 1000	env. 2500 - 3000	env. 2000 - 2500	env. 1000	env. 1000 - 2000	env. 4000
Temps de charge (pour un accumulateur entièrement vide) [heures]	env. 10	env. 3,5	env. 3	env. 2,5		
Tension nominale [V]	6	env. 7,2		env. 7,4		
Technologie de l'accumulateur	Ni-Mh	Li-Ion		Li-Po		Li-Ion
Chargeurs autorisés	757L14	757L20		757L35		

Bloc d'alimentation	
Référence	757L16*
Entreposage et transport dans l'emballage d'origine	-40 °C/-40 °F à +70 °C/+158 °F
Entreposage et transport sans emballage	-40 °C/-40 °F à +70 °C/+158 °F Humidité relative de l'air de 10 % à 93 %, sans condensation
Fonctionnement	0 °C/+32 °F à +40 °C/+104 °F Humidité relative de l'air de 90 % max., sans condensation
Tension d'entrée	100 V~ à 240 V~
Fréquence réseau	50 Hz à 60 Hz
Tension de sortie	12 V ==

## 12 Symboles utilisés



Il est interdit d'éliminer ce produit en tous lieux avec les ordures ménagères non triées. Une élimination non conforme aux dispositions en vigueur dans votre pays peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Veuillez respecter les consignes des autorités compétentes de votre pays concernant les procédures de collecte et de retour des déchets.



Déclaration de conformité conforme aux directives européennes applicables

SN YYYY WW NNN

Numéro de série  
YYYY - Année de fabrication  
WW - Semaine de fabrication



Ne pas diriger le regard directement vers la source de lumière



Fabricant légal

**INFORMAZIONE**

Data dell'ultimo aggiornamento: 2016-11-07

- ▶ Leggere attentamente il presente documento prima di utilizzare il prodotto.
- ▶ Attenersi alle indicazioni di sicurezza per evitare lesioni e danni al prodotto.
- ▶ Farsi istruire sull'utilizzo corretto e sicuro del prodotto dal personale tecnico specializzato.
- ▶ In caso di domande sul prodotto (p. es. durante la messa in funzione, l'utilizzo, la manutenzione o in caso di funzionamento o eventi inaspettati) rivolgersi al personale tecnico specializzato. I dati di contatto sono disponibili sul retro della copertina.
- ▶ Conservare il presente documento.


I greifer mioelettrici 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1, 8E34=9-1 vengono denominati di seguito prodotto/protesi/componente di presa.

Queste istruzioni per l'uso forniscono importanti informazioni sull'utilizzo, la regolazione e il trattamento del prodotto.

Mettere in funzione il prodotto soltanto in base alle informazioni contenute nei documenti di accompagnamento forniti.

**2 Descrizione del prodotto****2.1 Costruzione**

Il prodotto è composto dai seguenti componenti:



1. **Punte di presa**  
Per l'adattamento alle varie esigenze di lavoro, la posizione può essere ruotata di  $\pm 60^\circ$ . Per ulteriori tipi di punte di presa consultare il capitolo "Accessori" (v. pagina 51)
2. **Leva di sicurezza**  
Per sbloccare l'azionamento dei bracci del greifer (v. pagina 55)
3. **Manovella**  
Per l'apertura/la chiusura manuale
4. **Interruttore ON/OFF**  
Per accendere e spegnere l'unità elettronica e l'articolazione di flessione  
Interruttore rivolto verso il greifer: unità elettronica attivata e freno della flessione disinserito  
Interruttore rivolto verso l'invasatura protesica: unità elettronica disattivata e articolazione di flessione bloccata
5. **Innesto rapido** (solo per 8E33\*)  
Collegamento meccanico all'anello di laminazione

**2.2 Funzionamento**

Il prodotto è un componente di presa a comando mioelettrico del sistema protesico MyoBock.

Diversi programmi di comando consentono un adeguamento ottimale alle esigenze e alle capacità dell'utente.

**solo con 8E33=9\* e 8E34=9\***

Il componente di presa è basato sul sistema DMC (DMC = Dynamic Mode Control): questo sistema sviluppato da Ottobock, utilizza due sistemi indipendenti di misurazione e regolazione, per adattare in maniera ideale la velocità e la forza di presa al segnale muscolare del paziente.

## 3 Utilizzo

### 3.1 Uso previsto

I greifer mioelettrici sono indicati **esclusivamente** per la protesizzazione esoscheletrica di arto superiore.

### 3.2 Applicazione/campo d'impiego

I greifer mioelettrici possono essere impiegati per amputazioni mono o bilaterali o in caso di dismelia.

### 3.3 Condizioni ambientali

Il sistema protesico è stato concepito per lo svolgimento di attività quotidiane e non va utilizzato per attività particolari, quali, ad esempio, attività sportive con carico eccessivo del polso e/o carichi dinamici (flessioni, downhill, mountain biking, ecc.) o sport estremi (free climbing, parapendio, ecc.). Il sistema protesico non deve essere impiegato per guidare veicoli o apparecchi pesanti (ad es. macchine edili), per manovrare macchinari industriali e attrezzi a motore.

Il prodotto è concepito **esclusivamente** per il trattamento di **un** solo paziente. Il produttore non consente l'utilizzo del prodotto da parte di un'altra persona.




Le condizioni ambientali consentite sono descritte nel capitolo dedicato ai dati tecnici (v. pagina 57).

### 3.4 Qualifica


Il trattamento di un paziente con il prodotto può essere effettuato esclusivamente da tecnici ortopedici in possesso di relativa formazione professionale e autorizzati da Ottobock.

## 4 Sicurezza


### 4.1 Significato dei simboli utilizzati

 <b>AVVERTENZA</b>	Avvertenza relativa a possibili gravi pericoli di incidente e lesioni.
 <b>CAUTELE</b>	Avvertenza relativa a possibili pericoli di incidente e lesioni.
 <b>AVVISO</b>	Avvertenza relativa a possibili guasti tecnici.

### 4.2 Struttura delle indicazioni per la sicurezza

 <b>CAUTELE</b>
<p><b>Il titolo indica la fonte e/o il tipo di pericolo</b></p> <p>L'introduzione descrive le conseguenze in caso di mancata osservanza delle indicazioni per la sicurezza. In caso di molteplici conseguenze, esse sono contraddistinte come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; p. es.: conseguenza 1 in caso di mancata osservanza del pericolo</li><li>&gt; p. es.: conseguenza 2 in caso di mancata osservanza del pericolo</li><li>▶ Con questo simbolo sono indicate le attività/azioni che devono essere osservate/eseguite per evitare il pericolo.</li></ul>

### 4.3 Indicazioni generali per la sicurezza

 <b>AVVERTENZA</b>
<p><b>Utilizzo della protesi durante la guida di autoveicoli</b></p> <p>Incidente dovuto a comportamento inaspettato della protesi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ La protesi non deve essere impiegata per guidare veicoli o apparecchi pesanti (ad es. macchine edili).</li></ul>

**⚠ AVVERTENZA**

**Utilizzo della protesi per manovrare macchinari**

Lesioni a causa di movimenti inaspettati della protesi.

- ▶ La protesi non deve essere impiegata per manovrare macchinari industriali e attrezzi a motore.

**⚠ AVVERTENZA**

**Utilizzo del sistema protesico nelle vicinanze di sistemi attivi e impiantabili**

Guasto dei sistemi attivi e impiantabili (p. es. pacemaker, defibrillatore, ecc.) a seguito di radiazioni elettromagnetiche emesse dal sistema protesico.

- ▶ In caso di utilizzo del sistema protesico direttamente nelle vicinanze di dispositivi attivi e impiantabili, verificare il rispetto delle distanze minime prescritte dal costruttore del dispositivo.
- ▶ Osservare assolutamente le condizioni d'impiego e le istruzioni per la sicurezza prescritte dal costruttore del dispositivo impiantato.

**⚠ AVVERTENZA**

**Utilizzo di alimentatore, connettore adattatore o caricabatteria danneggiati**

Pericolo di folgorazione in caso di contatto con parti sotto tensione scoperte.

- ▶ Non aprire l'alimentatore, il connettore adattatore o il caricabatteria.
- ▶ Non sottoporre l'alimentatore, il connettore adattatore o il caricabatteria a carichi estremi.
- ▶ Sostituire immediatamente gli alimentatori, i connettori adattatore o i caricabatteria danneggiati.

**⚠ AVVERTENZA**

**Carica della protesi indossata**

Scossa elettrica causata da alimentatore o caricabatteria difettoso.

- ▶ Per motivi di sicurezza non indossare la protesi durante il processo di carica.

**⚠ CAUTELA**

**Modifiche al prodotto eseguite di propria iniziativa**

Lesioni dovute a danneggiamento o malfunzionamento del prodotto.

- ▶ Non eseguire alcun intervento sul prodotto ad eccezione di quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso.
- ▶ L'apertura e la riparazione del prodotto o la riparazione di componenti danneggiati possono essere effettuate solamente da personale tecnico autorizzato da Ottobock.

**⚠ CAUTELA**

**Segni di usura sui componenti del sistema**

Lesioni dovute a comando errato o malfunzionamento del prodotto.

- ▶ A tutela della sicurezza del paziente e a salvaguardia della sicurezza di funzionamento e della garanzia, è necessario rispettare gli intervalli di manutenzione indicati.

#### 4.4 Indicazioni per la permanenza in determinate aree

##### CAUTELA

###### **Permanenza in prossimità di fonti di interferenza elettromagnetica intensa (ad es. sistemi antifurto, rilevatori di oggetti metallici)**

Lesioni dovute a un comportamento inaspettato del sistema protesico a seguito di un'interferenza nello scambio interno dei dati.

- ▶ Evitare la permanenza in prossimità di sistemi antifurto visibili o nascosti nell'area d'accesso/uscita di negozi, rilevatori di oggetti metallici/body scanner per persone (ad es. in aeroporti) o fonti di interferenze elettromagnetiche intense (ad es. linee ad alta tensione, trasmettitori, stazioni di trasformazione, tomografi computerizzati, tomografi a risonanza magnetica nucleare, ecc.).
- ▶ Far attenzione a eventuali funzionamenti inattesi del sistema protesico quando si passa attraverso sistemi antifurto, body scanner e rilevatori di oggetti metallici.

##### CAUTELA

###### **Distanza insufficiente da apparecchi di comunicazione ad alta frequenza (p. es. telefoni cellulari, dispositivi Bluetooth, dispositivi WLAN)**

Lesioni dovute a un comportamento inaspettato del sistema protesico a seguito di un'interferenza nello scambio interno dei dati.

- ▶ Si consiglia pertanto di rispettare le seguenti distanze minime dai seguenti apparecchi di comunicazione ad alta frequenza:
  - telefono cellulare GSM 850 / GSM 900: 0,99 m
  - telefono cellulare GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS: 0,7 m
  - telefoni DECT cordless incl. stazione base: 0,35 m
  - WLAN (router, access point,...): 0,22 m
  - dispositivi Bluetooth (prodotti di altri produttori non approvati da Ottobock): 0,22 m

##### CAUTELA

###### **Permanenza in aree al di fuori del campo di temperatura ammesso**

Lesioni dovute a comando errato o malfunzionamento del sistema protesico.

- ▶ Evitare la permanenza in aree al di fuori del campo di temperatura ammesso (v. pagina 57).

#### 4.5 Indicazioni per l'utilizzo

##### CAUTELA

###### **Utilizzo della protesi con oggetti appuntiti o affilati (ad es. uso di un coltello in cucina)**

Lesione derivante da movimenti involontari.

- ▶ Utilizzare con estrema cautela la protesi quando si usano oggetti affilati o appuntiti.

##### CAUTELA

###### **Pericolo di schiacciamento tra i bracci del greifer / le punte di presa**

Lesioni dovute a schiacciamento di parti del corpo.

- ▶ Durante l'uso del prodotto, verificare che tra i bracci del greifer / le punte di presa non si trovino parti del corpo.

##### CAUTELA

###### **Sollecitazione eccessiva o sovraccarico dovuti ad attività straordinarie**

Lesioni dovute a un comportamento inaspettato del prodotto a seguito di malfunzionamento.



- ▶ Il prodotto è stato concepito per lo svolgimento di attività quotidiane e non va utilizzato per attività particolari, quali, ad esempio, attività sportive con carico eccessivo del polso e/o carichi dinamici (flessioni, downhill, mountain biking, ecc.) o sport estremi (free climbing, parapendio, ecc.).
- ▶ Il corretto impiego del prodotto e dei suoi componenti non solo ne aumenta la durata operativa, ma è fondamentale per la sicurezza personale!
- ▶ Se il prodotto e i suoi componenti sono sollecitati da carichi eccessivi (ad es. in seguito a una caduta o in casi simili), è necessario far controllare immediatamente il prodotto da un tecnico ortopedico per verificare la presenza di eventuali danni. Se necessario, il tecnico invierà il prodotto a un centro assistenza Ottobock autorizzato.

#### CAUTELA

##### **Sollecitazione meccanica del prodotto**

Lesioni dovute a comando errato o malfunzionamento del sistema protesico.

- ▶ Non esporre il prodotto a vibrazioni meccaniche o urti.
- ▶ Verificare la presenza di danni visibili del prodotto prima di ogni impiego.

#### CAUTELA

##### **Penetrazione di sporcizia e umidità nei componenti della protesi**

Lesioni dovute a comando errato o malfunzionamento del sistema protesico.

- ▶ Accertarsi che particelle solide o liquidi non penetrino all'interno del sistema protesico o nei suoi componenti (ad es. nel componente di presa).

#### AVVISO

##### **Cura impropria del sistema protesico**

Danni del sistema protesico dovuti all'utilizzo di detergenti non appropriati.

- ▶ Pulire il sistema protesico unicamente con un panno umido e un sapone delicato (ad es. Ottobock DermaClean 453H10=1).
- ▶ Per pulire / disinfettare l'invasatura interna utilizzare unicamente i seguenti prodotti:

**Pulizia:** Ottobock DermaClean 453H10=1

**Disinfezione:** Ottobock DermaDesinfect 453H16.

#### CAUTELA

##### **Sostituzione dei componenti protesici mentre sono accesi**

Lesioni dovute a comando errato o malfunzionamento del sistema protesico.

- ▶ Prima di sostituire i componenti protesici (p. es. il componente di presa), togliere la batteria dal telaio o spegnere il sistema protesico.

## 4.6 Indicazioni sull'alimentazione elettrica / Carica della batteria

#### CAUTELA

##### **Caricamento del sistema protesico in caso di contatti sporchi o danneggiati**

Lesione dovuta a comportamento inatteso del sistema protesico per stato di carica insufficiente.

- ▶ Mantenere i contatti sempre puliti e privi di grasso.
- ▶ Pulire i contatti elettrici del connettore di carica e della presa di carica regolarmente, utilizzando un cotton fioc e una soluzione di acqua e sapone delicato.
- ▶ Evitare di danneggiare i contatti con oggetti appuntiti o affilati.

#### AVVISO

##### **Caricamento del sistema protesico con alimentatore/caricabatteria errato**

Danno al sistema protesico dovuto a tensione, corrente o polarità errate.

- ▶ Utilizzare solo alimentatori/caricabatteria per il sistema protesico autorizzati da Ottobock (vedere istruzioni per l'uso e cataloghi).

#### AVVISO

##### **Contatto del connettore di carica con supporti dati magnetici**

Cancellazione del supporto dati.

- ▶ Evitare il contatto del connettore di carica con carte di credito, dischetti, audiocassette e videocassette.

#### INFORMAZIONE

Quando il connettore di carica è collegato alla presa di carica, non è possibile utilizzare il sistema protesico. Il sistema protesico rimane disattivato durante tutto il processo di carica.

### 4.7 Indicazioni sull'utilizzo della torcia

#### ⚠ AVVERTENZA

##### **Utilizzo di una batteria di tipo errato e/o non osservanza della polarità**

Esplosione dovuta alla fuoriuscita di gas e alla loro autocombustione in seguito a cortocircuito e sovratemperatura.

- ▶ Utilizzare esclusivamente batterie del tipo CR2032.
- ▶ Durante l'inserimento delle due batterie osservare l'indicazione della polarità sul coperchio del comparto batterie.

#### ⚠ CAUTELA

##### **Sguardo diretto nel fascio luminoso della torcia**

Rischio di lesioni agli occhi guardando direttamente nel fascio luminoso.

- ▶ Non utilizzare la torcia per controlli p. es. degli occhi (il cosiddetto test delle pupille).
- ▶ Non dirigere il fascio luminoso direttamente verso gli occhi di persone o animali.
- ▶ Non fissare il fascio luminoso diretto.
- ▶ Se il fascio luminoso dovesse essere rivolto verso gli occhi, chiuderli consapevolmente e girare la testa per evitarlo.

### 4.8 Istruzioni per l'utilizzo di un'articolazione di gomito (ad es. 12K44, 12K50, 12K100N, 12K110N)

#### ⚠ CAUTELA

##### **Pericolo di contusioni nell'area di flessione dell'articolazione di gomito**

Lesioni dovute a schiacciamento di parti del corpo.

- ▶ Verificare che, all'atto della flessione dell'articolazione di gomito, dita o altre parti del corpo non si trovino nell'area interessata.

#### ⚠ CAUTELA

##### **Sbloccaggio manuale del bloccaggio del gomito sotto carico**

Lesioni dovute al rilascio del bloccaggio del gomito sotto carico.

- ▶ Prestare particolare attenzione rilasciando il bloccaggio del gomito mentre si sollevano carichi pesanti.
- ▶ In considerazione del pericolo, rilasciare il bloccaggio in questo stato solo con molta cautela.

### **⚠ CAUTELA**

#### **Penetrazione di sporcizia e umidità nel braccio protesico**

Lesioni dovute a un comportamento inaspettato del sistema protesico o a malfunzionamento.

- ▶ Accertarsi che particelle solide o liquidi non penetrino all'interno del braccio protesico.
- ▶ Non esporre il braccio protesico e, in particolare, l'articolazione di gomito a spruzzi e gocce d'acqua.
- ▶ In caso di pioggia, indossare il braccio protesico e, in particolare, l'articolazione di gomito, almeno sotto un capo di abbigliamento robusto.

### **AVVISO**

#### **Rivestimento, incollaggio o verniciatura della protesi**

Danneggiamento o rottura dovuti a processi chimici.

- ▶ Non è mai consentito rivestire, usare collante o vernice sulla protesi.

## **5 Fornitura e accessori**

### **5.1 Fornitura**

- 2 pz. batterie al litio CR2032
- 1 greifer mioelettrico DMC VariPlus 8E33=9-1 o  
1 greifer mioelettrico DMC VariPlus 8E34=9-1 o  
1 greifer mioelettrico Digital Twin 8E33=7-1 o  
1 greifer mioelettrico Digital Twin 8E34=7-1
- 1 libretto di istruzioni per l'uso (utente) 647G1275

### **5.2 Accessori**

#### **Punte di presa**

- Set di punte 9S138
- Set di imbottiture in gomma 9S145
- Set di piastrine di presa 9S149
- Coppia di punte 9S234=PAA
- Coppia di punte 9S278=PAA

## **6 Carica della batteria**

Durante la ricarica della batteria, tenere presente i seguenti punti:

- La capacità della batteria completamente carica è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero.
- Per l'utilizzo quotidiano si consiglia di caricare il prodotto ogni giorno.
- Per l'utilizzo quotidiano, l'intera unità di carica (alimentatore e caricabatteria) può restare costantemente attaccata alla presa di corrente.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 3 ore.

## 6.1 Caricabatteria 757L14 e X-ChangePack 757B15

### AVVISO

#### Scaricamento completo della batteria

Danneggiamento irreparabile del prodotto e conseguente perdita di funzionalità in caso di carica irregolare e incompleta della batteria.

► In caso di inattività prolungata ricaricare completamente la batteria ogni 4-6 mesi.



- 1) Collegare la stazione di carica con alimentatore alla presa di corrente.
- 2) Inserire una o due batterie nella stazione di carica.
- 3) Il LED rosso si illumina ● e si avvia il processo di carica.
- 4) Se la batteria è completamente carica, il LED rosso lampeggia ☀.
- 5) Una volta terminato il processo di carica, rimuovere la batteria.

#### 6.1.1 Indicazione dello stato di carica attuale

Lo stato di carica attuale può essere controllato solo su caricabatteria con alimentatore collegato e batteria inserita.

LED su caricabatteria ad impulsi	Evento
●	Stato di carica 0 % - 79 %
☀	<b>lampeggia prolungatamente:</b> stato di carica 80 % - 99 % <b>lampeggia brevemente :</b> stato di carica 100 %

#### 6.1.2 Risoluzione guasti

LED su caricabatteria ad impulsi	Periodo di tempo	Errore	Soluzione
☀	Subito dopo aver inserito la batteria nel vano di carica	Batteria difettosa	La batteria deve essere controllata da un centro assistenza Ottobock autorizzato.
●	Dopo 4 - 8 ore di carica	Batteria difettosa	La batteria deve essere controllata da un centro assistenza Ottobock autorizzato.
○	Subito dopo aver inserito la batteria nel vano di carica	Vano di carica/caricabatteria ad impulsi o alimentatore difettosi	Il caricabatteria ad impulsi e l'alimentatore devono essere controllati da un centro assistenza Ottobock autorizzato.


## 6.2 Caricabatteria 757L20 ed EnergyPack 757B2\*

### AVVISO

#### Scaricamento completo della batteria

Danneggiamento irreparabile del prodotto e conseguente perdita di funzionalità in caso di carica irregolare e incompleta della batteria.

► In caso di inattività prolungata ricaricare completamente la batteria ogni 4-6 mesi.



- 1) Collegare la stazione di carica con alimentatore alla presa di corrente.  
→ Il LED verde sull'alimentatore e il LED verde al centro della fila di LED si illuminano.
- 2) Inserire una o due batterie nella stazione di carica.
- 3) Il LED verde del relativo vano di carica si illumina ● e si avvia il processo di carica.
- 4) Se la batteria è completamente carica, il LED verde del relativo vano lampeggia ●.
- 5) Una volta terminato il processo di carica, rimuovere la batteria.

#### 6.2.1 Indicazione dello stato di carica attuale

Durante l'inserimento/innesto della batteria nella protesi, viene attivato per alcuni secondi un indicatore di capacità sulla batteria.

Indicatore LED	Evento
●	Carica superiore al 50%
● e ●	Carica inferiore al 50%
●	Carica inferiore al 5%

#### 6.2.2 Risoluzione guasti

Vano di carica	LED del vano di carica	Evento
scarico	● o ● o ●	<b>Il caricabatteria è difettoso</b> Il caricabatteria e l'alimentatore devono essere esaminati da un centro assistenza Ottobock autorizzato.
vuoto o batteria inserita	●	
batteria inserita	●	<b>La batteria è sotto carica</b>
	●	<b>La batteria è completamente carica</b>
	●	<b>La temperatura della batteria è troppo elevata</b> Rimuovere la batteria e lasciarla raffreddare
	●	<b>La batteria inserita è difettosa</b> La batteria deve essere controllata da un centro assistenza Ottobock autorizzato.

## 6.3 Caricabatteria 757L35 e batteria 757B35=\*

### 6.3.1 Collegamento del caricabatteria con il prodotto



- 1) Inserire il connettore di carica nella presa di carica del sistema protesico.  
→ Il corretto collegamento del caricabatteria al sistema protesico viene indicato tramite segnali di risposta (Segnali di stato).
- 2) Il processo di carica si avvia.  
→ Il sistema protesico si spegne automaticamente.
- 3) Una volta terminato il processo di carica, staccare il caricabatteria dal sistema protesico.

### 6.3.2 Spegnimento di sicurezza

Lo spegnimento di sicurezza del sistema protesico serve a proteggere la batteria e si attiva in caso di:

- sovra o sottotemperatura
- sovratensione o sottotensione
- cortocircuito

Dopo un cortocircuito è necessario inserire il connettore di carica nella presa di carica per poi estrarlo nuovamente al fine di attivare l'elettronica.

### 6.3.3 Indicazione dello stato di carica attuale

Lo stato di carica può essere verificato in qualsiasi momento.

- 1) Con il sistema protesico acceso premere il tasto sulla presa di carica per meno di un secondo.
- 2) L'indicatore LED sulla presa di carica dà informazioni sullo stato di carica attuale.


Preso di carica	Stato
●	Batteria carica
●	Batteria carica al 50%
●	Batteria scarica

### 6.3.4 Segnali acustici

Segnale acustico	Indicatori supplementari	Rimedio
1 segnale lungo	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spegnerne la protesi tramite la presa di carica</li><li>• La carica si avvia (collegare il connettore di carica con la presa di carica)</li><li>• La carica viene terminata (il connettore di carica viene separato dalla presa di carica)</li></ul>
2 segnali brevi	Il LED della presa di carica si illumina brevemente	Accendere la protesi
3 segnali brevi	-	Tensione della batteria troppo bassa, il sistema protesico si spegne automaticamente

## 7 Utilizzo

### 7.1 Accensione e spegnimento del componente di presa



#### Accensione


Muovere l'interruttore nella pos. 1 fino al suo arresto. L'elettronica del componente di presa è attivata e il freno della flessione disinserito.

#### Spegnimento

Muovere l'interruttore nella pos 2 fino al suo arresto. L'elettronica del componente di presa è disattivata e il freno della flessione bloccato.

### 7.2 Torcia

(per greifer con torcia incorporata)



#### 1. 2 diodi luminosi (LED)

per l'illuminazione dell'ambiente di lavoro

#### 2. Interruttore ON/OFF


Premendo questo tasto la torcia si accende o si spegne. Se questo tasto viene azionato subito dopo l'accensione, è possibile regolare la luminosità in 3 livelli premendolo nuovamente.

Dopo ca. 15 minuti la torcia si spegne automaticamente.

#### 3. Comparto batterie

### Inserire le batterie (2x CR2032)

Per inserire le batterie, eseguire le seguenti operazioni:



- 1) Svitare il coperchio del comparto batterie in senso antiorario e rimuoverlo.
- 2) Inserire 2 batterie a bottone CR2032, con il polo + rivolto verso il coperchio.
- 3) Applicare il coperchio. Accertarsi che la guarnizione di gomma non venga danneggiata.
- 4) Chiudere il coperchio avvitandolo in senso orario.

### 7.3 Apertura d'emergenza del componente di presa



Questa funzione di sicurezza consente di aprire i bracci del greifer, indipendentemente dai segnali di comando.

- Ruotare all'esterno la leva di sblocco della manovella (freccia) e aprire manualmente i bracci del greifer.

## 7.4 Sostituzione del componente di presa 8E33=7\*, 8E33=9\*

### Separazione del componente di presa dall'invasatura

- 1) Ruotare il componente di presa una volta intorno al suo asse fino ad avvertire una leggera resistenza (ca. 360°).
- 2) Superare questa resistenza e togliere il componente di presa dall'invasatura protesica.

### Fissaggio del componente di presa all'invasatura

- 1) Inserire l'innesto rapido nell'anello di laminazione e premerlo con forza.
- 2) Ruotare il componente di presa leggermente verso sinistra o verso destra.
- 3) Controllare il corretto posizionamento tirando il componente di presa.

## 8 Pulizia

### AVVISO

#### Cura non appropriata del prodotto

Danni del prodotto dovuti all'utilizzo di detersivi non appropriati.

- Pulire il prodotto esclusivamente con un panno umido e un sapone delicato (ad es. Ottobock DermaClean 453H10=1).

- 1) Pulire il prodotto con un panno umido e sapone delicato (ad es. Ottobock Derma Clean 453H10=1) in caso di sporcizia.  
Accertarsi che nessun liquido penetri nel componente/nei componenti di sistema.
- 2) Asciugare il prodotto con un panno privo di pelucchi e lasciar asciugare per bene all'aria.

## 9 Manutenzione

Essendo tutte le parti meccaniche mobili soggette ad usura, si consigliano revisioni regolari da parte del Servizio Assistenza. Tali revisioni comprendono la verifica del prodotto e, se necessario, la sostituzione delle parti soggette a usura.

## 10 Note legali

### 10.1 Responsabilità

Il produttore risponde se il prodotto è utilizzato in conformità alle descrizioni e alle istruzioni riportate in questo documento. Il produttore non risponde in caso di danni derivanti dal mancato rispetto di quanto contenuto in questo documento, in particolare in caso di utilizzo improprio o modifiche non permesse del prodotto.

### 10.2 Marchi

Tutte le designazioni menzionate nel presente documento sono soggette illimitatamente alle disposizioni previste dal diritto di marchio in vigore e ai diritti dei relativi proprietari.

Tutti i marchi, nomi commerciali o ragioni sociali qui indicati possono essere marchi registrati e sono soggetti ai diritti dei relativi proprietari.

L'assenza di un contrassegno esplicito dei marchi utilizzati nel presente documento non significa che un marchio non sia coperto da diritti di terzi.

### 10.3 Conformità CE

Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva europea 93/42/CEE relativa ai prodotti medicali. In virtù dei criteri di classificazione ai sensi dell'allegato IX della direttiva di cui sopra, il prodotto è stato classificato sotto la classe I. La dichiarazione di conformità è stata pertanto emessa dal produttore, sotto la propria unica responsabilità, ai sensi dell'allegato VII della direttiva.



Il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva RoHS 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## 11 Dati tecnici

<b>Condizioni ambientali</b>	
Stoccaggio e trasporto nell'imballaggio originale	da -20 °C/-4 °F a +40 °C/+104 °F max. 93 % di umidità relativa, senza condensa
Stoccaggio e trasporto senza imballaggio	da -20 °C/-4 °F a +40 °C/+104 °F max. 93 % di umidità relativa, senza condensa
Esercizio	da -10 °C/+14 °F a +60 °C/+140 °F max. 93 % di umidità relativa, senza condensa

<b>Codice</b>	<b>8E33=7-1</b>	<b>8E34=7-1</b>	<b>8E33=9-1</b>	<b>8E34=9-1</b>
Tensione d'esercizio [V]	6/7,2			
Apertura [mm]	95			
Forza di presa [N]	160		0 - 160	
Peso [g]	540	520	540	520
Durata [anni]	5			
Coppia di serraggio punte di presa [Ncm]	40 - 50			
Velocità proporzionale [mm/sec]	180		8 - 200	

<b>Torcia</b>	
Lampada [numero, tipo]	2, LED
Intensità luminosa massima totale dei due diodi (LED) [mcd]	16400-24000
Batteria [numero, tipo]	2x CR2032
Durata di illuminazione massima con batterie nuove alla massima illuminazione e a temperatura ambiente [h]	8
Livelli di luminosità [numero]	3
Spegnimento automatico	dopo 15 minuti

<b>Codice batteria</b>	<b>757B15</b>	<b>757B20</b>	<b>757B21</b>	<b>757B35 =0</b>	<b>757B35 =1</b>	<b>757B35 =3</b>
Intervallo di temperatura durante la carica [°C]	0 °C - +40 °C	0 °C - +50 °C		0 °C - +60 °C		
Capacità [mAh]	550	900	800	300	600	1150
Durata della batteria [anni]	2					
Comportamento del prodotto durante il processo di carica	Il prodotto non è funzionante					
Durata di funzionamento del prodotto con batteria completamente carica [cicli di presa]	ca. 1000	ca. 2500 - 3000	ca. 2000 - 2500	ca. 1000	ca. 1000 - 2000	ca. 4000
Tempo di carica (in caso di scarica completa della batteria) [ore]	ca. 10	ca. 3,5	ca. 3	ca. 2,5		

Codice batteria	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Tensione nominale [V]	6	ca. 7,2		ca. 7,4		
Tecnologia della batteria	Ni-Mh	Li-Ion		Li-Po		Li-Ion
Caricabatteria consentiti	757L14	757L20		757L35		

Alimentatore	
Codice	757L16*
Deposito e trasporto nell'imballaggio originale	da -40 °C/-40 °F a +70 °C/+158 °F
Deposito e trasporto senza imballaggio	da -40 °C/-40 °F a +70 °C/+158 °F dal 10 % al 93 % di umidità relativa dell'aria, senza condensa
Esercizio	da 0 °C/+32 °F a +40 °C/+104 °F max. 90 % di umidità relativa, senza condensa
Tensione in entrata	da 100 V~ a 240 V~
Frequenza di rete	da 50 Hz a 60 Hz
Tensione in uscita	12 V ===

## 12 Simboli utilizzati



Questo prodotto non può essere smaltito ovunque con i normali rifiuti domestici. Uno smaltimento non conforme alle norme del Paese può avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute. Attenersi alle disposizioni delle autorità locali competenti relative alla restituzione e alla raccolta.



Dichiarazione di conformità ai sensi delle direttive europee applicabili

SN.YYYY WW NNN

Numero di serie  
AAAA – Anno di fabbricazione  
SS – Settimana di fabbricazione



Non fissare il fascio luminoso



Produttore legale

## 1 Introducción

Español

### INFORMACIÓN

Fecha de la última actualización: 2016-11-07

- ▶ Lea este documento atentamente y en su totalidad antes de utilizar el producto.
- ▶ Siga las indicaciones de seguridad para evitar lesiones y daños en el producto.
- ▶ El personal técnico le explicará cómo utilizar el producto de forma correcta y segura.

- ▶ Póngase en contacto con el personal técnico si tiene dudas sobre el producto (p. ej., sobre la puesta en marcha, el uso o el mantenimiento, o en caso de un funcionamiento inesperado o incidente). Los datos de contacto se encuentran al dorso.
- ▶ Conserve este documento.

Los greifers eléctricos de sistema 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1, 8E34=9-1 se denominarán en lo sucesivo producto, prótesis o componente de agarre.


Estas instrucciones de uso le proporcionan información importante relacionada con el empleo, el ajuste y el manejo del producto.

Ponga en marcha el producto siguiendo exclusivamente la información incluida en los documentos adjuntos.

## 2 Descripción del producto

### 2.1 Construcción

El producto consta de los siguientes componentes:



#### 1. Puntas de agarre

Para la adaptación a diferentes trabajos, la posición puede girarse  $\pm 60^\circ$ . Consulte otros tipos de puntas de agarre en el capítulo "Accesorios" (véase la página 65)

#### 2. Palanca de seguridad

Para desbloquear el accionamiento de los brazos de agarre (véase la página 69)

#### 3. Ruedecilla

Para abrir/cerrar manualmente

#### 4. Interruptor de encendido/apagado

Para encender/apagar el sistema electrónico y la articulación de flexión

Posición del balancín hacia el dispositivo de agarre: sistema electrónico encendido y freno de flexión liberado

Posición del balancín hacia el encaje protésico: sistema electrónico apagado y articulación de flexión bloqueada

#### 5. Cierre de muñeca (solo en 8E33\*)

Unión mecánica con el anillo para laminar

### 2.2 Función

El producto es un componente de agarre del sistema protésico MyoBock controlado por señales mioeléctricas.

Diferentes programas de control permiten una adaptación óptima a las necesidades y capacidades individuales del usuario de la prótesis.

#### Solo en 8E33=9\* y 8E34=9\*

El componente de agarre se basa en el sistema DMC (DMC = Dynamic Mode Control) de Ottobock: este sistema desarrollado por Ottobock utiliza dos sistemas independientes de medición y de regulación para controlar la velocidad y la fuerza de agarre de forma óptima según la señal muscular.

## 3 Uso

### 3.1 Uso previsto

Los greifers eléctricos de sistema deben utilizarse **exclusivamente** para el tratamiento exoprotésico de la extremidad superior.

### 3.2 Empleo / ámbito de aplicación

Los greifers eléctricos de sistema pueden utilizarse para amputaciones unilaterales o bilaterales o en caso de dismelia.

### 3.3 Condiciones ambientales

El sistema protésico ha sido diseñado para realizar actividades cotidianas y no puede emplearse en actividades extraordinarias. Estas actividades extraordinarias comprenden, por ejemplo, modalidades de deporte con cargas extremas para la muñeca o de impacto (flexiones, descenso en bicicleta, bicicleta de montaña...) o deportes extremos (escalada libre, parapente, etc.). Además, el sistema protésico no debería emplearse para conducir vehículos o maquinaria pesada (p. ej., maquinaria de construcción), ni para manejar maquinaria industrial o aparatos de trabajo a motor. El producto está previsto **únicamente** para la protetización de **un** único paciente. El fabricante no autoriza el uso de este producto en más de una persona.




Puede consultar las condiciones ambientales permitidas en los datos técnicos (véase la página 71).

### 3.4 Cualificación


La adaptación del producto al paciente podrán realizarla únicamente aquellos técnicos ortopédicos que hayan obtenido la autorización de Ottobock tras superar la correspondiente formación.

## 4 Seguridad


### 4.1 Significado de los símbolos de advertencia

 <b>ADVERTENCIA</b>	Advertencias sobre posibles riesgos de accidentes y lesiones graves.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Advertencias sobre posibles riesgos de accidentes y lesiones.
 <b>AVISO</b>	Advertencias sobre posibles daños técnicos.


### 4.2 Estructura de las indicaciones de seguridad

 <b>PRECAUCIÓN</b>
<b>El encabezamiento denomina la fuente y/o el tipo de peligro</b>
La introducción describe las consecuencias en caso de no respetar la indicación de seguridad. En el caso de haber varias consecuencias, se distinguirán de la siguiente forma:
> p. ej.: consecuencia 1 en caso de no respetar el aviso de peligro
> p. ej.: consecuencia 2 en caso de no respetar el aviso de peligro
▶ Este símbolo indica las actividades/acciones que deben respetarse/realizarse para evitar el peligro.

### 4.3 Indicaciones generales de seguridad

 <b>ADVERTENCIA</b>
<b>Uso de la prótesis al conducir un vehículo</b>
Accidente debido a un comportamiento inesperado de la prótesis.
▶ La prótesis no debería emplearse para conducir vehículos ni maquinaria pesada (p. ej., maquinaria de construcción).

 <b>ADVERTENCIA</b>
<b>Uso de la prótesis al manejar maquinaria</b>
Lesión debido a reacciones inesperadas de la prótesis.

- ▶ La prótesis no debería emplearse para manejar maquinaria industrial ni aparatos de trabajo a motor.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

##### **Utilización del sistema protésico cerca de sistemas implantados activos**

Alteración de los sistemas implantables activos (p. ej., marcapasos, desfibrilador, etc.) debido a la irradiación electromagnética generada por el sistema protésico.

- ▶ En caso de utilizar el sistema protésico junto a sistemas implantables activos, preste atención a que se respeten las distancias mínimas exigidas por el fabricante del implante.
- ▶ Observe en todo caso las condiciones de uso y las indicaciones de seguridad prescritas por el fabricante del implante.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

##### **Uso de fuente de alimentación, enchufe del adaptador o cargador dañados**

Calambre debido al contacto con piezas descubiertas conectadas.

- ▶ No abra la fuente de alimentación ni el enchufe del adaptador ni el cargador.
- ▶ No someta a esfuerzos extremos la fuente de alimentación ni el enchufe del adaptador ni el cargador.
- ▶ Sustituya de inmediato cualquier fuente de alimentación, enchufe del adaptador o cargador dañados.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

##### **Cargar la prótesis sin quitársela**

Calambre debido a una fuente de alimentación o un cargador defectuosos.

- ▶ Por motivos de seguridad, quítese la prótesis antes de iniciar el proceso de carga.

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

##### **Manipulaciones del producto realizadas por cuenta propia**

Lesiones debidas a deterioros o a fallos en el funcionamiento del producto.

- ▶ A excepción de las tareas descritas en estas instrucciones de uso, no puede llevar a cabo ninguna manipulación del producto.
- ▶ Solo el personal técnico autorizado por Ottobock puede abrir y reparar el producto y arreglar los componentes dañados.

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

##### **Signos de desgaste en los componentes del sistema**

Lesiones debidas a fallos en el control o en el funcionamiento del producto.

- ▶ Respete los intervalos de inspección prescritos en beneficio de su propia seguridad y para mantener la seguridad de funcionamiento y la garantía.

## **4.4 Indicaciones sobre las estancias en ciertas zonas**

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

##### **Estancia en las proximidades de fuentes de interferencias magnéticas o eléctricas intensas (p. ej., sistemas antirrobo, detectores de metales)**

Lesiones provocadas por un comportamiento inesperado del sistema protésico debido a una alteración de la comunicación interna de datos.

- ▶ Evite permanecer en las proximidades de sistemas antirrobo visibles u ocultos en las zonas de entrada/salida de comercios, de detectores de metales o escáneres corporales para personas (p. ej., en aeropuertos), o cualquier otra fuente de interferencias magnéticas o eléctricas intensas (p. ej., tendidos eléctricos de alta tensión, transmisores, subestaciones transformadoras, equipos de tomografía computerizada, escáneres de resonancia magnética nuclear, etc.).
- ▶ Cuando vaya a atravesar algún sistema antirrobo, escáner corporal o detector de metales, tenga presente que el sistema protésico puede reaccionar de forma inesperada.

### PRECAUCIÓN

#### **Distancia insuficiente con respecto a dispositivos de comunicación de AF (p. ej., teléfonos móviles, aparatos con Bluetooth, aparatos con Wi-Fi)**

Lesiones provocadas por un comportamiento inesperado del sistema protésico debido a una alteración de la comunicación interna de datos.

- ▶ Se recomienda, por lo tanto, mantener las siguientes distancias mínimas con respecto a estos dispositivos de comunicación de AF:
  - Teléfono móvil GSM 850 / GSM 900: 0,99 m
  - Teléfono móvil GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS: 0,7 m
  - Teléfono inalámbrico DECT, incluida la base: 0,35 m
  - Wi-Fi (router, puntos de acceso,...): 0,22 m
  - Aparatos con Bluetooth (productos de terceros no autorizados por Ottobock): 0,22 m

### PRECAUCIÓN

#### **Estancia en zonas fuera del margen de temperatura admisible**

Lesiones debidas a fallos en el control o en el funcionamiento del sistema protésico.

- ▶ Evite permanecer en lugares con temperaturas que estén fuera del margen de temperatura admisible (véase la página 71).

## 4.5 Indicaciones sobre el uso

### PRECAUCIÓN

#### **Utilizar la prótesis con objetos puntiagudos o afilados (p. ej., un cuchillo en la cocina)**

Lesión debido a movimientos involuntarios.

- ▶ Utilice la prótesis con sumo cuidado cuando maneje objetos puntiagudos o afilados.

### PRECAUCIÓN

#### **Peligro de aprisionamiento entre los brazos de agarre / las puntas de agarre**

Lesiones debidas al aprisionamiento de partes del cuerpo.

- ▶ Al utilizar el producto, asegúrese de que no queda ninguna parte del cuerpo entre los brazos de agarre / las puntas de agarre.

### PRECAUCIÓN

#### **Sobrecarga debida a actividades extraordinarias**

Lesiones debidas a un comportamiento inesperado del producto por fallos de funcionamiento.

- ▶ El producto ha sido diseñado para realizar actividades cotidianas y no puede emplearse en actividades extraordinarias. Estas actividades extraordinarias comprenden, por ejemplo, modalidades de deporte con cargas extremas para la muñeca o de impacto (flexiones, descenso en bicicleta, bicicleta de montaña...) o deportes extremos (escalada libre, parapente, etc.).

- ▶ Un manejo cuidadoso del producto y de sus componentes no solo prolonga su vida útil, sino que también contribuye a su propia seguridad.
- ▶ Si el producto y sus componentes se ven sometidos a esfuerzos extremos (p. ej., por caídas o similares), un técnico ortopédico deberá comprobar inmediatamente si estos presentan daños. Si es necesario, este enviará el producto a un servicio técnico autorizado de Ottobock.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

#### **Carga mecánica del producto**

Lesiones debidas a fallos en el control o en el funcionamiento del sistema protésico.

- ▶ No someta el producto a vibraciones mecánicas ni a golpes.
- ▶ Compruebe antes de cada uso si el producto presenta daños visibles.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

#### **Entrada de suciedad y humedad en los componentes protésicos**

Lesiones debidas a fallos en el control o en el funcionamiento del sistema protésico.

- ▶ Procure que no penetren partículas sólidas ni líquidos en el sistema protésico ni en los componentes protésicos (p. ej., el componente de agarre).

### **AVISO**

#### **Cuidado incorrecto del sistema protésico**

Daños en el sistema protésico debidos al uso de productos de limpieza inadecuados.

- ▶ Limpie el sistema protésico únicamente con un paño húmedo y jabón suave (p. ej., Ottobock DermaClean 453H10=1).
- ▶ Para limpiar/desinfectar el encaje interior solamente puede usar los siguientes productos:  
**Limpieza:** DermaClean 453H10=1 de Ottobock  
**Desinfección:** DermaDesinfect 453H16 de Ottobock.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

#### **Cambiar componentes protésicos con el sistema encendido**

Lesiones debidas a fallos en el control o en el funcionamiento del sistema protésico.

- ▶ Extraiga la batería del soporte o apague el sistema protésico antes de cambiar cualquier componente protésico (p. ej., el componente de agarre).

## **4.6 Indicaciones sobre el suministro de corriente / para cargar la batería**

### **⚠ PRECAUCIÓN**

#### **Cargar el sistema protésico con los contactos sucios o deteriorados**

Lesiones debidas a un comportamiento inesperado del sistema protésico causado por errores en la función de carga.

- ▶ Procure que los contactos estén siempre limpios y exentos de grasas.
- ▶ Limpie periódicamente los contactos eléctricos del conector de carga y de la toma de alimentación con un bastoncillo y lejía de jabón suave.
- ▶ Procure no dañar los contactos en ningún caso con objetos puntiagudos o afilados.

### **AVISO**

#### **Cargar el sistema protésico con una fuente de alimentación/un cargador incorrectos**

Deterioro del sistema protésico debido a una tensión, corriente o polaridad incorrectas.

- ▶ Utilice únicamente fuentes de alimentación y cargadores autorizados por Ottobock para el sistema protésico (véanse las instrucciones de uso y los catálogos).

#### **AVISO**

##### **Contacto del conector de carga con soportes magnéticos de datos**

Borrado completo del soporte de datos.

- ▶ No coloque el conector de carga encima de tarjetas de crédito, disquetes, cintas de audio o de vídeo.

#### **INFORMACIÓN**

El sistema protésico no podrá utilizarse si el conector de carga está insertado en la toma de alimentación. El sistema protésico permanece desactivado durante todo el proceso de carga.

### **4.7 Indicaciones sobre el uso de la linterna**

#### **⚠ ADVERTENCIA**

##### **Uso del tipo de batería inadecuado y/o inobservancia de la polaridad**

Explosión debido a la fuga de gases y su autoignición como consecuencia de un cortocircuito y de sobrecalentamiento.

- ▶ Utilice únicamente baterías del tipo CR2032.
- ▶ Al insertar las dos baterías, tenga en cuenta la indicación de la polaridad de la tapa del compartimento para las baterías.

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

##### **Mirar directamente el haz de luz de la linterna**

Daños oculares como consecuencia de mirar directamente el haz de luz.

- ▶ No utilice la linterna para realizar exploraciones, p. ej., de los ojos (examen de las pupilas).
- ▶ No dirija el haz de luz directamente a los ojos de personas ni de animales.
- ▶ No mire directamente el haz de luz.
- ▶ Si el haz de luz incidiera en el ojo, cierre los ojos y mueva la cabeza de inmediato alejándola de la luz.

### **4.8 Indicaciones en caso de usar una articulación de codo (p. ej., 12K44, 12K50, 12K100N, 12K110N)**

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

##### **Riesgo de aprisionamiento en la zona de flexión de la articulación de codo**

Lesiones debidas al aprisionamiento de partes del cuerpo.

- ▶ Procure no tener los dedos ni otra parte del cuerpo en esta zona al flexionar la articulación de codo.

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

##### **Desbloqueo manual del bloqueo del codo al llevar una carga**

Lesiones debidas a que el bloqueo del codo se suelte al llevar una carga.

- ▶ Hay que extremar el cuidado cuando se desbloquee el bloqueo del codo mientras se levanten cargas pesadas.
- ▶ Debido al riesgo de lesiones, extreme la precaución al soltar el bloqueo en este estado.



## **⚠ PRECAUCIÓN**

### **Entrada de suciedad y humedad en el brazo protésico**

Lesiones debidas a un comportamiento inesperado del sistema protésico o fallos de funcionamiento.

- ▶ Procure que no penetren partículas sólidas ni líquidos en el brazo protésico.
- ▶ No esponga el brazo protésico, en especial la articulación de codo, a salpicaduras ni a gotas de agua.
- ▶ Lleve el brazo protésico, en especial la articulación de codo, bajo ropa resistente en caso de lluvia.

## **AVISO**

### **Revestir, forrar o pintar la prótesis**

Daños o roturas debidos a procesos químicos.

- ▶ La prótesis no se puede revestir, forrar ni pintar bajo ningún concepto.

## **5 Componentes incluidos en el suministro y accesorios**

### **5.1 Componentes incluidos en el suministro**

- 2 baterías de litio CR2032
- 1 greifer eléctrico de sistema DMC VariPlus 8E33=9-1 o  
1 greifer eléctrico de sistema DMC VariPlus 8E34=9-1 o  
1 greifer eléctrico de sistema Digital Twin 8E33=7-1 o  
1 greifer eléctrico de sistema Digital Twin 8E34=7-1
- 1 ejemplar de las instrucciones de uso (usuarios) 647G1275

### **5.2 Accesorios**

#### **Puntas de agarre**

- Juego de puntas 9S138
- Juego de acolchados de goma 9S145
- Juego de placas de agarre 9S149
- Par de puntas 9S234=PAA
- Par de puntas 9S278=PAA

## **6 Cargar la batería**

Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de cargar la batería:

- La capacidad de la batería completamente cargada es suficiente para su uso durante un día.
- Se recomienda cargar la batería diariamente para poder usar el producto cada día.
- La unidad de carga completa (fuente de alimentación y cargador) puede permanecer conectada al enchufe continuamente en el uso cotidiano.
- Antes de usar la prótesis por primera vez habrá que cargar la batería al menos durante 3 horas.

### **6.1 Cargador 757L14 y X-ChangePack 757B15**

## **AVISO**

### **Descarga total de la batería**

Deterioro irreparable del producto y, como consecuencia, fallos en el funcionamiento debidos a una carga irregular e incompleta de la batería.

- ▶ Cargue la batería por completo en intervalos de 4 a 6 meses en caso de almacenarla por mucho tiempo.



- 1) Conecte la estación de carga con fuente de alimentación al enchufe.
- 2) Introduzca una o dos baterías en la estación de carga.
- 3) El LED rojo se ilumina ●, y se inicia el proceso de carga.
- 4) Una vez se haya cargado por completo la batería, el LED rojo parpadea ☀.
- 5) Extraiga la batería cuando haya finalizado el proceso de carga.

### 6.1.1 Indicación del nivel actual de carga

El nivel actual de carga únicamente puede comprobarse en el cargador con la fuente de alimentación conectada y la batería insertada.

LED del cargador de impulso	Suceso
●	Nivel de carga del 0 % al 79 %
☀	<b>Parpadeo prolongado:</b> nivel de carga del 80 % al 99 % <b>Parpadeo breve:</b> nivel de carga del 100 %

### 6.1.2 Solución de problemas

LED del cargador de impulso	Momento	Fallo	Solución
☀	justo después de insertar la batería en el compartimento de carga	Batería defectuosa	Un servicio técnico autorizado de Ottobock debe revisar la batería.
●	pasadas 4 u 8 horas de carga	Batería defectuosa	Un servicio técnico autorizado de Ottobock debe revisar la batería.
○	justo después de insertar la batería en el compartimento de carga	Compartimento de carga/cargador de impulso o fuente de alimentación defectuosos	Un servicio técnico autorizado de Ottobock debe revisar el cargador de impulso y la fuente de alimentación.


## 6.2 Cargador 757L20 y EnergyPack 757B2\*

### AVISO

#### Descarga total de la batería

Deterioro irreparable del producto y, como consecuencia, fallos en el funcionamiento debidos a una carga irregular e incompleta de la batería.

- ▶ Cargue la batería por completo en intervalos de 4 a 6 meses en caso de almacenarla por mucho tiempo.



- 1) Conecte la estación de carga con fuente de alimentación al enchufe.  
→ Se iluminan el LED verde de la fuente de alimentación y el LED verde del centro de la fila de LED.
- 2) Introduzca una o dos baterías en la estación de carga.
- 3) El LED verde del compartimento de carga correspondiente se ilumina ● , y se inicia el proceso de carga.
- 4) Una vez se haya cargado por completo la batería, el LED verde del compartimento de carga correspondiente parpadea ●●.
- 5) Extraiga la batería cuando haya finalizado el proceso de carga.

### 6.2.1 Indicación del nivel actual de carga

Al insertar/encajar la batería en la prótesis se activa durante unos segundos el indicador de la capacidad de la batería.

Indicador LED	Suceso
●	Nivel de carga superior al 50 %
● y ●	Nivel de carga inferior al 50 %
●	Nivel de carga inferior al 5 %

### 6.2.2 Solución de problemas

Compartimento de carga	LED del compartimento de carga	Suceso
vacía	● o ● o ●	<b>El cargador está defectuoso</b> Un servicio técnico autorizado de Ottobock debe revisar el cargador y la fuente de alimentación.
vacía o batería insertada	●	
batería insertada	●	<b>La batería se está cargando</b>
	●●	<b>La batería está completamente cargada</b>
	●	<b>La temperatura de la batería es demasiado elevada</b> Extraiga la batería y deje que se enfríe
	●	<b>La batería insertada está defectuosa</b> Un servicio técnico autorizado de Ottobock debe revisar la batería.

## 6.3 Cargador 757L35 y batería 757B35=\*

### 6.3.1 Conectar el cargador con el producto



- 1) Inserte el conector de carga en la toma de alimentación del sistema protésico.  
→ La conexión correcta del cargador con el sistema protésico se indica mediante avisos de confirmación (Señales de estado).
- 2) Se inicia el proceso de carga.  
→ El sistema protésico se apaga automáticamente.
- 3) Desconecte el sistema protésico una vez finalizado el proceso de carga.

### 6.3.2 Desconexión de seguridad

La desconexión de seguridad del sistema protésico sirve para proteger la batería y se activa en caso de:

- temperaturas demasiado elevadas o demasiado bajas,
- sobretensiones y subtensiones,
- cortocircuito.

Si se ha producido un cortocircuito, debe conectarse el conector de carga a la toma de alimentación, y volver a desconectarlo para activar de nuevo el sistema electrónico.

### 6.3.3 Indicación del nivel actual de carga

El nivel de carga puede consultarse en cualquier momento.

- 1) Pulse el botón de la toma de alimentación durante menos de un segundo con el sistema protésico encendido.
- 2) El indicador LED situado en la toma de alimentación le informa del nivel actual de carga.


Toma de alimentación	Suceso
●	Batería totalmente cargada
●	Batería cargada al 50 %
●	Batería vacía

### 6.3.4 Señales acústicas

Señal acústica	Indicaciones adicionales	Suceso
1 vez larga	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apagar la prótesis mediante la toma de alimentación</li><li>• La carga comienza (conector de carga conectado a la toma de alimentación)</li><li>• La carga finaliza (conector de carga separado de la toma de alimentación)</li></ul>
2 veces brevemente	El LED de la toma de alimentación se ilumina brevemente	Encender la prótesis
3 veces brevemente	-	Tensión de la batería demasiado baja, el sistema protésico se apaga automáticamente

## 7 Uso

### 7.1 Encender y apagar el componente de agarre



#### Encender

Mueva el balancín a la pos. 1 hasta que encaje.

El sistema electrónico del componente de agarre está encendido, y el freno de flexión liberado.


#### Apagar

Mueva el balancín a la pos. 2 hasta que encaje.

El sistema electrónico del componente de agarre está apagado, y la articulación de flexión bloqueada.

### 7.2 Linterna

(para equipos de agarre con linterna instalada)



#### 1. 2 diodos luminosos (LED) de gran intensidad

Para iluminar el entorno de trabajo

#### 2. Interruptor de encendido/apagado


Presionando este pulsador se enciende o apaga la linterna. Si el pulsador se acciona directamente después de encenderla, puede modificarse la luminosidad en 3 niveles presionando de nuevo el pulsador.

Después de aprox. 15 minutos, la linterna se apaga automáticamente.

#### 3. Compartimento para las baterías

#### Introducir las baterías (2 CR2032)

Para introducir las baterías, realice los siguientes pasos:



- 1) Gire la tapa del compartimento para las baterías en sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.
- 2) Introduzca 2 pilas de botón CR2032 con el polo + señalando hacia la tapa.
- 3) Coloque la tapa. Al hacerlo, preste atención a que la junta de goma no resulte dañada.
- 4) Cierre la tapa girándola en el sentido de las agujas del reloj.

### 7.3 Abrir el componente de agarre en caso de emergencia



Esta función de seguridad permite abrir los brazos de agarre independientemente de las señales de control que haya.

- Gire la palanca de desbloqueo separándola de la ruedecilla (flecha) y abra manualmente los brazos de agarre.

## 7.4 Cambiar el componente de agarre 8E33=7\*, 8E33=9\*

### Separar el componente de agarre del encaje

- 1) Gire una vez el componente de agarre sobre su propio eje hasta percibir una ligera resistencia (aprox. 360°).
- 2) Supere la resistencia y separe el componente de agarre del encaje.

### Fijar el componente de agarre al encaje

- 1) Introduzca el cierre de muñeca en el anillo para laminar presionándolo firmemente.
- 2) Gire el componente de agarre levemente hacia la izquierda o la derecha.
- 3) Tire ligeramente del componente de agarre para comprobar que esté fijado correctamente.

## 8 Limpieza

### AVISO

#### Cuidado incorrecto del producto

Daños en el producto debidos al uso de limpiadores inadecuados.

- ▶ Limpie el producto únicamente con un paño húmedo y jabón suave (p. ej., Ottobock Derma-Clean 453H10=1).
- 1) Limpie el producto con un paño húmedo y jabón suave (p. ej., Derma Clean 453H10=1 de Ottobock) en caso de suciedad.  
Preste atención a que no penetre ningún líquido en el/los componente/s del sistema.
  - 2) Seque el producto con un paño que no suelte pelusas y deje que se termine de secar al aire.

## 9 Mantenimiento

Dado que todos los componentes mecánicos móviles pueden presentar signos de desgaste, se recomienda realizar inspecciones de mantenimiento regulares. Estas inspecciones de mantenimiento incluyen la comprobación del producto y, si fuera necesario, la sustitución de las piezas que se hayan desgastado.

## 10 Aviso legal

### 10.1 Responsabilidad

El fabricante se hace responsable si este producto es utilizado conforme a lo descrito e indicado en este documento. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados debido al incumplimiento de este documento y, en especial, por los daños derivados de un uso indebido o una modificación no autorizada del producto.

### 10.2 Marcas

Todas las denominaciones mencionadas en el presente documento están sometidas en su totalidad a las disposiciones del derecho de marca vigente correspondiente, así como a los derechos de los propietarios correspondientes.

Todas las marcas, nombres comerciales o nombres de empresas que se indican en este documento pueden ser marcas registradas y están sometidos a los derechos de los propietarios correspondientes.

La ausencia de una designación explícita de las marcas utilizadas en este documento no implica que una denominación esté libre de derechos de terceros.

### 10.3 Conformidad CE

El producto cumple las exigencias de la Directiva europea 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. Sobre la base de los criterios de clasificación según el anexo IX de la directiva, el producto se ha clasificado en la clase I. La declaración de conformidad ha sido elaborada por el fabricante bajo su propia responsabilidad según el anexo VII de la directiva.

El producto cumple los requisitos de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

## 11 Datos técnicos

<b>Condiciones ambientales</b>	
Almacenamiento y transporte en el embalaje original	-20 °C/-4 °F a +40 °C/+104 °F máx. 93 % de humedad relativa, sin condensación
Almacenamiento y transporte sin embalaje	-20 °C/-4 °F a +40 °C/+104 °F máx. 93 % de humedad relativa, sin condensación
Funcionamiento	-10 °C/+14 °F a +60 °C/+140 °F máx. 93 % de humedad relativa, sin condensación

<b>Referencia</b>	<b>8E33=7-1</b>	<b>8E34=7-1</b>	<b>8E33=9-1</b>	<b>8E34=9-1</b>
Tensión de servicio [V]	6/7,2			
Ancho de apertura [mm]	95			
Fuerza de agarre [N]	160		0 - 160	
Peso [g]	540	520	540	520
Vida útil [años]	5			
Par de apriete de las puntas de agarre [Ncm]	40 - 50			
Velocidad proporcional [mm/s]	180		8 - 200	

<b>Linterna</b>	
Lámparas [unidades, tipo]	2, LED
Intensidad luminosa máxima total de los dos diodos luminosos (LED) [mcd]	16400-24000
Baterías [unidades, tipo]	2 CR2032
Autonomía máxima con baterías nuevas y máxima luminosidad a temperatura ambiente [h]	8
Niveles de luminosidad [cantidad]	3
Desconexión automática	Tras 15 minutos

<b>Referencia de la batería</b>	<b>757B15</b>	<b>757B20</b>	<b>757B21</b>	<b>757B35 =0</b>	<b>757B35 =1</b>	<b>757B35 =3</b>
Rango de temperatura durante la carga [°C]	de 0 °C a +40 °C	de 0 °C a +50 °C		de 0 °C a +60 °C		
Capacidad [mAh]	550	900	800	300	600	1150
Vida útil de la batería [años]	2					
Comportamiento del producto durante el proceso de carga	El producto no funciona					
Tiempo de funcionamiento del producto con la batería completamente cargada [ciclos de agarre]	aprox. 1000	aprox. 2500 - 3000	aprox. 2000 - 2500	aprox. 1000	aprox. 1000 - 2000	aprox. 4000

Referencia de la batería	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Tiempos de carga (si la batería está completamente descargada) [horas]	aprox. 10	aprox. 3,5	aprox. 3	aprox. 2,5		
Tensión nominal [V]	6	aprox. 7,2		aprox. 7,4		
Tecnología de la batería	Ni-Mh	Li-Ion		Li-Po		Li-Ion
Cargadores autorizados	757L14	757L20		757L35		

Fuente de alimentación	
Referencia	757L16*
Almacenamiento y transporte en el embalaje original	De -40 °C/-40 °F a +70 °C/+158 °F
Almacenamiento y transporte sin embalaje	De -40 °C/-40 °F a +70 °C/+158 °F humedad relativa de 10 % a 93 %, sin condensación
Funcionamiento	De 0 °C/+32 °F a +40 °C/+104 °F máx. 90 % de humedad relativa, sin condensación
Tensión de entrada	De 100 V~ a 240 V~
Frecuencia de red	De 50 Hz a 60 Hz
Tensión de salida	12 V ===

## 12 Símbolos utilizados



En algunos lugares, este producto no puede desecharse junto con la basura doméstica. Deshacerse de este producto sin tener en cuenta las disposiciones vigentes de su país en materia de eliminación de residuos podrá tener consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud. Por eso, le rogamos que respete las advertencias que la administración de su país tiene en vigencia respecto a la recogida selectiva de desechos.



Declaración de conformidad conforme a las directivas europeas aplicables

SN YYYY WW NNN

Número de serie  
YYYY - Año de fabricación  
WW - Semana de fabricación



No mirar directamente la fuente de luz



Fabricante legal



**INFORMAÇÃO**

Data da última atualização: 2016-11-07

- ▶ Leia este documento atentamente antes de utilizar o produto.
- ▶ Observe as indicações de segurança para evitar lesões e danos ao produto.
- ▶ Solicite a um técnico que o instrua na utilização correta e segura do produto.
- ▶ Se tiver dúvidas sobre o produto (p. ex., quanto à colocação em funcionamento, utilização, manutenção ou em caso de operação inesperada ou incidentes), dirija-se ao técnico. Os dados de contatos encontram-se no verso.
- ▶ Guarde este documento.

As pinças elétricas de sistema 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1, 8E34=9-1 são denominadas a seguir de produto/prótese/componente de preensão.


Este manual de utilização fornece informações importantes sobre a utilização, ajuste e manuseio do produto.

Coloque o produto em operação apenas de acordo com as informações fornecidas nos documentos anexos.

## 2 Descrição do produto

### 2.1 Estrutura

O produto é constituído pelos seguintes componentes:



1. **Pontas da pinça**  
Para se ajustar a diversos trabalhos, a posição pode ser rotacionada em  $\pm 60^\circ$ . Para mais tipos de pontas da pinça, consulte o capítulo "Acessórios" (consulte a página 79)
2. **Alavanca de segurança**  
Para destravar o acionamento dos braços de preensão (consulte a página 83)
3. **Roda de ajuste manual**  
Para abrir/fechar manualmente
4. **Interruptor ligar/desligar**  
Para ligar/desligar o sistema eletrônico e a articulação de flexão  
Posição do interruptor basculante no sentido do aparelho de preensão: sistema eletrônico ligado e freio de flexão liberado  
Posição do interruptor basculante no sentido do encaixe protético: sistema eletrônico desligado e freio de flexão bloqueado
5. **Fecho de punho** (somente para 8E33\*)  
Conexão mecânica ao anel de laminação

### 2.2 Funcionamento

O produto é um componente de preensão de controle mioelétrico do sistema de prótese MyoBock.

Diversos programas de comando permitem uma adaptação ideal às necessidades e capacidades individuais.

**somente para 8E33=9\* e 8E34=9\***

O componente de preensão tem como base o sistema DMC (DMC=Dynamic Mode Control) da Ottobock: esse sistema desenvolvido pela Ottobock utiliza dois sistemas de medição e regulação

independentes para comandar, de forma ideal, a velocidade e a força de preensão correspondente ao sinal muscular do paciente.

### 3 Uso

#### 3.1 Finalidade

As pinças elétricas de sistema destinam-se **exclusivamente** à protetização exoesquelética da extremidade superior.

#### 3.2 Uso / Área de aplicação

As pinças elétricas de sistema podem ser utilizadas em amputações uni ou bilateral ou em caso de dismelia.

#### 3.3 Condições ambientais

O sistema de prótese foi desenvolvido para as atividades do dia a dia e não pode ser usado para atividades extraordinárias. Tais atividades extraordinárias incluem, p. ex., modalidades esportivas com carga excessiva sobre o punho e/ou impactos (flexão de braço, downhill, mountain bike, ...) ou esportes radicais (escalada livre, parapente, etc.). Além disso, o sistema de prótese não deve ser utilizado para a condução de automóveis ou de máquinas pesadas (p. ex., máquinas de construção), operação de máquinas industriais ou de equipamentos de trabalho motorizados.

O produto destina-se **exclusivamente** à protetização em **um único** paciente. A utilização do produto em uma outra pessoa não é permitida por parte do fabricante.




As condições ambientais permitidas estão especificadas nos Dados Técnicos (consulte a página 85).

#### 3.4 Qualificação


O tratamento de um paciente com o produto pode ser realizada somente por técnicos ortopédicos, que foram autorizados pela Ottobock através de um treinamento correspondente.

### 4 Segurança

#### 4.1 Significado dos símbolos de advertência

 <b>ADVERTÊNCIA</b>	Aviso sobre potenciais riscos de acidentes e lesões graves.
 <b>CUIDADO</b>	Aviso sobre potenciais riscos de acidentes e lesões.
 <b>INDICAÇÃO</b>	Aviso sobre potenciais danos técnicos.

#### 4.2 Estrutura das indicações de segurança

 <b>CUIDADO</b>
<b>O cabeçalho designa a fonte e/ou o tipo de risco</b>
A introdução descreve as consequências da não observância da indicação de segurança. Se houver várias consequências, estas são caracterizadas da seguinte forma:
> por ex.: consequência 1 em caso de não observância do risco
> por ex.: consequência 2 em caso de não observância do risco
▶ Este símbolo caracteriza as atividades/ações que devem ser observadas/executadas para se evitar o risco.

### 4.3 Indicações gerais de segurança

#### ADVERTÊNCIA

##### **Utilização da prótese ao dirigir um veículo**

Acidente decorrente do comportamento inesperado da prótese.

- ▶ Recomendamos não utilizar a prótese para a condução de automóveis ou de máquinas pesadas (p. ex., máquinas de construção).

#### ADVERTÊNCIA

##### **Utilização da prótese ao operar máquinas**

Lesão causada por ações inesperadas da prótese.

- ▶ Recomendamos não utilizar a prótese para a operação de máquinas industriais ou de equipamentos de trabalho motorizados.

#### ADVERTÊNCIA

##### **Uso do sistema de prótese na proximidade de sistemas implantados ativos**

Interferência sobre os sistemas implantáveis ativos (por ex., marca-passo, desfibriladores, etc.) causada pela radiação eletromagnética gerada pelo sistema de prótese.

- ▶ Ao utilizar o sistema de prótese na proximidade direta de sistemas implantáveis ativos, observe as distâncias mínimas exigidas pelo fabricante do sistema implantado.
- ▶ É imprescindível observar as condições de uso e indicações de segurança determinadas pelo fabricante do sistema implantado.

#### ADVERTÊNCIA

##### **Utilização de um transformador, adaptador ou carregador danificado**

Choque elétrico causado por contato com peças expostas, condutoras de tensão elétrica.

- ▶ Não abrir o transformador, adaptador ou carregador.
- ▶ Não expor o transformador, adaptador ou carregador a forças extremas.
- ▶ Trocar imediatamente transformadores, adaptadores ou carregadores danificados.

#### ADVERTÊNCIA

##### **Carregamento da prótese sem retirá-la**

Choque elétrico devido ao transformador ou carregador com defeito.

- ▶ Por segurança, retire a prótese antes do processo de carregamento.

#### CUIDADO

##### **Manipulações do produto efetuadas por conta própria**

Lesão devido a danos ou à falha do funcionamento do produto.

- ▶ Com exceção dos trabalhos descritos neste manual de utilização, não efetue nenhuma manipulação no produto.
- ▶ A abertura e o reparo do produto, assim como o reparo de componentes danificados, só podem ser efetuados por técnicos autorizados da Ottobock.

#### CUIDADO

##### **Sinais de desgaste nos componentes do sistema**

Lesão devido a falhas de controle ou de funcionamento do produto.

- ▶ No interesse da segurança própria e para preservar a segurança operacional e a garantia, é necessário cumprir os intervalos de inspeção previstos.

#### 4.4 Indicações sobre a permanência em determinadas áreas

##### **⚠ CUIDADO**

##### **Permanência em área de fontes de forte interferência elétrica e magnética (p. ex., sistemas antifurto, detectores de metal)**

Lesão decorrente do comportamento inesperado do sistema de prótese devido a um transtorno da comunicação interna de dados.

- ▶ Evite a permanência na proximidade de sistemas antifurto visíveis ou ocultos na entrada/saída de lojas, detectores de metais/scanners corporais para pessoas (p. ex., em aeroportos) ou de outras fontes de forte interferência elétrica e magnética (cabos de alta tensão, transmissores, transformadores, tomógrafos computadorizados e de ressonância magnética ...).
- ▶ Fique atento a um comportamento inesperado do sistema de prótese ao passar por sistemas antifurto, scanners corporais ou detectores de metal.

##### **⚠ CUIDADO**

##### **Distância pequena demais até dispositivos de comunicação RF (por ex., telefones celulares, dispositivos Bluetooth, dispositivos WLAN)**

Lesão decorrente do comportamento inesperado do sistema de prótese devido a um transtorno da comunicação interna de dados.

- ▶ Recomendamos, portanto, manter as seguintes distâncias mínimas em relação a estes dispositivos de comunicação RF:
  - Telefone celular GSM 850 / GSM 900: 0,99m
  - Telefone celular GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS: 0,7m
  - Telefones sem fio DECT incl. estação de base: 0,35m
  - WiFi (roteadores, Access Points,...): 0,22m
  - Dispositivos Bluetooth (produtos de terceiros que não foram aprovados pela Ottobock): 0,22m

##### **⚠ CUIDADO**

##### **Permanência em áreas fora da faixa de temperatura permitida**

Lesão devido a falhas de controle ou de funcionamento do sistema de prótese.

- ▶ Evite a permanência em áreas fora da faixa de temperatura permitida (consulte a página 85).

#### 4.5 Informações sobre o uso

##### **⚠ CUIDADO**

##### **Utilização de objetos pontiagudos ou cortantes (p. ex., facas na cozinha) com a prótese**

Lesão devido a movimentos involuntários.

- ▶ Tenha especial cautela ao utilizar a prótese para manusear objetos pontiagudos ou cortantes.

##### **⚠ CUIDADO**

##### **Risco de esmagamento entre os braços de preensão / pontas da pinça**

Lesão causada por aprisionamento de partes do corpo.

- ▶ Ao usar o produto, certifique-se de que partes do corpo não se encontrem entre os braços de preensão / pontas da pinça.

### CUIDADO

#### **Esforço excessivo devido a atividades excepcionais**

Lesão decorrente do comportamento inesperado do produto causado por falha do funcionamento.

- ▶ O produto foi desenvolvido para as atividades do dia a dia e não pode ser usado para atividades extraordinárias. Tais atividades extraordinárias incluem, p. ex., modalidades esportivas com carga excessiva sobre o punho e/ou impactos (flexão de braço, downhill, mountain bike, ...) ou esportes radicais (escalada livre, parapente, etc.).
- ▶ O tratamento cuidadoso do produto e de seus componentes não só aumenta a sua vida útil, como também contribui, principalmente, para a sua segurança pessoal!
- ▶ Se o produto e seus componentes tiverem sido sujeitos a cargas extremas (por exemplo, devido a queda ou semelhante), deverão ser inspecionados imediatamente pelo técnico ortopédico quanto à presença de danos. Se necessário, ele enviará o produto à assistência técnica autorizada Ottobock.

### CUIDADO

#### **Carga mecânica do produto**

Lesão devido a falhas de controle ou de funcionamento do sistema de prótese.

- ▶ Não exponha o produto a vibrações mecânicas nem a choques.
- ▶ Antes de cada uso, verifique se o produto apresenta danos visíveis.

### CUIDADO

#### **Penetração de sujeira e umidade nos componentes da prótese**

Lesão devido a falhas de controle ou de funcionamento do sistema de prótese.

- ▶ Certifique-se de que não possa haver penetração de partículas sólidas nem de líquidos no sistema de prótese ou nos componentes da prótese (por ex., componente de prensão).

### INDICAÇÃO

#### **Cuidados inadequados do sistema de prótese**

Danificação do sistema de prótese devido à utilização de detergentes inadequados.

- ▶ Limpe o sistema de prótese somente com um pano úmido e sabão neutro (p. ex., Ottobock DermaClean 453H10=1).

- ▶ Para a limpeza / desinfecção do encaixe interno, só é permitido usar os seguintes produtos:

**Limpeza:** Ottobock DermaClean 453H10=1

**Desinfecção:** Ottobock DermaDesinfect 453H16.

### CUIDADO

#### **Troca dos componentes protéticos no estado ligado**

Lesão devido a falhas de controle ou de funcionamento do sistema de prótese.

- ▶ Antes de realizar a substituição de componentes protéticos (p.ex., componente de prensão), retire a bateria de seu suporte ou desligue o sistema de prótese.

## 4.6 Indicações sobre a alimentação de corrente / carregamento da bateria

### CUIDADO

#### **Carregamento do sistema de prótese com contatos sujos ou danificados**

Lesão decorrente do comportamento inesperado do sistema de prótese devido à função de carga insuficiente.

- ▶ Certifique-se de que os contatos estejam sempre limpos e sem gordura.
- ▶ Limpe os contatos elétricos do plugue de carga e da tomada de carga regularmente com um cotonete e sabão suave.
- ▶ Tenha atenção para nunca danificar os contatos com objetos pontiagudos ou afiados.

#### INDICAÇÃO

##### **Carregamento do sistema de prótese com o transformador/carregador errado**

Danificação do sistema de prótese através de tensão, corrente ou polaridade incorreta.

- ▶ Use somente os transformadores/carregadores autorizados pela Ottobock para o sistema de prótese (consulte os manuais de utilização e catálogos).

#### INDICAÇÃO

##### **Contato do plugue de carga com suportes de dados magnéticos**

Exclusão do suporte de dados.

- ▶ Não coloque o plugue de carga sobre cartões de crédito, disquetes ou cassetes de áudio e vídeo.

#### INFORMAÇÃO

Se o plugue de carga tiver sido inserido na tomada de carga, o sistema de prótese não poderá ser utilizado. O sistema de prótese é desativado durante o processo de carregamento.

### 4.7 Indicações quanto a utilização da lanterna

#### ⚠ ADVERTÊNCIA

##### **Utilização do tipo de bateria incorreto e/ou não observância da polaridade**

Explosão devido ao escape de gases e a combustão espontânea em consequência de um curto-circuito e sobreaquecimento.

- ▶ Utilize apenas baterias do tipo CR2032.
- ▶ Ao inserir as duas baterias, observe a indicação da polaridade na tampa do compartimento da bateria.

#### ⚠ CUIDADO

##### **Olhar diretamente no feixe de luz da lanterna**

Danificação dos olhos em consequência de olhar diretamente para o feixe de luz.

- ▶ Não utilize a lanterna para fazer exames, p. ex., dos olhos (assim chamado, teste de pupila).
- ▶ Não direcione o feixe de luz diretamente nos olhos de pessoas ou animais.
- ▶ Não olhe diretamente para o feixe de luz.
- ▶ Caso o feixe de luz insidir nos olhos, deve-se fechar os olhos conscientemente e virar a cabeça imediatamente para longe do feixe de luz.

### 4.8 Indicações sobre a utilização de uma articulação de cotovelo (p. ex., 12K44, 12K50, 12K100N, 12K110N)

#### ⚠ CUIDADO

##### **Risco de aprisionamento na área de flexão da articulação do cotovelo**

Lesão causada por aprisionamento de partes do corpo.

- ▶ Certifique-se de que, ao flexionar a articulação do cotovelo, dedos/membros do corpo não se encontrem nesta área.

### **⚠ CUIDADO**

#### **Destramento manual do travamento do cotovelo sob carga**

Lesões por soltar o travamento do cotovelo sob carga.

- ▶ É necessário tomar cuidado especial ao destravar o travamento do cotovelo durante o levantamento de cargas pesadas.
- ▶ Devido ao risco de lesão, soltar o travamento neste estado, somente com a maior atenção possível.

### **⚠ CUIDADO**

#### **Penetração de sujeira e umidade na prótese de braço**

Lesão decorrente do comportamento inesperado do sistema de prótese ou de uma falha de funcionamento.

- ▶ Certifique-se de que não haja a penetração de partículas sólidas nem de líquidos na prótese de braço.
- ▶ Não exponha a prótese de braço, em especial a articulação do cotovelo, a borrifos ou gotejamentos.
- ▶ Em caso de chuva, proteja a prótese de braço, em especial a articulação do cotovelo, pelo menos, sob uma roupa firme.

### **INDICAÇÃO**

#### **Revestir, colar ou pintar a prótese**

Danificação ou rompimento devido a processos químicos.

- ▶ A prótese não deve ser revestida, colada ou pintada de forma alguma.

## **5 Material fornecido e acessórios**

### **5.1 Material fornecido**

- 2 unid. CR2032 Bateria de lítio
- 1 unid. pinça elétrica de sistema DMC VariPlus 8E33=9-1 ou 1 unid. pinça elétrica de sistema DMC VariPlus 8E34=9-1 ou 1 unid. pinça elétrica de sistema Digital Twin 8E33=7-1 ou 1 unid. pinça elétrica de sistema Digital Twin 8E34=7-1
- 1 manual de utilização (usuário) 647G1275

### **5.2 Acessórios**

#### **Pontas da pinça**

- conjunto de pontas 9S138
- conjunto de revestimentos de borracha 9S145
- conjunto de placas de prensão 9S149
- par de pontas 9S234=PAA
- par de pontas 9S278=PAA

## **6 Carregar a bateria**

Observe os seguintes pontos ao carregar a bateria:

- A capacidade da bateria com carga completa é suficiente para um dia.
- Para o uso diário do produto, é recomendável recarregá-lo todos os dias.
- No uso diário, a unidade de carregamento completa (transformador – carregador) também pode permanecer conectada à tomada.
- Antes da primeira utilização, convém carregar a bateria por no mínimo 3 horas.

## 6.1 Carregador 757L14 e X-ChangePack 757B15

### INDICAÇÃO

#### Descarga profunda da bateria

Danificação irreparável do produto e consequente perda da função em caso de carregamento irregular e incompleto da bateria.

- ▶ Em caso de armazenamento de longa duração, recarregue completamente a bateria a cada 4 até 6 meses.



- 1) Inserir a estação de carga com o transformador na tomada.
- 2) Inserir uma ou duas baterias na estação de carga.
- 3) O LED vermelho se acende ● e o processo de carregamento é iniciado.
- 4) Quando a bateria está totalmente carregada, o LED vermelho pisca ☀.
- 5) Depois da conclusão do processo de carga, retirar a bateria.

#### 6.1.1 Indicação do estado de carga atual

O estado de carga atual pode ser verificado apenas no carregador com o transformador conectado e a bateria inserida.

LED no carregador por impulso	Ocorrência
●	Estado de carga 0 % a 79 %
☀	<b>pisca longamente:</b> estado de carga 80 % a 99 % <b>pisca brevemente:</b> estado de carga 100 %

#### 6.1.2 Eliminação de falhas

LED no carregador por impulso	Momento	Erro	Solução
☀	Logo após a inserção da bateria no compartimento de carga	Bateria com defeito	A bateria deve ser verificada pela assistência técnica autorizada Ottobock.
●	Pós 4 ou 8 horas de carregamento	Bateria com defeito	A bateria deve ser verificada pela assistência técnica autorizada Ottobock.
○	Logo após a inserção da bateria no compartimento de carga	Compartimento de carga/carregador por impulso ou transformador com defeito	O carregador por impulso e o transformador devem ser verificados pela assistência técnica autorizada Ottobock.




## 6.2 Carregador 757L20 e EnergyPack 757B2\*

### INDICAÇÃO

#### Descarga profunda da bateria

Danificação irreparável do produto e consequente perda da função em caso de carregamento irregular e incompleto da bateria.

- ▶ Em caso de armazenamento de longa duração, recarregue completamente a bateria a cada 4 até 6 meses.



- 1) Inserir a estação de carga com o transformador na tomada.  
→ O LED verde no transformador e o LED verde no centro da fileira de LEDs se acendem.
- 2) Inserir uma ou duas baterias na estação de carga.
- 3) O LED verde no compartimento de carga correspondente se acende ● e o processo de carregamento é iniciado.
- 4) Quando a bateria está totalmente carregada, o LED verde do respectivo compartimento de carga pisca ●.
- 5) Depois da conclusão do processo de carga, retirar a bateria.

#### 6.2.1 Indicação do estado de carga atual

Na colocação/encaixe da bateria na prótese, é ativada por alguns segundos uma indicação da capacidade na bateria.

Indicador de LED	Ocorrência
●	Estado de carga acima de 50%
● e ●	Estado de carga abaixo de 50%
●	Estado de carga abaixo de 5%

#### 6.2.2 Eliminação de falhas

Compartimento de carga	LED do compartimento de carga	Ocorrência
vazio	● ou ● ou ●	<b>O carregador apresenta defeito</b> O carregador e o transformador devem ser verificados pela assistência técnica autorizada Ottobock.
vazio ou bateria inserida	●	
bateria inserida	●	<b>A bateria está sendo carregada</b>
	●	<b>A bateria está completamente carregada</b>
	●	<b>A temperatura da bateria é muito alta</b> Retirar a bateria e deixar esfriar
	●	<b>A bateria inserida apresenta defeito</b> A bateria deve ser verificada pela assistência técnica autorizada Ottobock.

## 6.3 Carregador 757L35 e bateria 757B35=+e

### 6.3.1 Conectar o carregador com o produto



- 1) Inserir o plugue de carga na tomada de carga do sistema de prótese.  
→ A conexão correta do carregador com o sistema de prótese é indicada através de confirmações (Sinais do estado).
- 2) O processo de carregamento é iniciado.  
→ O sistema de prótese é desligado automaticamente.
- 3) Depois da conclusão do processo de carga, desligar a conexão com o sistema de prótese.

### 6.3.2 Desligamento de segurança

O desligamento de segurança do sistema de prótese se destina à proteção da bateria e é ativado nas seguintes situações:

- Temperatura elevada demais ou baixa demais
- Sobretensão e subtensão
- Curto-circuito

Após um curto-circuito provocado, é necessário inserir e retirar novamente o plugue de carga da tomada de carga, para voltar a ativar o sistema eletrônico.

### 6.3.3 Indicação do estado de carga atual

O estado de carga da bateria pode ser consultado a qualquer momento.

- 1) Com o sistema de prótese ligado, pressionar a tecla da tomada de carga por menos de um segundo.
- 2) O indicador LED na tomada de carga informa o estado de carga atual.


Tomada de carga	Ocorrência
●	Bateria cheia
●	Bateria carregada a 50%
●	Bateria vazia

### 6.3.4 Sinais de bip

Bip	Indicações adicionais	Ocorrência
1 vez longo	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desligar a prótese através da tomada de carga</li><li>• O carregamento começa (plugue de carga conectado à tomada de carga)</li><li>• O carregamento é terminado (plugue de carga desconectado da tomada de carga)</li></ul>
2 vezes curto	LED na tomada de carga acende por um instante	Ligar a prótese
3 vezes curto	-	Tensão da bateria baixa demais, o sistema de prótese desliga-se automaticamente

## 7 Uso

### 7.1 Ligar e desligar o componente de prensão



#### Ligar


Mover o interruptor basculante na posição 1 até ele encaixar. O sistema eletrônico do componente de prensão é ligado e o freio de flexão liberado.

#### Desligar

Mover o interruptor basculante na posição 2 até ele encaixar. O sistema eletrônico do componente de prensão é desligado e a articulação de flexão bloqueada.

### 7.2 Lanterna

(para aparelhos de prensão com lanterna)



#### 1. 2x diodos luminosos de alta luminosidade (LED)

para iluminar a área de trabalho

#### 2. Interruptor ligar/desligar


Apertando esta tecla, a lanterna pode ser ligada ou desligada. Se esta tecla for acionada imediatamente após a ligação é possível alterar o brilho em 3 níveis acionando-se a tecla novamente.

Após aprox. 15 minutos, a lanterna é desligada automaticamente.

#### 3. Compartimento da bateria

### Inserir baterias (2x CR2032)

Para inserir as baterias, realize as seguintes etapas:



- 1) Gire a tampa do compartimento da bateria no sentido anti-horário e retire-a.
- 2) Insira as 2 baterias botão CR2032 com o polo + virado para a tampa.
- 3) Coloque a tampa. Nesse momento, tome cuidado para não danificar a vedação de borracha.
- 4) Feche a tampa, girando-a no sentido horário.

### 7.3 Abertura de emergência do componente de prensão



Esta função de segurança permite a abertura do braço de prensão independentemente dos sinais de controle existentes.

- ▶ Vire para fora a alavanca de desbloqueio (seta) na roda manual e abra manualmente os braços de prensão.

## 7.4 Substituir o componente de prensão 8E33=7\*, 8E33=9\*

### Separar o componente de prensão do encaixe

- 1) Gire o componente de prensão uma vez em volta do próprio eixo até sentir uma leve resistência (aprox. 360°).
- 2) Supere essa resistência e retire o componente de prensão do encaixe.

### Fixar o componente de prensão no encaixe

- 1) Insira o fecho de punho no anel de laminação e pressione-o firmemente para dentro.
- 2) Gire levemente o componente de prensão para a esquerda ou direita.
- 3) Verifique se a fixação está correta puxando o componente de prensão.

## 8 Limpeza

### INDICAÇÃO

#### Cuidados inadequados do produto

Danificação do produto devido à utilização de detergentes inadequados.

- ▶ Limpe o produto somente com um pano úmido e sabão suave (p. ex., Ottobock DermaClean 453H10=1).

- 1) Em caso de sujeira, limpar o produto com um pano úmido e sabão suave (por ex., Derma Clean 453H10=1 da Ottobock).  
Atentar para que não haja a penetração de líquidos no(s) componente(s) do sistema.
- 2) Secar o produto com uma toalha que não solta fiapos e deixar secar por completo ao ar.

## 9 Manutenção

Como em todas peças mecânicas móveis podem surgir sinais de desgaste, é recomendável realizar inspeções de assistência regulares. Essas inspeções de assistência incluem a verificação do produto e, caso necessário, a substituição de peças de desgaste.

## 10 Notas legais

### 10.1 Responsabilidade

O fabricante se responsabiliza, se o produto for utilizado de acordo com as descrições e instruções contidas neste documento. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela não observância deste documento, especialmente aqueles devido à utilização inadequada ou à modificação do produto sem permissão.

### 10.2 Marcas registradas

Todas as designações mencionadas no presente documento estão sujeitas de forma irrestrita às determinações do respectivo direito de marcas em vigor e dos direitos dos respectivos proprietários.

Todos os nomes comerciais, nomes de firma ou marcas aqui citados podem ser marcas registradas e estar sob os direitos dos respectivos proprietários.

A falta de uma identificação explícita das marcas utilizadas neste documento não pode servir de base conclusiva de que uma designação esteja isenta de direitos de terceiros.

### 10.3 Conformidade CE

Este produto preenche os requisitos da Diretiva europeia 93/42/CEE para dispositivos médicos. Com base nos critérios de classificação dispostos no anexo IX desta Diretiva, o produto foi classificado como pertencente à Classe I. A Declaração de Conformidade, portanto, foi elaborada pelo fabricante, sob responsabilidade exclusiva, de acordo com o anexo VII da Diretiva.

O produto preenche os requisitos da Diretiva RoHS2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 08/06/2011 para a restrição do uso de substâncias perigosas em componentes e equipamentos elétricos e eletrônicos.

## 11 Dados técnicos

<b>Condições ambientais</b>	
Armazenamento e transporte na embalagem original	-20 °C/-4 °F a +40 °C/+104 °F Máx. 93 % de umidade relativa do ar, não condensante
Armazenamento e transporte sem a embalagem	-20 °C/-4 °F a +40 °C/+104 °F Máx. 93 % de umidade relativa do ar, não condensante
Serviço	-10 °C/+14 °F a +60 °C/+140 °F Máx. 93 % de umidade relativa do ar, não condensante

<b>Código</b>	<b>8E33=7-1</b>	<b>8E34=7-1</b>	<b>8E33=9-1</b>	<b>8E34=9-1</b>
Tensão de serviço [V]	6/7,2			
Amplitude de abertura [mm]	95			
Força de prensão [N]	160		0 - 160	
Peso [g]	540	520	540	520
Vida útil [anos]	5			
Torque de aperto das pontas da pinça [Ncm]	40 - 50			
Velocidade proporcional [mm/s]	180		8 - 200	

<b>Lanterna</b>	
Lâmpada [quantidade, tipo]	2, LED
Intensidade luminosa máxima dos dois diodos luminosos (LED's) total [mcd]	16400-24000
Bateria [quantidade, tipo]	2x CR2032
Duração máxima de iluminação com baterias novas, brilho máximo e temperatura ambiente [h]	8
Níveis de intensidade do brilho [quantidade]	3
Desligamento automático	após 15 minutos

<b>Código da bateria</b>	<b>757B15</b>	<b>757B20</b>	<b>757B21</b>	<b>757B35 =0</b>	<b>757B35 =1</b>	<b>757B35 =3</b>
Faixa de temperatura ao carregar [°C]	0 °C a +40 °C	0 °C a +50 °C		0 °C a +60 °C		
Capacidade [mAh]	550	900	800	300	600	1150
Vida útil da bateria [anos]	2					
Comportamento do produto durante o processo de carregamento	O produto está sem função					
Tempo de operação do produto com a bateria totalmente carregada [ciclos de prensão]	aprox. 1000	aprox. 2500 - 3000	aprox. 2000 - 2500	aprox. 1000	aprox. 1000 - 2000	aprox. 4000

<b>Código da bateria</b>	<b>757B15</b>	<b>757B20</b>	<b>757B21</b>	<b>757B35 =0</b>	<b>757B35 =1</b>	<b>757B35 =3</b>
Duração do carregamento (em caso de descarga total da bateria) [horas]	aprox. 10	aprox. 3,5	aprox. 3	aprox. 2,5		
Tensão nominal [V]	6	aprox. 7,2		aprox. 7,4		
Tecnologia da bateria	Níquel-hidreto metálico	Íon de lítio		Polímero de lítio		Íon de lítio
Carregadores permitidos	757L14	757L20		757L35		

<b>Transformador</b>	
Código	757L16*
Armazenamento e transporte na embalagem original	-40 °C/-40 °F a +70 °C/+158 °F
Armazenamento e transporte sem a embalagem	-40 °C/-40 °F a +70 °C/+158 °F 10 % a 93 % de umidade relativa do ar, não condensante
Serviço	0 °C/+32 °F a +40 °C/+104 °F Máx. 90 % de umidade relativa do ar, não condensante
Tensão de entrada	100 V~ a 240 V~
Frequência de rede	50 Hz a 60 Hz
Tensão de saída	12 V =

## 12 Símbolos utilizados



Em alguns locais não é permitida a eliminação deste produto em lixo doméstico não seletivo. Uma eliminação contrária às respectivas disposições nacionais pode ter consequências nocivas ao meio ambiente e à saúde. Favor observar as indicações dos órgãos nacionais responsáveis pelos processos de devolução e coleta.



Declaração de Conformidade de acordo com as diretivas europeias aplicáveis

SN.YYYY.WW.NNN

Número de série  
Ano de fabricação - YYYY  
Semana de fabricação - WW



Não olhe para a fonte de luz



Fabricante legal

## INFORMATIE

Datum van de laatste update: 2016-11-07

- ▶ Lees dit document aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt.
- ▶ Neem de veiligheidsvoorschriften in acht om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
- ▶ Laat u door een deskundige uitleggen hoe u het product moet gebruiken en hoe u dit veilig kunt doen.
- ▶ Neem contact op met een deskundige, wanneer u vragen hebt over het product (bijv. over de ingebruikneming, het gebruik, het onderhoud, onverwacht gedrag of onverwachte gebeurtenissen). De contactgegevens kunt u vinden op de achterzijde.
- ▶ Bewaar dit document.

De systeem-elektrogrijpers 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1 en 8E34=9-1 worden hierna product/prothese/grijpcomponent genoemd.


Deze gebruiksaanwijzing geeft u belangrijke informatie over het gebruik van dit product, het instellen ervan en de omgang ermee.

Neem het product uitsluitend in gebruik zoals aangegeven in de begeleidende documenten.

## 2 Productbeschrijving

### 2.1 Constructie

Het product bestaat uit de volgende componenten:



#### 1. Grippunten

Om de grippunten te kunnen aanpassen aan verschillende werkzaamheden, kunnen ze  $\pm 60^\circ$  worden gedraaid. Andere soorten grippunten kunt u vinden in het hoofdstuk "Accessoires" (zie pagina 93)

#### 2. Veiligheidshendel

Voor het ontgrendelen van de aandrijving van de grijparmen (zie pagina 98)

#### 3. Handwiel

Voor het handmatig openen/sluiten

#### 4. Aan-/uitschakelaar

Voor het in-/uitschakelen van de elektronica en het flexiescharnier

Stand van de wipschakelaar ten opzichte van de gripper: elektronica ingeschakeld en flexierem losgezet

Stand van de wipschakelaar ten opzichte van de prothesekoker: elektronica uitgeschakeld en buigscharnier geblokkeerd

#### 5. Polsscharniersluiting (alleen bij de 8E33\*)

Mechanische verbinding met de ingietring

### 2.2 Functie

Het product is een myogestuurde grijpcomponent die deel uitmaakt van het MyoBock prothese-systeem.

Verskillende besturingsprogramma's maken een optimale aanpassing aan de individuele behoeften en capaciteiten mogelijk.

### Alleen bij de 8E33=9\* en 8E34=9\*

De grijpcomponent is gebaseerd op het Ottobock DMC systeem (DMC=Dynamic Mode Control). Dit door Ottobock ontwikkelde systeem maakt gebruik van twee onafhankelijke meet- en regelsystemen om de grijpsnelheid en grijpkracht afhankelijk van het spiersignaal optimaal te regelen.

## 3 Gebruik

### 3.1 Gebruiksdoel

De systeem-elektrogrijpers mogen **uitsluitend** worden gebruikt als onderdeel van uitwendige prothesen voor de bovenste ledematen.

### 3.2 Gebruik/toepassingsgebied

De systeem-elektrogrijpers kunnen worden gebruikt voor een- en tweezijdige amputaties en bij dysmelie.

### 3.3 Omgevingscondities

Het prothesesysteem is ontwikkeld voor het verrichten van dagelijkse activiteiten en mag niet worden gebruikt voor bijzondere activiteiten. Dergelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld sporten met een overmatige belasting van de pols en/of schokbelasting (push-ups, downhill, mountainbiken, ...) en extreme sporten (freestyle klimmen, paragliding, enz.). Ook mag het prothesesysteem niet worden gebruikt voor het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van zware apparaten (bijv. bouwmachines), industriële machines en motorisch aangedreven werktuigen.

Het product is **uitsluitend** bedoeld voor gebruik door **één** patiënt. Het product is door de fabrikant niet goedgekeurd voor gebruik door een tweede persoon.




Voor de toegestane omgevingscondities verwijzen wij u naar de technische gegevens (zie pagina 99).

### 3.4 Kwalificatie

Het product mag alleen bij patiënten worden aangemeten door orthopedisch instrumentmakers die bij Ottobock een speciale opleiding hebben gevolgd en daartoe op basis van die opleiding geautoriseerd zijn.

## 4 Veiligheid

### 4.1 Betekenis van de gebruikte waarschuwingsymbolen

 <b>WAARSCHUWING</b>	Waarschuwing voor mogelijke ernstige ongevallen- en letselrisico's.
 <b>VOORZICHTIG</b>	Waarschuwing voor mogelijke ongevallen- en letselrisico's.
 <b>LET OP</b>	Waarschuwing voor mogelijke technische schade.

### 4.2 Opbouw van de veiligheidsvoorschriften

 <b>VOORZICHTIG</b>
<b>In de kop wordt de bron en/of de aard van het gevaar vermeld</b>
De inleiding beschrijft de gevolgen van niet-naleving van het veiligheidsvoorschrift. Bij meer dan één gevolg worden deze gevolgen gekenschetst als volgt:
> bijv.: gevolg 1 bij veronachtzaming van het gevaar.
> bijv.: gevolg 2 bij veronachtzaming van het gevaar.
▶ Met dit symbool wordt aangegeven wat er moet worden gedaan om het gevaar af te wenden.



### 4.3 Algemene veiligheidsvoorschriften

#### **WAARSCHUWING**

##### **Gebruik van de prothese bij het besturen van een voertuig**

Ongeval door onverwacht gedrag van de prothese.

- ▶ De prothese kan beter niet worden gebruikt voor het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van zware apparaten (bijv. bouwmachines).

#### **WAARSCHUWING**

##### **Gebruik van de prothese bij het bedienen van machines**

Letsel door onverwachte acties van de prothese.

- ▶ De prothese kan beter niet worden gebruikt voor het bedienen van industriële machines en motorisch aangedreven werktuigen.

#### **WAARSCHUWING**

##### **Gebruik van het prothesesysteem in de buurt van actieve geïmplanteerde systemen**

Storing van de actieve implanteerbare systemen (bijv. pacemakers, defibrillators, enz.) als gevolg van door het prothesesysteem gegenereerde elektromagnetische straling.

- ▶ Let op dat u bij gebruik van het prothesesysteem in de directe nabijheid van actieve implanteerbare systemen de minimale afstanden in acht neemt die worden voorgeschreven door de implantaatfabrikant.
- ▶ Neem altijd de door de implantaatfabrikant voorgeschreven gebruiksvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften in acht.

#### **WAARSCHUWING**

##### **Gebruik van een beschadigde netvoeding, adapterstekker of acculader**

Elektrische schok door aanraking van vrijliggende, spanningvoerende delen.

- ▶ Open de netvoeding, adapterstekker of acculader niet.
- ▶ Stel de netvoeding, adapterstekker en acculader niet bloot aan extreme belasting.
- ▶ Vervang een beschadigde netvoeding, adapterstekker of acculader onmiddellijk.

#### **WAARSCHUWING**

##### **Laden van de prothese tijdens het dragen**

Elektrische schok door een defecte netvoeding of acculader.

- ▶ Doe de prothese met het oog op uw veiligheid vóór het laden altijd af.

#### **VOORZICHTIG**

##### **Wijziging van het product op eigen initiatief**

Verwonding door beschadiging of een storing in de werking van het product.

- ▶ Met uitzondering van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden mag u niets aan het product wijzigen.
- ▶ Het product mag alleen worden geopend en gerepareerd resp. beschadigde componenten mogen uitsluitend worden gerepareerd door medewerkers van Ottobock die daarvoor zijn opgeleid en daartoe zijn geautoriseerd.

#### **VOORZICHTIG**

##### **Slijtageverschijnselen aan systeemcomponenten**

Verwonding door onjuiste besturing of onjuiste werking van het product.

- ▶ Met het oog op uw eigen veiligheid en het behoud van de bedrijfszekerheid en de garantie moet u de voorgeschreven onderhoudstermijnen in acht nemen.

#### 4.4 Aanwijzingen voor het verblijf in bepaalde omgevingen

##### **VOORZICHTIG**

##### **Verblijf in de buurt van sterke magnetische en elektrische storingsbronnen (bijv. diefstalbeveiligingssystemen en metaaldetectoren)**

Verwonding door onverwacht gedrag van het prothesesysteem als gevolg van een storing in de interne datacommunicatie.

- ▶ Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van zowel zichtbare als verborgen diefstalbeveiligingssystemen bij de in- en uitgangen van winkels, metaaldetectoren/bodyscanners voor personen (bijv. op luchthavens) en andere sterke magnetische en elektrische storingsbronnen (bijv. hoogspanningsleidingen, zenders, transformatorstations, CT-scanners, MRI-scanners ...).
- ▶ Houd bij het passeren van diefstalbeveiligingssystemen, bodyscanners en metaaldetectoren rekening met onverwacht gedrag van het prothesesysteem.

##### **VOORZICHTIG**

##### **Te kleine afstand tot HF-communicatieapparaten (bijv. mobiele telefoons, Bluetooth-apparaten, wifi-apparaten)**

Verwonding door onverwacht gedrag van het prothesesysteem als gevolg van een storing in de interne datacommunicatie.

- ▶ Zorg er daarom voor dat u niet dichterbij de hieronder vermelde HF-communicatieapparaten komt dan daarachter is aangegeven:
  - mobiele telefoon GSM 850/GSM 900: 0,99 m
  - mobiele telefoon GSM 1800/GSM 1900/UMTS: 0,7 m
  - DECT draadloze telefoons inclusief basisstation: 0,35 m
  - wifi (routers, access points,...): 0,22 m
  - Bluetooth-apparaten (producten van andere aanbieders die niet door Ottobock zijn goedgekeurd): 0,22 m

##### **VOORZICHTIG**

##### **Verblijf op plaatsen met een temperatuur buiten het toegestane gebied**

Verwonding door onjuiste besturing of onjuiste werking van het prothesesysteem.

- ▶ Mijd plaatsen waar de temperatuur buiten het toegestane gebied ligt (zie pagina 99).

#### 4.5 Aanwijzingen voor het gebruik

##### **VOORZICHTIG**

##### **Gebruik van de prothese met puntige of scherpe voorwerpen (bijv. messen in de keuken)**

Letsel door onbedoelde bewegingen.

- ▶ Wees bij gebruik van de prothese extra voorzichtig met het hanteren van puntige of scherpe voorwerpen.

##### **VOORZICHTIG**

##### **Klemgevaar tussen de grijparmen/grijppunten**

Verwonding door het klemmen van lichaamsdelen.

- ▶ Let bij het gebruik van het product op dat er zich tussen de grijparmen/grijppunten geen lichaamsdelen bevinden.

### **⚠ VOORZICHTIG**

#### **Overbelasting door bijzondere activiteiten**

Verwonding door onverwacht gedrag van het product als gevolg van een storing in de werking.

- ▶ Het product is ontwikkeld voor het verrichten van dagelijkse activiteiten en mag niet worden gebruikt voor bijzondere activiteiten. Dergelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld sporten met een overmatige belasting van de pols en/of schokbelasting (push-ups, downhill, mountainbiken, ...) en extreme sporten (freestyle klimmen, paragliding, enz.).
- ▶ Zorgvuldige behandeling van het product en zijn componenten verlengt niet alleen de verwachte levensduur daarvan, maar is vooral in het belang van uw persoonlijke veiligheid!
- ▶ Als het product en zijn componenten extreem zijn belast (bijv. door een val of iets dergelijks), moet het product onmiddellijk door een orthopedisch instrumentmaker worden gecontroleerd op beschadigingen. Deze stuurt het product zo nodig door naar een geautoriseerde Ottobock servicewerkplaats.

### **⚠ VOORZICHTIG**

#### **Mechanische belasting van het product**

Verwonding door onjuiste besturing of onjuiste werking van het prothesesysteem.

- ▶ Stel het product niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- ▶ Controleer het product telkens voor gebruik op zichtbare beschadigingen.

### **⚠ VOORZICHTIG**

#### **Binnendringen van vuil en vocht in de prothesecomponenten**

Verwonding door onjuiste besturing of onjuiste werking van het prothesesysteem.

- ▶ Zorg ervoor dat er geen vaste deeltjes of vloeistoffen in het prothesesysteem of in de prothesecomponenten (bijv. de grijpcomponent) kunnen binnendringen.

### **LET OP**

#### **Onjuist onderhoud van het prothesesysteem**

Beschadiging van het prothesesysteem door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen.

- ▶ Reinig het prothesesysteem alleen met een vochtige doek en milde zeep (bijv. Ottobock DermaClean 453H10=1).
- ▶ Voor het reinigen/desinfecteren van de binnenkoker mag u alleen de volgende producten gebruiken:  
**reiniging:** Ottobock DermaClean 453H10=1  
**desinfectie:** Ottobock DermaDesinfect 453H16.

### **⚠ VOORZICHTIG**

#### **Vervangen van prothesecomponenten in ingeschakelde toestand**

Verwonding door onjuiste besturing of onjuiste werking van het prothesesysteem.

- ▶ Voordat u prothesecomponenten (bijv. een grijpcomponent) gaat vervangen, moet u de accu uit de houder halen of het prothesesysteem uitschakelen.

## 4.6 Aanwijzingen voor de stroomvoorziening/het laden van de accu

### **VOORZICHTIG**

#### **Laden van het prothesesysteem bij vervuilde of beschadigde contacten**

Verwonding door onverwacht gedrag van het prothesesysteem als gevolg van een ontoereikende laadfunctie.

- ▶ Zorg ervoor dat de contacten altijd schoon en vetvrij zijn.
- ▶ Reinig de elektrische contacten van de laadstekker en de laadbus regelmatig met een wattenstaafje en een milde zeepoplossing.
- ▶ Let goed op dat u de contacten niet beschadigt met puntige of scherpe voorwerpen.

### **LET OP**

#### **Laden van het prothesesysteem met een verkeerde netvoeding/acculader**

Beschadiging van het prothesesysteem door verkeerde spanning, stroom, polariteit.

- ▶ Gebruik alleen netvoedingen/acculaders die door Ottobock zijn goedgekeurd voor het prothesesysteem (zie de gebruiksaanwijzingen en catalogi).

### **LET OP**

#### **Contact van de laadstekker met magnetische gegevensdragers**

Wissen van de gegevensdrager.

- ▶ Leg de laadstekker niet op creditcards, diskettes, audio- en videocassettes.

### **INFORMATIE**

Wanneer de laadstekker op de laadbus is aangesloten, kan het prothesesysteem niet worden gebruikt. Het prothesesysteem is gedurende het laden gedeactiveerd.

## 4.7 Aanwijzingen voor het gebruik van de zaklamp

### **WAARSCHUWING**

#### **Gebruik van het verkeerde type batterij en/of niet-inachtneming van de polariteit**

Explosie door ontsnappende gassen en zelfontbranding door kortsluiting en te hoge temperatuur.

- ▶ Gebruik uitsluitend batterijen van het type CR2032.
- ▶ Let bij het plaatsen van de beide batterijen op de aanduiding van de polariteit op het deksel van het batterijvak.

### **VOORZICHTIG**

#### **Direct kijken in de lichtstraal van de zaklamp**

Beschadiging van het oog door direct kijken in de lichtstraal.

- ▶ Gebruik de zaklamp niet voor onderzoeken, bijv. van de ogen (zogenaamde pupillentest).
- ▶ Richt de lichtstraal niet direct op de ogen van mensen of dieren.
- ▶ Kijk niet in de directe lichtstraal.
- ▶ Als de lichtstraal in het oog valt, moeten de ogen bewust worden gesloten en moet het hoofd onmiddellijk uit de lichtstraal worden bewogen.

## 4.8 Aanwijzingen bij gebruik van een elleboogscharnier (bijv. 12K44, 12K50, 12K100N of 12K110N)

### **VOORZICHTIG**

#### **Klemgevaar in de buigzone van het elleboogscharnier**

Verwonding door het klemmen van lichaamsdelen.

- ▶ Let op dat u bij het buigen van het elleboogscharnier met uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van deze zone blijft.

### **VOORZICHTIG**

#### **Handmatig ontgrendelen van de elleboogblokkering onder belasting**

Verwondingen door ontgrendeling van de elleboogblokkering onder belasting.

- ▶ Bij het ontgrendelen van de elleboogblokkering tijdens het tillen van zware lasten is grote voorzichtigheid geboden.
- ▶ Wees vanwege het verwondingsgevaar bij het ontgrendelen van de blokkering in een dergelijke situatie altijd buitengewoon oplettend.

### **VOORZICHTIG**

#### **Binnendringen van vuil en vocht in de prothesearm**

Verwonding door onverwacht gedrag van het prothesesysteem of een storing in de werking.

- ▶ Zorg ervoor dat er geen vaste deeltjes of vloeistoffen in de prothesearm binnendringen.
- ▶ Stel de prothesearm en in het bijzonder het elleboogscharnier niet bloot aan spat- of druiwater.
- ▶ Draag bij regen altijd goed beschermende kleding over de prothesearm en in het bijzonder over het elleboogscharnier.

### **LET OP**

#### **Overspuiten/coaten, beplakken of lakken van de prothese**

Beschadiging of breuk als gevolg van chemische processen.

- ▶ De prothese mag in geen geval worden overgespoten/gecoat, beplakt of gelakt.

## 5 Inhoud van de levering en toebehoren

### 5.1 Inhoud van de levering

- 2 st. lithiumbatterij CR2032
- 1 st. systeem-elektrogrijper DMC VariPlus 8E33=9-1 of  
1 st. systeem-elektrogrijper DMC VariPlus 8E34=9-1 of  
1 st. systeem-elektrogrijper Digital Twin 8E33=7-1 of  
1 st. systeem-elektrogrijper Digital Twin 8E34=7-1
- 1 st. gebruiksaanwijzing (gebruiker) 647G1275

### 5.2 Accessoires

#### **Grijppunten**

- Set grijppunten 9S138
- Set rubberen bekleding 9S145
- Set grijpplatten 9S149
- Punten, 1 paar 9S234=PAA
- Punten, 1 paar 9S278=PAA

## 6 Accu laden

Bij het laden van de accu moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

- De capaciteit van de volledig geladen accu is voldoende voor één dag.
- Bij dagelijks gebruik van het product wordt aangeraden de accu dagelijks te laden.
- In het dagelijks gebruik kan de complete laadeenheid (netvoeding – acculader) ook permanent op het stopcontact aangesloten blijven.
- Voordat het product voor het eerst wordt gebruikt, moet de accu minimaal 3 uur worden geladen.

### 6.1 Acculader 757L14 en X-ChangePack 757B15

#### LET OP

##### Diepontlading van de accu

Onherstelbare beschadiging van het product en daaruit resulterend functieverlies bij onregelmatig of niet volledig laden van de accu.

- ▶ Laad de accu bij een langdurige opslag iedere 4 tot 6 maanden compleet op.



- 1) Sluit het laadstation met netvoeding aan op het stopcontact.
- 2) Plaats een of twee accu's in het laadstation.
- 3) De rode led licht op ● en het laden begint.
- 4) Als de accu volledig geladen is, gaat de rode led knipperen ☀.
- 5) Verwijder de accu na het laden.


#### 6.1.1 Weergave van de actuele laadtoestand

De actuele laadtoestand kan alleen worden gecontroleerd op de acculader met aangesloten netvoeding en ingezette accu.

Led op de pulslader	Gebeurtenis
	de accu is voor 0% tot 79% opgeladen
	<b>knippert lang:</b> de accu is voor 80% tot 99% opgeladen <b>knippert kort:</b> de accu is voor 100% opgeladen

#### 6.1.2 Storingen verhelpen

Led op de pulslader	Tijdstip	Fout/storing	Oplossingsmaatregel
	Direct na het plaatsen van de accu in de laadschacht	De accu is defect	De accu moet bij een geautoriseerde Ottobock service-werkplaats worden gecontroleerd.
	Na 4 resp. 8 uur laadduur	De accu is defect	De accu moet bij een geautoriseerde Ottobock service-werkplaats worden gecontroleerd.

Led op de pulslader	Tijdstip	Fout/storing	Oplossingsmaatregel
	Direct na het plaatsen van de accu in de laadschacht	Laadschacht/pulslader of netvoeding defect	De pulslader en de netvoeding moeten bij een geautoriseerde Ottobock servicewerkplaats worden gecontroleerd.


## 6.2 Acculader 757L20 en EnergyPack 757B2\*

### LET OP

#### Diepontlading van de accu

Onherstelbare beschadiging van het product en daaruit resulterend functieverlies bij onregelmatig of niet volledig laden van de accu.




► Laad de accu bij een langdurige opslag iedere 4 tot 6 maanden compleet op.







- 1) Sluit het laadstation met netvoeding aan op het stopcontact.  
→ De groene led op de netvoeding en de groene led in het midden van de rij met leds lichten op.
- 2) Plaats een of twee accu's in het laadstation.
- 3) De groene led van de betreffende laadschacht licht op ● en het laden begint.
- 4) Als de accu volledig geladen is, gaat de groene led van de betreffende laadschacht knipperen :◉.
- 5) Verwijder de accu na het laden.

### 6.2.1 Weergave van de actuele laadtoestand

Bij het plaatsen/vergrenzelen van de accu in de prothese wordt op de accu gedurende enkele seconden de capaciteit weergegeven.

Led-indicator	Gebeurtenis
	Laadtoestand meer dan 50%
	Laadtoestand minder dan 50%
	Laadtoestand minder dan 5%

### 6.2.2 Storingen verhelpen

Laadschacht	Led van de laadschacht	Gebeurtenis
Leeg		<b>De acculader is defect</b>
Leeg of accu ingezet		De acculader en de netvoeding moeten bij een geautoriseerde Ottobock servicewerkplaats worden gecontroleerd.
Accu ingezet		<b>De accu wordt geladen</b>
		<b>De accu is volledig geladen</b>

Laadschacht	Led van de laad-schacht	Gebeurtenis
Accu ingezet	●	<b>De temperatuur van de accu is te hoog</b> Verwijder de accu en laat hem afkoelen.
	●	<b>De ingezette accu is defect</b> De accu moet bij een geautoriseerde Ottobock servicewerkplaats worden gecontroleerd.

### 6.3 Acculader 757L35 en accu 757B35=\*

#### 6.3.1 Acculader op het product aansluiten



- 1) Zet de laadstekker tegen de laadbus van het prothesesysteem aan.  
→ Door middel van terugmeldingen wordt aangegeven of de acculader goed met het prothesesysteem is verbonden (Statussignalen).
- 2) Het laden begint.  
→ Het prothesesysteem wordt automatisch uitgeschakeld.
- 3) Koppel de acculader na het laden los van het prothesesysteem.

#### 6.3.2 Veiligheidsuitschakeling

De veiligheidsuitschakeling van het prothesesysteem dient ter bescherming van de accu en wordt geactiveerd bij:

- een te hoge of te lage temperatuur
- over- en onderspanning
- kortsluiting

Om na een kortsluiting de elektronica weer te activeren, moet u de laadstekker op de laadbus aansluiten en daarna weer van de laadbus afhalen.

#### 6.3.3 Weergave van de actuele laadtoestand

De laadtoestand kan op ieder gewenst moment worden opgevraagd.

- 1) Druk bij ingeschakeld prothesesysteem de toets van de laadbus korter dan een seconde in.
- 2) De led-indicator op de laadbus geeft informatie over de actuele laadtoestand.

Laadbus	Gebeurtenis
●	Accu vol
●	Accu voor 50% geladen
●	Accu leeg

#### 6.3.4 Piepsignalen

Piepsignaal	Aanvullende signalen	Gebeurtenis
1 x lang	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de prothese met de laadbus uit</li> <li>• Het laden begint (de laadstekker is verbonden met laadbus)</li> <li>• Het laden wordt beëindigd (de laadstekker is losgekoppeld van de laadbus)</li> </ul>



Piepsignaal	Aanvullende signalen	Gebeurtenis
2 x kort	Led van de laadbus licht kort op	Schakel de prothese in
3 x kort	-	Accuspanning te laag, prothesesysteem wordt automatisch uitgeschakeld

## 7 Gebruik

### 7.1 Grijpcomponent in- en uitschakelen



#### Inschakelen

Zet de wipchakelaar in stand 1 tot hij vastklikt.

De elektronica van de grijpcomponent is ingeschakeld en de flexierem is losgezet.


#### Uitschakelen

Zet de wipchakelaar in stand 2 tot hij vastklikt.

De elektronica van de grijpcomponent is uitgeschakeld en het flexiescharnier is geblokkeerd.

### 7.2 Zaklamp

(voor grijpers met ingebouwde zaklamp)



#### 1. 2 x krachtige lichtdiode (led)

voor het verlichten van de werkomgeving

#### 2. Aan-/uitschakelaar


Door het indrukken van deze toets wordt de zaklamp in- of uitgeschakeld. Als deze toets direct na inschakeling wordt ingedrukt, kan de helderheid door opnieuw indrukken van de toets in drie stappen worden gewijzigd.

Na ca. 15 minuten wordt de zaklamp automatisch uitgeschakeld.

#### 3. Batterijvak


### Batterijen plaatsen (2 x CR2032)

Ga als volgt te werk om de batterijen te plaatsen:



- 1) Draai het deksel van het batterijvak tegen de klok in en verwijder het.
- 2) Plaats twee knoopcellen CR2032 in het batterijvak met de + pool aan de bovenkant.
- 3) Breng het deksel terug op zijn plaats. Let hierbij op dat de rubberpakking niet beschadigd raakt.
- 4) Sluit het deksel door het met de klok mee te draaien.

## 7.3 Grijpcomponent openen in geval van nood



Deze veiligheidsfunctie maakt het mogelijk de grijparmen onafhankelijk van de aanwezigheid van spiersignalen te openen.

- ▶ Draai de ontgrendelingshendel weg van het handwiel (pijl) en open de grijparmen met de hand.

## 7.4 Grijpcomponent 8E33=7\*, 8E33=9\* verwisselen

### Grijpcomponent losmaken van de koker

- 1) Draai de grijpcomponent één keer om zijn eigen as tot er een lichte weerstand voelbaar is (ca. 360°).
- 2) Overwin deze weerstand en trek de grijpcomponent los van de koker.

### Grijpcomponent aan de koker bevestigen

- 1) Steek het polsscharnier in de ingietring en druk het stevig aan.
- 2) Draai de grijpcomponent een stukje naar links of rechts.
- 3) Controleer of de grijpcomponent goed vastzit door eraan te trekken.

## 8 Reiniging

### LET OP

#### Verkeerd onderhoud van het product

Beschadiging van het product door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen.

- ▶ Reinig het product uitsluitend met een vochtige doek en milde zeep (bijv. Ottobock Derma-Clean 453H10=1).

- 1) Verwijder vuil en vlekken van het product met een vochtige doek en milde zeep (bijv. Ottobock Derma Clean 453H10=1).  
Zorg ervoor dat er geen vocht in de systeemcomponent(en) binnendringt.
- 2) Droog het product af met een pluisvrije doek en laat het aan de lucht volledig drogen.

## 9 Onderhoud

Omdat er bij bewegende mechanische delen altijd slijtageverschijnselen kunnen optreden, wordt geadviseerd het product regelmatig een servicebeurt te (laten) geven. Bij deze servicebeurten wordt het product gecontroleerd en worden slijtagegevoelige onderdelen zo nodig vervangen.

## 10 Juridische informatie

### 10.1 Aansprakelijkheid

De fabrikant is aansprakelijk, wanneer het product wordt gebruikt volgens de beschrijvingen en aanwijzingen in dit document. Voor schade die wordt veroorzaakt door niet-naleving van de aanwijzingen in dit document, in het bijzonder door een verkeerd gebruik of het aanbrengen van niet-toegestane veranderingen aan het product, is de fabrikant niet aansprakelijk.

### 10.2 Handelsmerken

Alle in dit document vermelde namen vallen zonder enige beperking onder de bepalingen van het daarvoor geldende merkenrecht en onder de rechten van de betreffende eigenaren.

Alle hier vermelde merken, handelsnamen en firmanamen kunnen geregistreerde merken zijn en vallen onder de rechten van de betreffende eigenaren.

Uit het ontbreken van een expliciete karakterisering van de in dit document gebruikte merken kan niet worden geconcludeerd dat een naam vrij is van rechten van derden.

### 10.3 CE-conformiteit

Het product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Op grond van de classificatiecriteria volgens bijlage IX van deze richtlijn is het product ingedeeld in klasse I. De verklaring van overeenstemming is daarom door de fabrikant geheel onder eigen verantwoordelijkheid opgemaakt volgens bijlage VII van de richtlijn.

Het product voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

### 11 Technische gegevens

Omgevingscondities	
Opslag en transport in de originele verpakking	-20 °C/-4 °F tot +40 °C/+104 °F max. 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Opslag en transport zonder verpakking	-20 °C/-4 °F tot +40 °C/+104 °F max. 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Gebruik	-10 °C/+14 °F tot +60 °C/+140 °F max. 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Artikelnummer	8E33=7-1	8E34=7-1	8E33=9-1	8E34=9-1
Bedrijfsspanning [V]	6/7,2			
Openingswijdte [mm]	95			
Grijpkracht [N]	160		0 - 160	
Gewicht [g]	540	520	540	520
Levensduur [jaar]	5			
Aanhaalmoment grijppunten [Ncm]	40 - 50			
Proportionele snelheid [mm/s]	180		8 - 200	

Zaklamp	
Lampen [aantal, soort]	2, led
Maximale lichtsterkte van de beide lichtdiodes (leds) samen [mcd]	16400-24000
Batterijen [aantal, type]	2 x CR2032
Maximale verlichtingsduur met nieuwe batterijen bij maximale helderheid en kamertemperatuur [u]	8
Helderheidsstanden [aantal]	3
Automatische uitschakeling	na 15 minuten

Artikelnummer accu	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Temperatuurgebied tijdens het laden [°C]	0 °C tot +40 °C	0 °C tot +50 °C		0 °C tot +60 °C		
Capaciteit [mAh]	550	900	800	300	600	1150
Levensduur van de accu [jaar]	2					

Artikelnummer accu	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Gedrag van het product tijdens het laden	Het product is niet functioneel					
Gebruiksduur van het product bij volledig geladen accu [grijpcycli]	ca. 1000	ca. 2500 - 3000	ca. 2000 - 2500	ca. 1000	ca. 1000 - 2000	ca. 4000
Laadtijden (bij volledige ontlading van de accu) [uur]	ca. 10	ca. 3,5	ca. 3	ca. 2,5		
Nominale spanning [V]	6	ca. 7,2		ca. 7,4		
Accutechnologie	NiMh	Li-ion		Li-Po		Li-ion
Toegestane acculaders	757L14	757L20		757L35		

Netvoeding	
Artikelnummer	757L16*
Opslag en transport in de originele verpakking	-40 °C/-40 °F tot +70 °C/+158 °F
Opslag en transport zonder verpakking	-40 °C/-40 °F tot +70 °C/+158 °F 10 % tot 93 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Gebruik	0 °C/+32 °F tot +40 °C/+104 °F max. 90 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Ingangsspanning	100 V~ tot 240 V~
Netfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V ===

## 12 Gebruikte symbolen



Dit product mag niet overal worden meegegeven met ongesorteerd huishoudelijk afval. Wanneer u zich bij het weggooien ervan niet houdt aan de in uw land geldende voorschriften, kan dat schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid. Neem de aanwijzingen van de in uw land bevoegde instantie voor terugname- en inzamelprocedures in acht.



Verklaring van overeenstemming overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen

SN YYYY WW NNN

Serienummer  
YYYY – fabricagejaar  
WW – fabricageweek



Niet direct in de lichtbron kijken



Wettelijke fabrikant

**INFORMATION**

Datum för senaste uppdatering: 2016-11-07

- ▶ Läs igenom detta dokument noggrant innan du använder produkten.
- ▶ Beakta säkerhetsanvisningarna för att undvika person- och produktskador.
- ▶ Låt fackpersonal visa dig hur du använder produkten på ett korrekt och ofarligt sätt.
- ▶ Om du har frågor om produkten (t. ex. angående idrifttagning, användning, underhåll, oväntade drifttillstånd eller händelser) ber vi dig kontakta fackpersonalen. Kontaktpuppgifter hittar du på bruksanvisningens baksida.
- ▶ Spara detta dokument.

Systemelektrogreifer 8E33=7-1, 8E34=7-1, 8E33=9-1, 8E34=9-1 kallas härinafter produkt/protos/gripkomponent.


Denna bruksanvisning ger dig viktig information om användning, inställning och hantering av produkten.

Ta endast produkten i drift i enlighet med informationen i medföljande dokument.

## 2 Produktbeskrivning

### 2.1 Konstruktion

Produkten består av följande komponenter:



#### 1. **Gripshetsar**

Gripshetsarnas position kan vridas  $\pm 60^\circ$  för anpassning till olika uppgifter. Andra typer av gripshetsar finns i avsnittet "Tillbehör" (se sida 107)

#### 2. **Säkerhetsspak**

Lossar griparmarnas drivanordning (se sida 111)

#### 3. **Ratt**

Öppnar/stänger manuellt

#### 4. **Strömbrytare**

Slår på/stänger av elektroniken och flexionsleden

När brytaren är riktad mot gripdonet är elektroniken påslagen och flexionsbromsen lossad

När brytaren är riktad mot proteshylsan är elektroniken avstängd och flexionsleden låst

#### 5. **Snabbfäste** (endast på 8E33\*)

Mekanisk koppling till ingjutningsringen

### 2.2 Funktion

Produkten är en myoelektriskt styrd gripkomponent i protessystemet MyoBock.

Olika styrprogram möjliggör en optimal anpassning efter användarens förmåga och individuella behov.

#### **endast med 8E33=9\* och 8E34=9\***

Gripkomponenten bygger på Ottobock DMC System (DMC = Dynamic Mode Control). Systemet som har utvecklats av Ottobock använder två oberoende mät- och reglersystem för att optimalt anpassa gripshastigheten och gripkraften efter muskelsignalen.

## 3 Användning

### 3.1 Avsedd användning

Systemelektrogreifer är **endast** avsedda för exoprotetisk försörjning för de övre extremiteterna.

### 3.2 Användning/användningsområde

Systemelektrogreifer kan användas vid en- eller dubbelsidiga amputationer eller vid dysmeli.

### 3.3 Omgivningsförhållanden

Protessystemet har utvecklats för vardagsaktiviteter och får inte användas för extraordinära aktiviteter. Extraordinära aktiviteter omfattar till exempel idrotter med höga handledsbelastningar och/eller stöbelastningar (armhävningar, downhill, mountainbike o.s.v.) eller extremsporter (t.ex. friklättring och skärmflygning). Dessutom bör protessystemet inte användas vid hantering av fordon, tunga maskiner (t.ex. byggmaskiner), industrimaskiner eller motordriven arbetsutrustning.

Produkten är **uteslutande** avsedd att användas vid försörjning av **en** brukare. Tillverkaren tillåter inte att produkten används av en ytterligare person.




De tillåtna omgivningsförhållandena anges i de tekniska uppgifterna (se sida 113).

### 3.4 Kvalifikation


Försörjningen av en brukare med produkten får endast genomföras av ortopedingenjör som efter en produktutbildning auktoriserats av Ottobock.

## 4 Säkerhet



### 4.1 Varningssymbolernas betydelse

 <b>VARNING</b>	Varning för möjliga allvarliga olycks- och skaderisker.
 <b>OBSERVERA</b>	Varning för möjliga olycks- och skaderisker.
 <b>ANVISNING</b>	Varning för möjliga tekniska skador.

### 4.2 Uppbyggnad och säkerhetsanvisningar

 <b>OBSERVERA</b>
<b>Rubriken betecknar källan och/eller typen av fara</b> Inledningen beskriver följderna om säkerhetsanvisningen inte beaktas. Om det skulle finnas flera följder markeras de enligt följande: > t.ex. Följd 1 om faran inte beaktas > t.ex. Följd 2 om faran inte beaktas ▶ Med den här symbolen markeras de aktiviteter/åtgärder som måste beaktas/vidtas för att förhindra faran.

### 4.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

 <b>VARNING</b>
<b>Användning av protes vid framförande av fordon</b> Olycksfall till följd av att protesen betar sig oväntat. ▶ Protesen bör inte användas till att hantera fordon eller tunga maskiner (t.ex. byggmaskiner).
 <b>VARNING</b>
<b>Användning av protes vid hantering av maskiner</b> Skada till följd av att protesen betar sig på ett oväntat sätt.

- ▶ Protesen bör inte användas till att hantera industrimaskiner eller motordrivna arbetsmaskiner.

#### **⚠ VARNING**

##### **Drift av protessystemet i närheten av aktiva, implanterade system**

Störning av aktiva, implanterbara system (t.ex. pacemaker, defibrillator etc.) till följd av att protessystemet genererar elektromagnetisk strålning.

- ▶ Tänk på att inte underskrida det nödvändiga minsta tillåtna avståndet till aktiva, implanterbara system när du använder protessystemet i närheten av dylika implantat. Observera respektive tillverkares anvisningar.
- ▶ Observera de användarvillkor och säkerhetsanvisningar som tillverkaren av implantatet anger.

#### **⚠ VARNING**

##### **Användning av skadade nätdelar, adapterkontakter eller batteriladdare**

Elektriska stötar vid kontakt med frilagda, spänningsförande delar.

- ▶ Öppna inte nätdelar, adapterkontakter eller batteriladdare.
- ▶ Utsätt inte nätdelar, adapterkontakter eller batteriladdare för extrema belastningar.
- ▶ Ersätt genast nätdelar, adapterkontakter och batteriladdare som har skadats.

#### **⚠ VARNING**

##### **Laddning av ej avtagen protes**

Elektrisk chock p.g.a. defekt nätadapter eller batteriladdare.

- ▶ Ta därför av protesen innan du laddar den.

#### **⚠ OBSERVERA**

##### **Egenhändig manipulering av produkten**

Personskador till följd av skada på produkten eller funktionsstörning.

- ▶ Inga arbeten får utföras på produkten utöver de som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- ▶ Endast behörig Ottobock-fackpersonal får öppna och reparera produkten eller reparera skadade komponenter.

#### **⚠ OBSERVERA**

##### **Tecken på slitage på systemkomponenter**

Risk för personskador p.g.a. felaktig styrning eller felaktig funktion hos produkten.

- ▶ För den egna säkerheten och för att upprätthålla driftsäkerheten och garantin måste du följa de föreskrivna serviceintervallen.

#### **4.4 Anvisningar för vistelse i vissa områden**

#### **⚠ OBSERVERA**

##### **Vistelse i områden med kraftiga magnetiska och elektriska störningskällor (t.ex. stöldskyddssystem, metalldetektorer)**

Personskador till följd av att protessystemet betar sig på ett oväntat sätt på grund av en störning i den interna datakommunikationen.

- ▶ Undvik att vistas i närheten av synliga eller dolda stöldsäkerhetssystem i ingångs- och utgångsområdena i affärer, metalldetektorer/kroppsskannare för personer (t.ex. på flygplatser) eller andra starka magnetiska och elektriska störningskällor (t.ex. högspänningsledning, sändare, transformatorstationer, datortomografiutrustning, kärnspinttomografiutrustning och så vidare).
- ▶ Tänk på att protessystemet kan bete sig oväntat när du går igenom stöldskyddssystem, kroppsskannare eller metalldetektorer.

#### **OBSERVERA**

##### **För kort avstånd till högfrekventa kommunikationsenheter (t.ex. mobiltelefoner, Bluetooth-enheter, WLAN-enheter)**

Risk för personsador om protessystemet beter sig på ett oväntat sätt på grund av en störning i den interna datakommunikationen.

- ▶ Vi rekommenderar därför att hålla minst följande avstånd till dessa högfrekventa kommunikationsenheter:
  - Mobiltelefon GSM 850/GSM 900: 0,99 m
  - Mobiltelefon GSM 1800/GSM 1900/UMTS: 0,7 m
  - Trådlösa DECT-telefoner inkl. basstation: 0,35 m
  - WLAN (router, accesspunkter o.s.v.): 0,22 m
  - Bluetooth-enheter (produkter från andra tillverkare som inte godkänts av Ottobock): 0,22 m

#### **OBSERVERA**

##### **Vistelse i områden utanför det tillåtna temperaturområdet**

Risk för personsador p.g.a. felaktig styrning eller felaktig funktion hos protessystemet.

- ▶ Undvik vistelse i områden utanför det tillåtna temperaturområdet (se sida 113).

## **4.5 Anvisningar för användning**

#### **OBSERVERA**

##### **Användning av protesens spetsiga eller vassa föremål (t.ex. knivar i köket)**

Skador genom oavsiktliga rörelser.

- ▶ Använd protesens spetsiga eller vassa föremål.

#### **OBSERVERA**

##### **Klämrisk mellan griparmarna/gripspetsarna**

Personskada p.g.a. att kroppsdelar kläms fast.

- ▶ Se till att inga kroppsdelar finns mellan griparmarna/gripspetsarna när produkten används.

#### **OBSERVERA**

##### **Överbelastning på grund av extraordinära aktiviteter**

Personskador till följd av att produkten beter sig oväntat på grund av funktionsstörningar.

- ▶ Produkten har utvecklats för vardagsaktiviteter och får inte användas för extraordinära aktiviteter. Extraordinära aktiviteter omfattar till exempel idrotter med höga handledsbelastningar och/eller stötbelastningar (armhävningar, downhill, mountainbike o.s.v.) eller extremsporter (t.ex. friklätring och skärmflygning).
- ▶ En noggrann skötsel av produkten och dess komponenter förlänger inte bara livslängden, utan ökar framför allt din egen säkerhet!



- ▶ Om produkten och dess komponenter utsätts för extrem belastning (t.ex. fall eller liknande) måste produkten omgående kontrolleras av en ortopedingenjör med avseende på skador. Han eller hon skickar vid behov in produkten till ett behörigt Ottobock-serviceställe.

#### **⚠ OBSERVERA**

##### **Mekanisk belastning av produkten**

Risk för personskador p.g.a. felaktig styrning eller felaktig funktion hos protesssystemet.

- ▶ Utsätt inte produkten för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Kontrollera produkten innan varje användning med avseende på synliga skador.

#### **⚠ OBSERVERA**

##### **Om smuts och fukt tränger in i proteskomponenterna**

Risk för personskador p.g.a. felaktig styrning eller felaktig funktion hos protessystemet.

- ▶ Se till att varken fasta föremål eller vätskor kan tränga in i protessystemet eller i proteskomponenterna (t.ex. gripkomponenten).

#### **ANVISNING**

##### **Felaktig skötsel av protessystemet**

Skador kan uppstå på protessystemet om olämpliga rengöringsmedel används.

- ▶ Rengör protessystemet endast med en fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (t.ex. Ottobock DermaClean 453H10=1).
- ▶ Endast följande produkter får användas för rengöring/desinfektion av innerhylsan:

**Rengöring:** Ottobock DermaClean 453H10=1

**Desinfektion:** Ottobock DermaDesinfect 453H16.

#### **⚠ OBSERVERA**

##### **Byte av proteskomponenter i aktivt läge**

Risk för personskador p.g.a. felaktig styrning eller felaktig funktion hos protessystemet.

- ▶ Innan du byter proteskomponenter (t.ex. gripkomponenten) ska du ta ut batteriet ur iläggsramen eller stänga av protessystemet.

## **4.6 Anvisningar för strömförsörjning/batteriladdning**

#### **⚠ OBSERVERA**

##### **Om protessystemet laddas med smutsiga eller skadade kontakter**

Risk för personskador om protessystemet betar sig oväntat på grund av otillräcklig laddningsfunktion.

- ▶ Se till att kontakterna alltid är rena och fettfria.
- ▶ Rengör de elektriska kontakterna på batteriladdarens stickpropp och laddningsanslutningen regelbundet med en bomullstopps och en mild tvållösning.
- ▶ Se till att kontakterna aldrig skadas av spetsiga eller vassa föremål.

#### **ANVISNING**

##### **Om protessystemet laddas med fel nätdel/batteriladdare**

Risk för att protessystemet skadas till följd av fel spänning, ström eller polaritet.

- ▶ Använd endast nätdelar/batteriladdare som har godkänts av Ottobock för protessystemet (se bruksanvisningar och kataloger).

#### ANVISNING

##### **Kontakt mellan laddningskontakt och magnetiska databärare**

Risk för att databärarens innehåll raderas.

- ▶ Lägg inte laddningskontakten mot kreditkort, disketter eller ljud- och videokassetter.

#### INFORMATION

Om laddningskontakten har anslutits till laddningsanslutningen kan protessystemet inte användas. Protessystemet är avaktiverat under tiden som laddning pågår.

### 4.7 Information om användning av ficklampa

#### ⚠ VARNING

##### **Om batterier av fel typ används eller vid fel polaritet**

Risk för explosion om gaser läcker ut och självantänds på grund av kortslutning och övertemperatur.

- ▶ Använd uteslutande batterier av typen CR2032.
- ▶ När du sätter i de två batterierna ska du noga följa anvisningen för polaritet på batterifackets lock.

#### ⚠ OBSERVERA

##### **Se inte rakt in i ficklampans ljusstråle**

Se inte rakt in i ficklampans ljusstråle eftersom detta kan leda till ögonskador.

- ▶ Använd inte ficklampan till att exempelvis undersöka ögonen (pupilltest).
- ▶ Rikta inte ljusstrålen rakt mot människors eller djurs ögon.
- ▶ Se inte rakt in i ljusstrålen.
- ▶ Om ljusstrålen skulle råka träffa ögat ska du medvetet blunda och vända bort huvudet från ljusstrålen.

### 4.8 Information om användning av en armbågsled (t.ex. 12K44, 12K50, 12K100N, 12K110N)

#### ⚠ OBSERVERA

##### **Klämrisk i armbågsledens flexionsområde**

Personskada p.g.a. att kroppsdelar kläms fast.

- ▶ Se till att inga fingrar/kroppsdelar befinner sig i detta område vid flexion av armbågsleden.

#### ⚠ OBSERVERA

##### **Manuell upplåsning av armbågslåset under belastning**

Personskador till följd av att armbågslåset frigörs under belastning.

- ▶ Var särskilt försiktig om du lyfter tunga vikter samtidigt som du låser upp armbågslåset.
- ▶ På grund av skaderisken måste du se upp när låset frigörs i detta tillstånd.

#### ⚠ OBSERVERA

##### **Om smuts och fukt tränger in i protesarmen**

Risk för personsador på grund av att protessystemet betar sig oväntat eller fungerar på fel sätt.

- ▶ Se till att varken fasta partiklar eller vätskor tränger in i protesarmen.
- ▶ Utsätt inte protesarmen och särskilt inte armbågsleden för stänk- eller droppvatten.

- ▶ I regn ska protesarmen och särskilt armbågsleden bäras med minst ett åtsittande klädesplagg.

#### ANVISNING

#### Måla, lackera eller klistra fast något på protes

Skador eller brott till följd av kemiska processer.

- ▶ Det är inte tillåtet att måla, lackera eller klistra fast något på protes.

## 5 Leveransomfång och tillbehör

### 5.1 I leveransen

- 2 st. CR2032 litiumbatteri
- 1 st. Systemelektrogreifer DMC VariPlus 8E33=9-1 eller  
1 st. Systemelektrogreifer DMC VariPlus 8E34=9-1 eller  
1 st. Systemelektrogreifer Digital Twin 8E33=7-1 eller  
1 st. Systemelektrogreifer Digital Twin 8E34=7-1
- 1 st. bruksanvisning (brukare) 647G1275

### 5.2 Tillbehör

#### Gripspetsar

- Spetsats 9S138
- Gummidyna, sats 9S145
- Griplatta, sats 9S149
- Spetspar 9S234=PAA
- Spetspar 9S278=PAA

## 6 Ladda batteriet

Observera följande punkter när batteriet ska laddas:

- Ett fulladdat batteri räcker för en dags användning.
- Vi rekommenderar att batteriet laddas varje dag om produkten ska användas till vardags.
- För vardagsbruk kan hela batteriladdaren (nätdel och batteriladdare) fortsätta att vara ansluten till vägguttaget.
- Ladda batteriet i minst 3 timmar före den första användningen.

### 6.1 Batteriladdare 757L14 och X-ChangePack 757B15

#### ANVISNING

#### Djupurladdning av batteriet

Om batteriet laddas oregelbundet och ofullständigt kan det leda till irreparabla skador på produkten och därigenom till funktionsförlust.

- ▶ Vid långtidsförvaring ska batteriet laddas en gång var 4:e till var 6:e månad.



- 1) Anslut laddaren till ett vägguttag med hjälp av nätdelen.
- 2) Sätt i ett eller två batterier i laddaren.
- 3) Den röda lampan tänds ● och laddningen startar.
- 4) När batteriet är fulladdat blinkar den röda lampan ☀.
- 5) Ta ut batteriet när laddningen har slutförts.

### 6.1.1 Indikering av aktuell laddningsnivå

Aktuell laddningsnivå kan enbart kontrolleras medan batteriet sitter i laddaren och nätdelen är ansluten.

Lampa på pulsladdaren	Händelse
●	Laddningsnivå 0 % till 79 %
☀	<b>Blinkar långsamt:</b> laddningsnivå 80 % till 99 % <b>Blinkar snabbt:</b> laddningsnivå 100 %

### 6.1.2 Felsökning

Lampa på pulsladdaren	Tidpunkt	Fel	Åtgärd
☀	Direkt efter att batteriet har satts i batterifacket på laddaren	Defekt batteri	Batteriet måste kontrolleras av ett behörigt Ottobock-serviceställe.
●	Efter laddning i 4 eller 8 timmar	Defekt batteri	Batteriet måste kontrolleras av ett behörigt Ottobock-serviceställe.
○	Direkt efter att batteriet har satts i batterifacket på laddaren	Defekt batterifack/pulsladdare eller nätdel	Pulsladdaren och nätdelen måste kontrolleras av ett auktoriserat Ottobock-serviceställe.


## 6.2 Laddare 757L20 och EnergyPack 757B2\*

### ANVISNING

#### Djupurladdning av batteriet

Om batteriet laddas oregelbundet och ofullständigt kan det leda till irreparabla skador på produkten och därigenom till funktionsförlust.

- ▶ Vid långtidförvaring ska batteriet laddas en gång var 4:e till var 6:e månad.



- 1) Anslut laddaren till ett vägguttag med hjälp av nätdelen.  
→ Den gröna lampan på nätdelen samt den gröna lampan mitt i lampraden lyser.
- 2) Sätt i ett eller två batterier i laddaren.
- 3) Den gröna lampan på respektive batterifack lyser ● och laddningen startar.
- 4) När batteriet är fulladdat blinkar den gröna lampan på respektive batterifack ●.
- 5) Ta ut batteriet när laddningen har slutförts.

### 6.2.1 Indikering av aktuell laddningsnivå

När batteriet sätts i/snäpper på plats i protesen aktiveras en kapacitetsvisning under några sekunder på batteriet.

LED-indikation	Händelse
●	Batteriladdningsnivån är större än 50 %
● och ●	Batteriladdningsnivån är mindre än 50 %
●	Batteriladdningsnivån är mindre än 5 %

### 6.2.2 Felsökning

Batterifack	Lampa för batterifacket	Händelse
Tomt	● eller ● eller ●	<b>Batteriladdaren är defekt</b> Batteriladdaren och nätdelen måste kontrolleras av ett auktoriserat Ottobock-serviceställe.
Tomt eller batteri isatt	●	
Batteri isatt	●	<b>Batteriet laddas</b>
	●	<b>Batteriet är fulladdat</b>
	●	<b>Batteriets temperatur är för hög</b> Ta ut batteriet och låt det svalna
	●	<b>Det isatta batteriet är defekt</b> Batteriet måste kontrolleras av ett behörigt Ottobock-serviceställe.

## 6.3 Laddare 757L35 och batteri 757B35=\*

### 6.3.1 Ansluta batteriladdaren till produkten



- 1) Lägg laddningskontakten mot laddningsanslutningen på protessystemet.  
→ Den korrekta anslutningen av batteriladdaren till protessystemet visas genom ljud-/ljussignaler (Statussignaler).
- 2) Laddningen startar.  
→ Protessystemet stängs av automatiskt.
- 3) Koppla bort laddaren från protessystemet när laddningen har slutförts.

### 6.3.2 Säkerhetsavstängning

Nödavstängningen av protessystemet är avsedd som skydd för batteriet och aktiveras vid:

- över- och undertemperatur
- över- och underspänning
- kortslutning.

Efter en kortslutning måste laddningskontakten kopplas in i laddningsanslutningen och sedan kopplas ur igen för att elektroniken ska aktiveras.

### 6.3.3 Indikering av aktuell laddningsnivå

Du kan alltid få aktuell information om laddningsnivån.

- 1) Håll in knappen på laddningsanslutningen kortare än en sekund när protessystemet är påslaget.
- 2) LED-indikatorn på laddningsanslutningen visar aktuell laddningsnivå.


Laddningsdosa	Händelse
●	Batteriet fullt
●	Batteri uppladdat till 50 %
●	Batteriet tomt

### 6.3.4 Pipsignaler

Pipsignal	Extra indikationer	Händelse
1 x lång	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av protesen via laddningsdosan</li><li>• Laddning påbörjas (laddningskontakten är ansluten till laddningsdosan)</li><li>• Laddningen avslutas (laddningskontakten kopplas bort från laddningsdosan)</li></ul>
2 x korta	LED-lampan på laddningsdosan lyser ett kort ögonblick	Slå på protesen
3 x korta	-	För låg batterispänning, protessystemet stängs automatiskt av

## 7 Användning

### 7.1 Påslagning och avstängning av gripkomponenten



#### Påslagning


Flytta vippbrytaren till pos. 1 så att den snäpper på plats. Nu är gripkomponentens elektronik påslagen och flexionsbromsen har lossats.

#### Avstängning

Flytta vippbrytaren till pos. 2 så att den snäpper på plats. Nu är gripkomponentens elektronik avstängd och flexionsbromsen har låsts.

### 7.2 Ficklampa

(för gripdon med inbyggd ficklampa)



#### 1. 2x ljusstarka lysdioder (LED)

för belysning av arbetsområdet

#### 2. Strömbrytare


Knappen tändar och släcker ficklampan. Om du tändar ficklampan och sedan trycker på knappen igen direkt kan ljusstyrkan ställas in i 3 steg.

Efter ca 15 minuter släcks ficklampan automatiskt.

#### 3. Batterifack

### Lägga i batterier (2x CR2032)

Lägg i batterierna på följande sätt:



1) Vrid batterifackets lock moturs och ta av det.

2) Sätt i två knappceller CR2032, med **plus**polen vänd mot locket.

3) Sätt på locket. Var noga med att inte skada gummitätningen.

4) Stäng locket genom att vrida det medurs.

### 7.3 Nödöppning av gripkomponenten



Den här säkerhetsfunktionen möjliggör ett öppnande av griparmarna oberoende av aktuella styrsignaler.

► Sväng bort säkerhetsspaken från ratten (pil) och öppna griparmarna manuellt.

## 7.4 Byta gripkomponent 8E33=7\*, 8E33=9\*

### Ta bort gripkomponenten från hylsan

- 1) Vrid gripkomponenten en gång runt sin egen axel tills du känner ett svagt motstånd (ca 360°).
- 2) Fortsätt vrida och dra av gripkomponenten från hylsan.

### Sätta fast gripkomponenten på hylsan

- 1) För in snabbfästet i ingjutningsringen och tryck in det ordentligt.
- 2) Vrid gripkomponenten en aning åt vänster eller höger.
- 3) Kontrollera att gripkomponenten sitter fast genom att dra i den.

## 8 Rengöring

### ANVISNING

#### Felaktig skötsel av produkten

Skador på produkten till följd av användning av olämpliga rengöringsmedel.

- Rengör produkten endast med en fuktig trasa och mild tvål (t.ex. Ottobock DermaClean 453H10=1).

- 1) Rengör produkten från smuts med en fuktig trasa och mild tvål (t.ex. Ottobock Derma Clean 453H10=1).

Se till att ingen vätska tränger in i systemkomponenterna.

- 2) Torka av produkten med en luddfri trasa och låt lufttorka helt.

## 9 Underhåll

Eftersom alla rörliga mekaniska delar utsätts för slitage rekommenderas regelbundna serviceinspektioner. Serviceinspektionerna omfattar kontroll av produkten och byte av slitdelar vid behov.

## 10 Juridisk information

### 10.1 Ansvar

Tillverkaren ansvarar om produkten används enligt beskrivningarna och anvisningarna i detta dokument. För skador som uppstår till följd av att detta dokument inte beaktats ansvarar tillverkaren inte.

### 10.2 Varumärken

Alla beteckningar som förekommer i detta dokument omfattas av gällande varumärkeslagstiftning och rättigheterna för respektive ägare.

Alla varumärken, varunamn eller företagsnamn kan vara registrerade varumärken och tillhör respektive ägare.

Även varumärken som inte explicit markerats som registrerade i detta dokument kan omfattas av tredje parts rättigheter.

### 10.3 CE-överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter i EG-direktivet 93/42/EEG. På grund av klassificeringskriterierna enligt bilaga IX i direktivet har produkten placerats i klass I. Förklaringen om överensstämmelse har därför skapats av tillverkaren som enskilt ansvar enligt bilaga VII i direktivet.

Produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet, d.v.s. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.



## 11 Tekniska uppgifter

Omgivningsförhållanden	
Förvaring och transport i originalförpackningen	-20 °C/-4 °F till +40 °C/+104 °F max. 93 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Förvaring och transport utan förpackning	-20 °C/-4 °F till +40 °C/+104 °F max. 93 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Drift	-10 °C/+14 °F till +60 °C/+140 °F max. 93 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Artikelnummer	8E33=7-1	8E34=7-1	8E33=9-1	8E34=9-1
Driftspänning [V]	6/7,2			
Öppningsvidd [mm]	95			
Gripkraft [N]	160		0–160	
Vikt [g]	540	520	540	520
Livslängd [år]	5			
Gripspetsarnas åtdragningsmoment [Ncm]	40–50			
Proportionell hastighet [mm/sec]	180		8–200	

Ficklampa	
Lampor [mängd, typ]	2, LED
De båda lampornas (lysdiodernas) sammanlagda maximala ljusstyrka [mcd]	16 400–24 000
Batteri [antal, typ]	2x, CR2032
Maximal belysningstid med nya batterier vid maximal ljusstyrka och rumstemperatur [h]	8
Ljusstyrkenivåer [antal]	3
Automatisk avstängning	efter 15 minuter

Artikelnummer batteri	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Temperaturområde vid laddning [°C]	0 °C till +40 °C	0 °C till +50 °C		0 °C till +60 °C		
Kapacitet [mAh]	550	900	800	300	600	1 150
Batteriets livslängd [år]	2					
Produktens beteende under laddningsförloppet	Produkten fungerar inte					
Produktens drifttid med fulladdat batteri [gripcykler]	ca 1 000	ca 2 500–3 000	ca 2 000–2 500	ca 1 000	ca 1 000–2 000	ca 4 000
Laddningstider (för fullständigt urladdat batteri) [timmar]	ca 10	ca 3,5	ca 3	ca 2,5		
Märkspänning [V]	6	ca 7,2		ca 7,4		

Artikelnummer batteri	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
Batteriteknik	NiMH	Litiumjon		Litiumpolymer		Liti- umjon
Godkända laddare	757L14	757L20		757L35		

Nätdel	
Artikelnummer	757L16*
Förvaring och transport i originalförpackningen	-40 °C/-40 °F till +70 °C/+158 °F
Förvaring och transport utan förpackning	-40 °C/-40 °F till +70 °C/+158 °F 10 % till 93 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Drift	0 °C/+32 °F till +40 °C/+401 °F max. 90 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Inspänning	100 V~ till 240 V~
Nätfrekvens	50 Hz till 60 Hz
Utspänning	12 V ===

## 12 Symboler som används



Den här produkten får inte kastas var som helst med osorterade hushållssopor. En avfallshandling som inte motsvarar bestämmelserna som gäller i ditt land kan ha en skadlig inverkan på miljö och hälsa. Följ de anvisningar som gäller för avfallshandling och återvinning från ansvarig myndighet i respektive land.



Försäkran om överensstämmelse enligt användbara europeiska direktiv

SN YYYY WW NNN

Serienummer  
YYYY - tillverkningsår  
WW - tillverkningsvecka



Se inte in i ljuskällan



Juridisk tillverkare

## 1 はじめに

日本語

### 備考

最終更新日: 2016-11-07

- ▶ 本製品をご使用になる際は本書をよくお読みください。
- ▶ 下記の安全性に関する注意事項に従わないと、負傷したり製品が損傷するおそれがあります。

- ▶ 本製品の使用に関しては、必ず有資格者（医師や義肢装具士など）から安全で正しい使用方法について説明を受け、その指示に従ってください。
- ▶ 起動や使用方法、管理方法、または予期せぬ作動や状況が発生した、など、本製品についてご質問がある場合には、有資格者（医師や義肢装具士など）にご連絡ください。連絡先は本書裏面をご覧ください。
- ▶ 本書は安全な場所に保管してください。


8E33=7-1、8E34=7-1、8E33=9-1、8E34=9-1 作業用ハンドグライファーはこれ以降、製品／義肢／端末と記載いたします。

本取扱説明書では、製品の使用方法や取り扱いに関する重要な情報を説明いたします。本製品を使用する際は、本書で説明する手順に従ってください。

## 2 製品概要

### 2.1 デザイン

本製品は以下のパーツから構成されています。



1. 指先  
位置を  $\pm 60^\circ$  ごとに回転させて様々な作業を行うことができます。他の種類の指先については「付属品」（120 ページ参照）をご覧ください。
2. 安全レバー  
把持用のアームドライブのロックを解除します（125 ページ参照）。
3. ダイアル  
手動での開閉用です。
4. オン／オフスイッチ  
電子制御と継手抵抗のオン／オフを切り替えます。ロッカースイッチの位置を端末側にすると、電子制御の電源が入り屈曲抵抗が解放されます。ロッカースイッチの位置を義肢側にすると、電子制御の電源が切れ、屈曲抵抗がかかります。
5. 手関節ユニットの着脱コネクタ（8E33\*のみ）  
ラミネーションリングと機械的に接続します。

### 2.2 機能

本製品はマイオボック義肢システムの筋電制御端末です。

さまざまな制御プログラムにより、一人ひとりのニーズと能力に合わせた適合を行うことができます。

#### 8E33=9\* および 8E34=9\* のみ

端末はオッターボック DMC システム（DMC=ダイナミックモード制御）に基づいています。オッターボック社が開発した本システムでは、筋電信号に応じて適切な把持速度と把持力を制御するため、測定と制御を別々に行います。

## 3 適用

### 3.1 使用目的

作業用ハンドグライファーは上肢の殻構造義肢のみに使用してください。

### 3.2 使用/適用範囲

作業用ハンドグライファーは片側または両側切断患者や、肢異常の際に使用します。

### 3.3 環境条件

本義肢システムは日常生活における活動のために開発されていますので、日常的でない活動には使用しないでください。日常的でない活動とは、腕立て伏せ、スキー滑降、マウンテンバイクなどの手継手に過度な負荷や衝撃がかかるスポーツや、フリークライミングやパラグライディングなどの激しい運動のことです。さらに、本義肢システムを、自動車や建設機械などの重機、産業用機械や電動式装置の操縦には使用しないでください。

本製品は1人の装着者のみが使用するよう設計されています。当社では、複数の装用者が本製品を使用することを承認していません。

許容環境については、テクニカルデータに記載されています(126 ページ参照)。

### 3.4 取扱技術者の条件

本製品の装着は、オットーボック社が実施するトレーニングコースを受講し、認定を受けた義肢装具士のみが行うことができます。

## 4 安全性

### 4.1 警告に関する記号の説明

**△ 警告** 重大な事故または損傷の危険性に関する注意です。

**△ 注意** 事故または損傷の危険性に関する注意です。

**注記** 損傷につながる危険性に関する注記です。

### 4.2 安全に関する注意事項の内訳

**△ 注意**

各項目のタイトルは、危険の原因または種類を表しています。

本文で、安全に関する注意事項に従わなかった場合の危険性について説明しています。1つ以上の危険性が考えられる場合には、次のように記載しています。

> 例：安全に関する注意事項に従わなかった場合に危険性1のおそれがあります

> 例：安全に関する注意事項に従わなかった場合に危険性2のおそれがあります

▶ 記号は、危険を避けるための行動や動作を表します。

### 4.3 安全に関する注意事項

**△ 警告**

義肢を装着して自動車を運転することによる危険性

義肢が予期せぬ動きをすることにより事故を引き起こすおそれがあります。

▶ 自動車や建設用機械などの重機の運転の際は、義肢を使用しないでください。

**△ 警告**

義肢を装着して機械を操作することによる危険性

義肢が予期せぬ動きをすることにより装着者が負傷するおそれがあります。

▶ 産業用機械や電動式装置を操縦する際は、義肢を使用しないでください。

**△ 警告**

作動中の植込み型医療機器の近くで義肢を操作することによる危険性

義肢システムの電磁放射により、ペースメーカーや除細動器などの作動中の植え込み型医療機器との干渉が起こるおそれがあります。

▶ 作動中の植込み型医療機器のすぐ側で義肢システムを使用する場合、医療機器の製造業者が規定した最小距離を保つよう注意してください。

- ▶ 植え込み型医療機器の製造業者が規定した操作状況や安全性に関する注意事項をよく確認してください。

#### ⚠ 警告

故障した電源・ACアダプター・充電器などを使用した場合に発生する危険性  
電流に触れて感電するおそれがあります。

- ▶ 電源や充電器などを分解しないでください。
- ▶ 極端に負荷のかかる環境にさらさないでください。
- ▶ 故障した電源・ACアダプター・充電器などはただちに取替えてください。

#### ⚠ 警告

義肢を外さずに充電することで発生する危険性  
電源装置または充電器の故障により電気ショックを受けるおそれがあります。

- ▶ 安全上の理由から、充電をする前に義肢を外してください。

#### ⚠ 注意

不正に製品の改造を行った場合に発生する危険性

製品の損傷または制御不能により、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 本取扱説明書に記載されていない改造は決して行わないでください。
- ▶ 製品や破損した部品については、オットーボック社の有資格者（オットーボック・ジャパンの技術者）のみが分解や修理を行います。

#### ⚠ 注意

構成部品の摩耗の兆候が見られる場合に発生する危険性

製品の誤作動や制御不能により、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 安心して安全にお使いいただくため、また、保証を維持するためにも、指定された定期メンテナンスを必ず受けてください。

### 4.4 電気干渉を起こす発生源との距離に関する注意事項

#### ⚠ 注意

強力な磁気や電磁干渉の発生源（防犯装置や金属探知機など）に近づくことより発生する危険性

内部のデータ通信が干渉されて義肢システムが予期せぬ誤作動を起こし、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 店舗の出入り口にある防犯装置、空港などの金属探知機やボディスキャナー、強力な磁気や電磁干渉の発生源（高電圧線、トランスミッター、変電所、CT装置、MRI装置など）の近くに長時間滞在したり、製品を置かないでください。
- ▶ 防犯装置、金属探知機やボディスキャナーを通過する際は、義肢システムが不意に変化しないか充分注意してください。

#### ⚠ 注意

短波通信機器までの距離が近すぎる場合に発生する危険性（携帯電話、Bluetooth機器、WiFi機器など）

内部のデータ通信が干渉されて義肢システムが予期せぬ誤作動を起こし、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ したがって、短波通信機器とは少なくとも次に記載した間隔を保つようお勧めします。
- ・携帯電話 GSM 850/GSM 900 : 0.99 m
  - ・携帯電話 GSM 1800/GSM 1900/UMTS : 0.7 m
  - ・DECTコードレス電話（基地局含む） : 0.35 m
  - ・WiFi（ルーター、アクセスポイントなど） : 0.22 m
  - ・Bluetooth機器（オットーボック社が承認していない他社製品） : 0.22 m

#### ⚠ 注意

##### 極端な外気温での装着による危険

アクソン-バス義肢システムの誤作動や制御不能により、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 許容範囲を超える気温に達する場所での使用は避けてください（126 ページ参照）。

## 4.5 義肢の使用に関する注意事項

#### ⚠ 注意

##### 台所のナイフなど鋭利な物体と一緒に義肢を使用することによる危険性

予期せぬ動きにより装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 義肢で鋭利な物体を扱う際は特に注意してください。

#### ⚠ 注意

##### 把持用のアーム／指先の間には挟まれる危険性

体の一部が挟まれて負傷するおそれがあります。

- ▶ 製品を使用する際には把持用のアーム／指先の間に体の一部が挟まれていないことを確認してください。

#### ⚠ 注意

##### 日常的でない活動によるオーバーヒートの危険性

製品が制御不能となり、予期せぬ誤作動を起こし、負傷するおそれがあります。

- ▶ 本製品は日常生活における活動のために開発されていますので、日常的でない活動には使用しないでください。日常的でない活動とは、腕立て伏せ、スキー滑降、マウンテンバイクなどの手継ぎに過度な負荷や衝撃がかかるスポーツや、フリークライミングやパラグライディングなどの激しい運動のことです。
- ▶ 製品やその構成部品を丁寧に取扱うことで、長くご使用いただけるだけでなく、装着者本人の安全を確保することができます。
- ▶ 転倒などにより製品や部品に極端な負荷がかかった場合には、ただちに、損傷がないか義肢製作施設で確認してください。必要であれば、公認のオットーボック修理サービスセンターに製品を送ってください。

#### ⚠ 注意

##### 製品に負荷をかけることにより発生する危険性

義肢システムの誤作動や制御不能により、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 本製品に振動や衝撃を与えないでください。
- ▶ 毎回使用する前に、目に見える損傷がないことを確認してください。

#### ⚠ 注意

##### 義肢パーツの汚れや湿気による危険性

義肢システムの誤作動や制御不能により、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 粒子や液体が義肢システムまたは端末などの義肢パーツの中に入り込まないように十分に注意してください。

### 注記

義肢システムの不適切なお手入れにより発生する危険性

不適切な洗浄剤を使用すると、義肢システムが損傷するおそれがあります。

- ▶ 義肢システムのお手入れの際は、必ず、オットーボック製ダーマクリーン 453H10=1 などの低刺激性鹼と柔らかい布を使用してください。（日本では 453H10=1 の取扱いがございませんので、通常の低刺激性石鹼をご使用ください。）
- ▶ インナーソケットのお手入れと消毒には以下の製品を使用してください。

お手入れ： 453H10=1 オットーボック ダーマクリーン

消毒： 453H16 オットーボック ダーマ消毒剤

### ⚠ 注意

電源を入れた後に義肢パーツを充電することで発生する危険性

義肢システムの誤作動や制御不能により、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 端末装置などの義肢パーツを変更する前に、充電コンセントからバッテリーを外すか義肢システムの電源を切ってください。

## 4.6 電源および充電に関する注意事項

### ⚠ 注意

汚れた、または、破損した端子で義肢システムを充電することによる危険性

充電不足により義肢システムが予期せぬ誤作動をおこし、装着者が怪我をするおそれがあります。

- ▶ 端子は、グリースなどの付着がなく、清潔な状態にしてください。
- ▶ 綿棒と中性洗剤液を使用して、定期的に充電器プラグおよび充電コンセントの清掃を行ってください。
- ▶ 鋭利な物体で端子を破損しないよう注意してください。

### 注記

不適切な電源や充電器で義肢システムを充電することによる危険性

不適切な電圧や電流、極性により義肢システムが破損するおそれがあります。

- ▶ 義肢システムには、オットーボック社指定のアダプターや充電器のみを使用してください（取扱説明書およびカタログを参照）。

### 注記

充電プラグに磁気データ媒体を接触させることによる危険性

データが消えるおそれがあります。

- ▶ クレジットカードやフロッピーディスク、オーディオやビデオカセットなどの上に充電プラグを置かないでください。

### 備考

充電プラグが充電コンセントに接続されている間は、義肢システムを使用することができません。充電中は義肢システムの電源はオフになります。

## 4.7 ランプ使用時の注意点

### ⚠ 警告

不適切な種類の電池の使用や電極を間違えることで発生する危険性

短絡と過剰高温により、ガスが漏出して自家点火し、爆発にいたるおそれがあります。

- ▶ CR2032 電池のみを使用してください。

▶ 電池を 2 個挿入する際は、電池カバーに記載の極性に注意してください。

### ⚠ 注意

ランプの光線を直接見ることによる危険性

ランプの光線を直接見ると眼に悪い影響を与えるおそれがあります。

- ▶ たとえば瞳孔検査などにランプを使用しないでください。
- ▶ 日と動物の眼に直接ライトを当てないでください。
- ▶ ランプの光線を直接覗きこまないでください。
- ▶ ランプの光線が眼に当たってしまった場合は、眼を閉じてすぐに光線が届かないところに移動してください。

## 4.8 肘継手を使用する際の注意点（12K44、12K50、12K100N、12K110Nなど）

### ⚠ 注意

肘継手の屈曲部に挟まれる危険性

体の一部が挟まれて負傷するおそれがあります。

- ▶ 肘継手を屈曲させる際は、指や身体の一部が挟まれないように注意してください。

### ⚠ 注意

荷重下で手動でエルボロックを解除することによる危険性

荷重下で手動でエルボロックを解除すると、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 重い物を持ち上げている際にロック解除された場合には、特に注意してください。
- ▶ そのような状況でロック解除された場合には、怪我につながるおそれがあるため、充分に注意してください。

### ⚠ 注意

義肢アームの汚れや湿度による危険性

義肢システムの予期せぬ誤作動や制御不能により、装着者が負傷するおそれがあります。

- ▶ 義肢アームに異物や液体が入り込まないように注意してください。
- ▶ 義肢アーム、特に肘継手が、水で濡れたり、水はねを受けないよう注意してください。
- ▶ 雨の場合は、義肢アーム、特に肘継手の上から防水性の布を使用してください。

### 注記

義肢のコーティング、接着、塗装による危険性

化学物質により故障したり破損したりするおそれがあります。

- ▶ 義肢にはコーティングや接着、塗装を行わないでください。

## 5 納品時のパッケージ内容および付属品

### 5.1 納品時のパッケージ内容

- ・ 2 個 CR2032 リチウム電池
- ・ 1 個 8E33=9-1 作業用DMCハンド グライファー バリプラス、または
- 1 個 8E34=9-1 作業用DMCハンド グライファー バリプラス、または
- 1 個 8E33=7-1 作業用デジタルツインハンド グライファー
- 1 個 8E34=7-1 作業用デジタルツインハンド グライファー
- ・ 1 個 647G1275 取扱説明書（装着者用）

### 5.2 付属品

指先

- ・ 9S138 チップセット



- ・ 9S145 ゴム製グリップ用パッドセット
- ・ 9S149 空の指先セット
- ・ 9S234=PAA チップ、ペア
- ・ 9S278=PAA チップ、ペア

## 6 充電について

充電をする際には、以下のことを守ってください。

- ・ 完全充電した状態で丸 1 日ご利用いただけます。
- ・ 本製品を常時ご使用になる場合は、毎日充電することをお勧めします。
- ・ 常に義肢を使用する場合は、充電器と AC アダプターを壁コンセントに差し込んで充電してください。
- ・ 初めて使用する際には、少なくとも3時間は充電してください。

### 6.1 757L14 バッテリー充電器と 757B15 バッテリー

#### 注記

#### バッテリー放電による危険性

バッテリーを不規則に不十分に充電すると、製品が修復できないほど損傷し、機能喪失にいたるおそれがあります。

▶ 長期保管の際は、4から6ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。






- 1) 充電ステーションの AC アダプターをコンセントに差し込みます。
- 2) 充電ステーションに 1 または 2 本の充電式バッテリーを挿入します。
- 3) LED が赤く点灯し●、充電を開始します。
- 4) 充電式バッテリーが完全充電されたら、LED が赤く点滅します☀️。
- 5) 充電が完了したら充電式バッテリーを外してください。

#### 6.1.1 バッテリー充電レベルの表示

充電器を電源に接続し、充電式バッテリーを挿入すると、現在の充電レベルのみを確認できます。

LED オン パルス充電 器	状態
	充電レベル 0% から 79%
	長く点滅：充電レベル 80% から 99% 短く点滅：充電レベル 100%

## 6.1.2 トラブルシューティング

LED オン パルス充電 器	日付	エラー	解決方法
	充電スロットにバッテ リーを挿入した直後	バッテリーの故障	バッテリーは、必ず公認の オットーボック修理サービ スセンターにて点検を受け てください。
	4 から 8 時間充電後	バッテリーの故障	バッテリーは、必ず公認の オットーボック修理サービ スセンターにて点検を受け てください。
	充電スロットにバッテ リーを挿入した直後	充電スロット／パルス 充電器または電源の故 障	パルス充電器と AC アダプ ターを公認の オットーボック修理サービ スセンターに送り、必ず点 検を受けてください。


## 6.2 757L20 充電器と 757B2\* バッテリー

### 注記

#### バッテリー放電による危険性

バッテリーを不規則に不十分に充電すると、製品が修復できないほど損傷し、機能喪失にいたるおそれがあります。

▶ 長期保管の際は、4から6ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。








- 1) 充電ステーションの AC アダプターをコンセントに差し込みます。  
→ AC アダプターの LED が緑に点灯し、真ん中にある LED が緑色に点灯します。
- 2) 充電ステーションに 1 または 2 本の充電式バッテリーを挿入します。
- 3) 充電ソケットの LED が緑に点灯し●、充電が開始されます。
- 4) 充電式バッテリーが完全充電されたら、充電ソケットの LED が緑に点滅します✱。
- 5) 充電が完了したら充電式バッテリーを外してください。

### 6.2.1 バッテリー充電レベルの表示

義肢に充電式バッテリーを挿入、設置したら、バッテリーの充電レベル信号が数秒間作動します。

LED 信号	状態
	充電レベル 50% 以上
 および 	充電レベル 50% 未満
	充電レベル 5% 未満

## 6.2.2 トラブルシューティング

充電ソケット	充電ソケットのLED	状態
空	●または ●または●	充電器の故障 充電器と AC アダプターを公認のオットーボック修理サービスセンターに送り、必ず点検を受けてください。
空の、または、充電式のバッテリーを挿入		
充電式のバッテリーを挿入		充電式バッテリーの充電中
		充電式バッテリーが完全充電
		充電式バッテリーの温度が高すぎる 充電式バッテリーを外して冷却してください
		挿入した充電式バッテリーの故障 充電式バッテリーは、必ず公認のオットーボック修理サービスセンターにて点検を受けてください。

## 6.3 757L35 充電器および 757B35=\* 充電式バッテリー

### 6.3.1 製品に充電器を接続します。



- 1) 充電プラグを義肢システムの充電コンセントに接続します。  
→ 充電器と義肢システムが正しく接続されていると、フィードバック信号が発信されます（充電器のステータス信号）。
- 2) 充電を開始します。  
→ 義肢システムのスイッチが自動的に切れます。
- 3) 充電が完了したら義肢システムから外してください。

### 6.3.2 セーフティ・シャットオフ

義肢システムのセーフティ・シャットオフは、以下の状況から充電式バッテリーを保護することを目的としています。

- ・ 極端な高温または低温
- ・ 過電圧または不足電圧
- ・ ショート

回路ショートした場合には、一旦充電器のプラグを充電コンセントに接続してから抜いてください。電子制御が再起動します。

### 6.3.3 バッテリー充電レベルの表示

バッテリー充電レベルはいつでも確認することができます。

- 1) 義肢システムの電源を切り、充電口のボタンを押してから 1 秒以内にボタンを放します。
- 2) 充電コンセントの LED に現在のバッテリー充電レベルが表示されます。

充電コンセント	ステータス
	バッテリー 完全充電


充電コンセント	ステータス
●	バッテリー 50% 充電
●	バッテリー切れ

### 6.3.4 ビープ信号

ビープ信号	追加表示	ステータス
1 回長く	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電コンセントから義肢の電源が切れた</li> <li>充電が開始された（充電プラグが充電コンセントに接続された）</li> <li>充電が終了した（充電プラグが充電コンセントから外された）</li> </ul>
2 回 短く	充電コンセント上の LED が短く点灯	義手のスイッチをオンにした
3 回短く	-	充電電圧が低すぎ、義肢システムの電源が自動的に切れた

## 7 使用方法

### 7.1 端末の電源オンオフ



#### スイッチオン


ロッカースイッチを位置 1 に移動させます。  
端末の電子制御の電源が入り、屈曲抵抗が解放されます。

#### スイッチオフ

ロッカースイッチを位置 2 に移動させます。  
端末の電子制御の電源が切れ、屈曲抵抗がかかります。

### 7.2 ランプ

(端末一体型ランプ)




- LED の 2 倍の強さ  
作業環境を照らします
- オン/オフスイッチ  
このボタンを押すとランプの電源がオン/オフされます。スイッチを入れてすぐにこのボタンを押すと、ボタンを押すたびに 3 段階に明るさを変更できます。  
約 15 分後にランプのスイッチが自動的に切れます。
- 電池用パーツ

### 電池の取り付け (CR2032 2 個)

次の手順で電池を取り付けてください。

- 1) 電池パーツのカバーを反時計回りに回転させて外します。
- 2) 2 個の CR2032 ボタン電池を+ 極をカバーに向けて挿入します。
- 3) カバーを取り付けます。このとき、ゴム製のシールが傷つかないように注意してください。
- 4) 時計回りに回転させてカバーを閉じます。



### 7.3 緊急時の端末解放



この安全機能により、制御信号が送信されている場合であっても、把持用アームを開放することができます。

- ▶ ロック解除レバーをダイヤル（矢印）から回して手動で把持用アームを解放します。

### 7.4 8E33=7\*、8E33=9\* 端末の変更

#### ソケットから端末を外す

- 1) 端末の軸に沿ってやや抵抗感を生じるころまで 1 回転させます（約 360 度）
- 2) 抵抗感がなくなったら端末をソケットから外します。

#### ソケットに端末を取り付ける

- 1) 手関節ユニットの着脱コネクタをラミネーションリングに挿入してしっかりと押し込みます。
- 2) 端末を右か左にやや回転させます。
- 3) 端末を引っ張ってしっかりと取り付けられているか確認します。

## 8 お手入れ方法

### 注記

#### 製品の不適切なお手入れにより発生する危険性

不適切な洗浄剤を使用すると、製品が損傷するおそれがあります。

- ▶ 製品のお手入れの際は、必ず、オットーボック製ダーマクリーン453H10=1などの低刺激石鹼と柔らかい布を使用してください。（日本では453H10=1の取扱いがございませんので、通常の低刺激性石鹼をご使用ください。）

- 1) 必要であればオットーボック製ダーマクリーン453H10=1などの低刺激石鹼と柔らかい布で製品を拭いてください。（日本では453H10=1の取扱いがございませんので、通常の低刺激性石鹼をご使用ください。）  
内部に水などが浸入しないよう注意してください。
- 2) 糸くずのでない布で製品の水気を拭取り、しっかりと自然乾燥させます。

### 9 メンテナンス

可動性の機械部品はすべて磨耗しやすいため、定期的な保守点検が必要です。メンテナンス時には、製品の点検や、必要に応じて摩耗した部品の交換も行います。

## 10 法的事項について

### 10.1 保証責任

オットーボック社は、本書に記載の指示ならびに使用方法に沿って製品をご使用いただいた場合に限り保証責任を負うものいたします。不適切な方法で製品を使用したり、認められていない改造や変更を行ったことに起因するなど、本書の指示に従わなかった場合の損傷については保証いたしかねます。

### 10.2 登録商標

本書に記載された製品名はすべて、各商標法に準拠し、その権利は所有者に帰属します。商標をはじめ商号ならびに会社名はすべて登録商標であり、その権利は所有者に帰属します。本書に記載の商標が明らかに登録商標であることが分らない場合でも、第三者が自由にその商標を使用することは認められません。

### 10.3 CE 整合性

本製品は、欧州医療機器指令93/42/EECの要件を満たしています。本製品は、欧州指令の付表IXの分類基準により、医療機器クラスIに分類されています。オットーボック社は、本製品が欧州指令の付表VIIの基準に適合していることを自らの責任において宣言いたします。

上記のCE整合性宣言は日本の法規では適用されません。日本においては、本製品は医療機器の分野には分類されていません。

本製品は、電気電子機器の特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付の欧州議会および理事会の指令2011/65/EU (RoHS指令) に準拠しています。

## 11 テクニカル データ

環境条件	
納品時の包装での保管と配送	-20 ° C / -4 ° F から +40 ° C / +104 ° F 相対湿度は最大93 %、結露のない状態
包装なしでの保管と配送	-20 ° C / -4 ° F から +40 ° C / +104 ° F 相対湿度は最大93 %、結露のない状態
操作	-10 ° C / +14 ° F から +60 ° C / +140 ° F 相対湿度は最大93 %、結露のない状態

製品番号	8E33=7-1	8E34=7-1	8E33=9-1	8E34=9-1
使用時の電圧 (V)	6/7.2			
開口幅 (mm)	95			
把持力 (N)	160		0 - 160	
重量 (g)	540	520	540	520
耐用年数 (年)	5			
指先のトルク値 (Ncm)	40 - 50			
比例速度 (mm/秒)	180		8 - 200	

ランプ	
光源 (数、種類)	2、LED
2 つの LED の合計最大光度 (mcd)	16400-24000
電池 (数、種類)	2 個、CR2032
室温で、新しい電池で光度を最高にして操作できる最長時間 (時間)	8
輝度 level (数)	3
自動スイッチオフ	15 分後

充電式バッテリーの製品番号	757B15	757B20	757B21	757B35 =0	757B35 =1	757B35 =3
充電時の温度(°C)	0°C から +40°C	0°C から +50°C		0°C から +60°C		
容量 (mAh)	550	900	800	300	600	1150
充電式バッテリーの耐用年数(年)	2					
充電中の製品の機能	充電中はどの機能も使用できません。					
バッテリーが完全充電された状態で製品を使用できる時間(グリップ回数)	約 1000 回	約 2500 - 3000 回	約 2000 - 2500 回	約 1000 回	約 1000 - 2000 回	約 4000 回
充電回数(充電式バッテリーを完全の放電)(時間)	約 10 回	約 3.5 回	約 3 回	約 2.5 回		
公称電圧(V)	6	約 7.2		約 7.4		
バッテリーの技術	Ni-Mh	リチウムイオン電池		Li-Po		リチウムイオン電池
承認された充電器	757L14	757L20		757L35		

<b>ACアダプター</b>	
製品番号	757L16*
納品時の包装での保管と配送	-40°C ~ +70°C
包装なしの場合の保管と配送	-40°C ~ +70°C 相対湿度は10%から93%、結露のない状態
操作	0°C ~ +40°C 相対湿度は最大90%、結露のない状態
入力電圧	100V以上 ~ 240V以上
周波数	50 Hz ~ 60 Hz
出力電圧	12 V $\equiv$

## 12 本取扱説明書で使用している記号



本製品は、通常のご家庭ゴミと一緒に処分することはできません。お住まいの地域の条例に従わずに廃棄した場合、健康や環境に有害な影響を及ぼすおそれがあります。廃棄や回収に関しては必ず各自治体の指示に従ってください。



該当する欧州指令に準拠しています。

SN YYY Y WW NNN

シリアルナンバー  
YYYY – 製造された年  
WW – 製造された週



ランプの光線を覗きこまないでください。











---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Otto Bock Healthcare Products GmbH  
Brehmstraße 16 · 1110 Wien · Austria  
T +43-1 523 37 86 · F +43-1 523 22 64  
info.austria@ottobock.com · www.ottobock.com